



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО

"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

Иммунные методы
ООО «НьюМедТех»




С.В. Стогов

2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Реагент для очистки зонда URIT D43 для анализаторов гематологических серии
ВН

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 мл (коробка).







IVD



2°C 40°C




 URIT Medical Electronic Co.,Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Китай)
Тел.: +86(773)2288586 Факс: +86(773)2288580
Email: service@uritest.com Web: www.urit.com

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации
ООО «НьюМедТех»
111033 г. Москва, ул. Волочаевская, дом 40Г,
стр. 4, помещ. 1.16 этаж 1

<http://www.urit.com>



[Состав]

Гипохлорит натрия: 2 %.

[Назначение]

Очищающий раствор для пробозаборника предназначен для очистки пробозаборника и жидкостных магистралей прибора. Реагент можно использовать для ежедневного и периодического обслуживания. Реагент растворяет затвердевшую грязь для поддержания чистоты измерительной системы

[Хранение и срок годности]


1. Хранить в темном месте вдали от солнечных лучей при температуре 2°C–40°C.
2. Годен в течение 12 месяцев. После вскрытия следует использовать в течение 60 дней

[Ограничения, меры предосторожности и примечания]

1. Используйте реагент под руководством специалиста.
2. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта немедленно промойте кожу или глаза большим количеством воды или обратитесь за медицинской помощью.
3. Избегайте вдыхания паров реагента.
4. Плотно закройте крышку контейнера, чтобы предотвратить испарение и контаминацию.
5. Утилизируйте остатки реагента через 60 дней использования после вскрытия контейнера в соответствии с местным законодательством.

<http://www.urit.com>

Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 мл



URIT

Реагент для очистки
для анализаторов

[Назначение]

Очищающий раствор для пробозаборника предназначен для очистки пробозаборника и жидкостных магистрий прибора. Реагент можно использовать для ежедневного и периодического обслуживания. Реагент растворяет затвердевшую грязь для поддержания чистоты измерительной системы.

[Ограничения, меры предосторожности и примечания]

1. Используйте реагент под руководством специалиста.
2. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта немедленно промойте кожу или глаза большим количеством воды или обратитесь за медицинской помощью.
3. Избегайте вдыхания паров реагента.
4. Плотно закройте крышку контейнера, чтобы предотвратить испарение и контаминацию.
5. Утилизируйте остатки реагента через 60 дней использования после вскрытия контейнера в соответствии с местным законодательством.



URIT Medical Electronic Co., Ltd.


No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone, Guzhou City

Guangxi, China (Korea)

Tel.: +86(773)2288586

Web: www.urit.com

Email: service@uritest.com





Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8
(Россия) листах

