



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО
"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «НьюМедТех»

И.П. Рожков

« _____ » МОСКВА 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Раствор окрашивающий URIT R11 для анализаторов гематологических серии ВН

URIT

URIT R11
Объем: 4 мл , 50

Раствор окрашивающий URIT R11 для анализаторов гематологических серии BH

[Назначение]

Окрашивающий раствор используется для окрашивания ретикулоцитов (RETIC) в крови человека с целью наблюдения за их морфологией и структурой, а также позволяет гематологическим анализаторам подсчитывать клетки крови.

[Хранение и срок годности]

1. Условия хранения: хранить вдали от солнечных лучей при температуре 2°C-40°C. После вскрытия хранить при температуре 15°C-30°C.
2. Срок годности: 24 месяца. После вскрытия следует использовать в течение 60 дней при соблюдении условий хранения.

[Ограничения и меры предосторожности]

1. Только для профессионального использования.
2. В случае проглатывания реагента немедленно обратиться к врачу.
3. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
4. Утилизация отходов в соответствии с местными нормами.



URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Email)
Tel: +86(773)2288586 Факс: +86(773)2288560
Email: service@uritest.com Web: www.urit.com

[Состав]

Хлорид натрия: 0,8 %, оксалат калия 2,0 %, буферный раствор 0,5 %, консерванты 0,2 %, поверхностно-активное вещество 0,01 %, метиленовый синий 0,1 %.



24010685M1



20240115 QC PASS



20260114


Уполномоченный представитель, производитель
на территории Российской Федерации
ООО «Юнмедиэл»
119031, Москва, ул. Волковская, дом 48Б, стр. 4, пом. 1, 1.15.1/04.1

Регистрационный сертификат
РР: 0005/0003 от 12.03.2008

REV: 10/2021



Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки









Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 7



_____ листах

