

Юр. Адрес: Российская Федерация, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел./факс (343) 228-37-43, 217-82-39, ИНН 6658452984 КПП 665801001 ОКПО 35167765 ОГРН 1146658004668
Р/счет № 40702810016540008061 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 Кор.счет 301018105000000000674

Утверждаю



Директор ООО «ПП «Барьер»

Г.В.Будлянский

«28» июня 2024 г.

Проект этикетки

Изготовитель **ООО ПП «Барьер»**

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3 тел. (343) 228-37-43,
e-mail: sg@barier.info

1.Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-003–35167765– 2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «__» _____

СТЕРИЛЬНО

В составе:

Пеленка впитывающая «Seni», длина х ширина в см: 60,0х60,0 1шт
Пеленка медицинская, длина х ширина в см: 60,0х60,0 СМС пл.42г/м2 -1шт
Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0х3,2 - 3шт
Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: 20,0х20,0, Спанлейс 40г/м2 -2 шт
Салфетка марлевая, длина х ширина в см: 7,0х3,3 -1шт
Салфетка медицинская, длина х ширина в см: 33,0х33,0 СМС пл.25г/м2- 1шт
Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: 5,0х5,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт
Тампон впитывающий треугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х3,3 Спанлейс пл.40г/м2- 5шт
Тампон марлевый прямоугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х2,7 - 2шт
Бинт самофиксирующийся БЭФМ, размер: 4мх10см -1шт
Лоток полимерный 160мм- 1шт
Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт
Перчатки смотровые латексные раз. М - 1пара
Бинт марлевый медицинский, размер: 5,0мх10,0см - 1шт
Пинцет полимерный, размер: 150,0 мм - 1шт
Повязка, размер: 9,0х10,0 см - 1шт
Повязка для фиксации канюль, размер: 5см х7,2см - 1шт
Шприц инъекционный трехдетальный 5 мл «Луер-Лок» с иглой инъекционной 0,7х40 - 1шт
Бандаж гемостатический, размер в мм: 30х72- 1шт
Колпачок (заглушка)- 1шт

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годеи до: апрель 2029г

Назначение - для применения как МИ для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Повторное использование запрещено.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Юр. адрес: РФ, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3, тел. (343) 228-37-43, 217-82-39, ИНН 6658452984 КПП 665801001 ОКПО 35167765 ОГРН 1146658004668 Р/счет. № 40702810016540008061 в
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 Кор.счет 30101810500000000674



Утверждаю
Директор
ООО «ПП» Барьер»
Г.В.Будлянский
«21» августа 2024г

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и
процедур одноразовый стерильный «Барьер»
по ТУ 9398-003-35167765-2016**

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия.



Общий вид потребительской упаковки

(первичная упаковка покупных нестерильных изделий и изделия собственного производства, подвергнутых стерилизации газовым способом (оксидом этилена) и покупные стерильные изделия в индивидуальных упаковках с маркировкой предприятий-изготовителей данной продукции), входящих в состав медицинского изделия: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»



Общий вид первичной упаковки

покупных нестерильных изделий и изделия собственного производства, подвергнутых стерилизации газовым способом (оксидом этилена), входящих в состав медицинского изделия: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016,

в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»



Общий вид потребительской упаковки

(первичная упаковка покупных нестерильных изделий и изделия собственного производства, подвергнутых стерилизации газовым способом (оксидом этилена) и покупные стерильные изделия в индивидуальных упаковках с маркировкой предприятий-изготовителей данной продукции), входящих в состав медицинского изделия: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный

«Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

покупных нестерильных изделий и изделия собственного производства, подвергнутых стерилизации газовым способом (оксидом этилена), входящих в состав медицинского изделия: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид транспортной упаковки


медицинского изделия: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»



Общий вид транспортной упаковки
 медицинского изделия: Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур
 одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:
 Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный
 «Барьер»

**Общий вид вложений (составных частей),
входящих в состав медицинского изделия:**


**Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и
процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-
2016**




Пеленка впитывающая, варианты исполнения: Пеленка впитывающая, длина x ширина в см: (20,0-190,0) x (20,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.



Пеленка впитывающая, варианты исполнения: 1.2. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, производства ООО «Медмил», Россия, РУ № РЗН 2016/4992, варианты исполнения: Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Эконом, следующих типоразмеров 20х30 см, 20х60 см, 40х60 см, 60х60 см, 60х90 см, 60х120 см; Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Оптима, следующих типоразмеров 20х30 см, 20х60 см, 40х60 см, 60х60 см, 60х90 см, 60х120 см, 90х170 см с крыльями, 90х180 см с крыльями



Пеленка впитывающая, варианты исполнения: Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые "Seni", производства ООО "Белла", Россия, РУ № РЗН 2015/2475, варианты исполнения: 1.3.1. Пеленки Seni Soft: Seni Soft (40см x 60см, 60см x 60см, 90см x 60см, 90см x 170см с крыльями из нетканого материала); 1.3.2. Пеленки Seni Soft: Normal (60см x 60см, 90см x 60см); 1.3.3. Пеленки Seni Soft: Seni Soft Basic (40см x 60см, 60см x 60см, 90см x 60 см).




Пеленка медицинская, длина x ширина в см: (20,0-190,0)x(20,0-190,0) производства ООО «ПП «Барьер»,
Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.




Пеленка с адгезивным слоем, длина х ширина в см:(20,0-190,0)х(20,0-190,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.



Полотенце, длина x ширина в см: (10,0-110,0)x(10,0-110,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по
ТУ 0308-003-35167765-2016



Простыня с отверстием с адгезивным слоем, длина х ширина в см: (20,0-260,0)х(20,0-260,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.




Салфетка впитывающая

Салфетка впитывающая, длина x ширина в см: (3,0-90,0)x(3,0-90,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.



Салфетка марлевая

Салфетка марлевая. длина x ширина в см: (3,0-42,0)x(3,0-42,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.




Салфетка медицинская

Салфетка медицинская (длина x ширина в см: (3,0-90,0)x(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.



Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016.




Тампон впитывающий прямоугольной, треугольной или круглой формы, длина х ширина в см: (2,4-9,5)х (2,4-9,5) или диаметром, см. (2,4-9,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.



Тампон марлевый

Тампон марлевый прямоугольной, треугольной или круглой формы, длина х ширина в см: (2,4-9,5)х (2,4-9,5) или диаметром, см. (2,4-9,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия по ТУ 9398-003-35167765-2016.



Бинты марлевые медицинские стерильные, вариант исполнения:

Бинты марлевые медицинские стерильные (16-ти типоразмеров) и нестерильные (33-х типоразмеров) по ТУ 9393-001-32947348-2010: Бинты марлевые медицинские стерильные размеры 5 м x 10 см, 7 м x 10 см, 7мх14см, производства ООО «Ткацкая фабрика 2», Россия, РУ № ФСР 2011/10227.



Бинты марлевые медицинские стерильные, вариант исполнения:

Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, размеры 5 м x 10 см, 7 м x 10 см, 7м x14см, производства ООО "АПСАНА", Россия, РУ № ФСР 2008/03217.




Бинты марлевые медицинские стерильные, вариант исполнения:

Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: стерильные 5м x 10см, 7м x 14см, производства ООО "Элепром", Россия, РУ № ФСР 2012/14232.



Бинты марлевые медицинские стерильные, вариант исполнения:

Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, размеры 5 м x 10 см, 7м x14см производства ООО "ПКФ ВераМед", Россия РУ № ФСР 2008/03226



Бинты марлевые медицинские стерильные, вариант исполнения:



Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 Следующих типоразмеров: 5м x 10см, 7м x 14 см, производства ООО "ХБК "Навтекс", Россия, РУ №РЗН 2015/2552.





Бинт самофиксирующий

Бинт самофиксирующий, варианты исполнения:

Бинты эластичные фиксирующие самоприлипающие Matofix COHESIVE под товарным знаком matopat, размеры 15см x 4м, 12см x 4м, 10см x 4м, 8см x 4м, 6см x 4м, 15см x 4,5м, 12см x 4,5м, 10см x 4,5м, 8см x 4,5м, 6см x 4,5м, 15см x 5м, 12см x 5м, 10см x 5м, 8см x 5м, 6см x 5м., производства АО «Торуньске заклады материалув опатрунковых С.А.», Польша, РУ № ФСЗ 2012/11570 или Изделия медицинские эластичные компрессионные и фиксирующие: фиксирующие бинты эластичные, самофиксирующие: -Peha-haft (Пеха-хафт), размеры 4 м x 4 см, 4 м x 6 см, 4мx8см, 4мx10см, 4мx12см, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, РУ№ ФСЗ 2011/09638 или Бинт марлевый самофиксирующий нестерильный «Кобинт» по ТУ 9393-007-74639918-2006, размеры: 4 м x 6 см, 4мx8см, 4мx10см, 4мx12см, производства ООО «Новые Перевязочные Материалы», Россия, РУ № –ФСР 2007/00790 или Бинты эластичные фиксирующие медицинские по ТУ 21.20.24-001-83998195-2017, производства ООО "СМ-РосТ", Россия, РУ № РЗН 2017/6538, варианты исполнений: - БЭФМ 60 мм x 4000 мм; - БЭФМ 80 мм x 4000 мм; - БЭФМ 100 мм x 4000 мм; - БЭФМ 120 мм x 4000 мм; - БЭФМ 150 мм x 4000 мм. Или Бинт когезивный самофиксирующий по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022, производства ООО "ХЕЛСЛАБ", Россия, РУ № РЗН 2023/21104, в вариантах исполнения: TENERIS Бинт когезивный самофиксирующий на тканевой основе (без латекса). Размер (длина в растянутом состоянии): 4 см x 4 м; 6 см x 4 м; 8 см x 4 м; 10 см x 4,5 м. или Бинты медицинские когезивные (самофиксирующие) по ТУ 9393-003-10715071-2017, производства ООО "ХБК "Навтекс", Россия, РУ № РЗН 2018/7444, варианты исполнения: Бинты медицинские когезивные (самофиксирующие) белые по ТУ 9393-003-10715071-2017, размером 4,0 м x 4,0 см; 4,0 м x 6,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 6,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см.





Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, варианты исполнения:

Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные «ГЕКСА» по ТУ 9398-017-18603495-2010, производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ № ФСР 2010/09436, варианты исполнения: 1. Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на резинке, голубая); 2. Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на завязках, голубая) или Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08512. или Маска медицинская одноразовая трёхслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-75756402-2020, производства ООО «МЕДИКА Е», Россия, РУ № РЗН 2020/10301 или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673, варианты исполнения: 1. маска медицинская стандарт. 2. маска медицинская классик.



Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические:

Перчатки латексные стерильные по ТУ 2514-001-50341858-2007, производства ООО «Жасмин Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00456, следующих исполнений: Перчатки латексные хирургическими стерильные: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.



Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические:


Перчатки хирургические и смотровые, производства "Бер Сэйф (Малайзия) Сдн. Вхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185, вариант исполнения: 1. Перчатки латексные хирургические стерильные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.



Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические: Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № ФСР 2011/12244, следующих типоразмеров: Перчатки хирургические стерильные из натурального ла-




Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benovy" стерильные и нестерильные, производства "ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/12488, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные анатомические неопудренные стерильные, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: 6,



Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические: Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства "Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.



Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические: Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368, вариант исполнения: перчатки латексные хирургические стерильные; перчатки латексные хирургические нестерильные.



Перчатки, вариант исполнения - перчатки хирургические: Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ №ФСР 2008/03089, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные стерильные, неопудренные.



Перчатки, вариант исполнения- перчатки смотровые:

Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № ФСП 2011/12244, следующих типоразмеров: 1. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 2. Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL.

АСТ МЕДИНФО
высокотехнологичные
аксессуары медицинского назначения

**перчатки латексные
стерильные**

СМОТРОВЫЕ

1 пара
ТУ 2514-001-50341858-07
ГОСТ Р-52239-2004
Стерильно
РУ ФСР 2007/00456

РАЗМЕР № S

Номер партии:
Дата изготовления и
стерилизации:
Использовать до:

хранить при t от плюс 5 до плюс 30 градусов и относительной влажности воздуха не выше 80%

- ◆ Перед использованием перчаток убедитесь в отсутствии повреждений упаковки
- ◆ Вскройте упаковку
- ◆ Извлеките перчатки из внутренней защитной упаковки
- ◆ Аккуратно наденьте перчатки на правую и левую руку
- ◆ После надевания перчаток, удалите с них пудру, тщательно вытерев стерильной влажной салфеткой, полотенцем или другим аналогичным способом

стерилизовано и упаковано ООО «Жасмин Мед» для группы компаний «АСТ Мединфо»
Россия, 170002, г. Тверь, ул. Лейтенанта Ильина, 1




Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые: Перчатки латексные стерильные по ТУ 2514-001-50341858-2007, производства ООО «Жасмин Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00456, следующих исполнений: Перчатки латексные смотровые стерильные: S(6-7), M(7-8), L(8-9).



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые: Перчатки медицинские смотровые "Супермакс", латексные и нитриловые, производства "Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/02932, варианты исполнения: 1. Перчатки медицинские смотровые, латексные. 2. Перчатки медицинские смотровые, нитриловые.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые:

Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой) размеры: XS, S, M, L, производства "Сая Гигиена Малайзия Сдн. Бхд", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/11582.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые:

Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства "Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220, варианты исполнения:

1. Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - синий, белый, фиолетовый, размеры XS, S, M, L. 2. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые:

Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6102, варианты исполнения: 1. Маленькие (S) 0-100 шт. 2. Средние (M) 0-100 шт. 3. Большие (L) 0-100 шт.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые:

Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства "ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6105, варианты исполнения: 1 Маленькие (S) 0-100 шт. 2 Средние (M) 0-100 шт. 3 Большие (L) 0-100 шт.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые:

Перчатки медицинские, производства «Макстер Глов Маньюфакчуриг СДН БХД (229862-Х)», Малазия, РУ № ФСЗ 2011/10210, вариант исполнения: 1. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy», цвет: бирюзовый, синий, белый, голубой, зеленый, сиреневый, размеры: XS, S, M, L.

2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy», цвет: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Вепову" стерильные и нестерильные, производства "ТГ Медикал Сдн. Бхд", Малазия, РУ № ФСЗ 2012/12488, варианты исполнения: 1. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L. 2. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые, цвета: бирюзовый, синий, белый, голубой, сиреневый, зеленый, размеры: XS, S, M, L.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые:Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368, варианты исполнения:

1. перчатки латексные смотровые диагностические стерильные. 2. перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные. 3. перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные. 4. перчатки синтетические смотровые диагностические стерильные.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные нитриловые неопудренные текстурированные. Размеры XS, S, M, L, XL. Голубого цвета, производства "Топ Глоув Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № РЗН 2017/5679.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые: Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, производства "Жонхон Пулин Медикал Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2021/14392, варианты исполнения: 1. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: S. 2. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: M. 3. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: L.



Перчатки, вариант исполнения-перчатки смотровые: Перчатки хирургические и смотровые, производства «Бер Сэйф Малайзия Сдн. Вхд.», Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185, вариант исполнения: Перчатки латексные смотровые, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.




Пинцет полимерный, вариант исполнения:

Пинцеты полимерные одноразовые стерильные, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ № ФСР 2010/07936.



Пинцет полимерный, вариант исполнения:

Пинцеты медицинские SUYUN. Размеры: 125мм, 150мм, 200мм, производства «Цзяньсу СУЙУН Медикал Материалс Ко.Лтд» Китай, РУ №ФСЗ 2010/06996.



Повязка для фиксации канюль (Повязка стерильная «matopat» Canula Plast из нетканого материала для фиксации канюль. Размеры: 5,8х8см., 5х7,2см., РУ№ФСЗ 2008/01690 производства АО «ТЗМО С.А.», Польша)



Повязка, вариант исполнения: Повязка стерильная matopat:Fixopore S из нетканого материала с впитывающей прокладкой, размеры: 5x7,2см, 8x15см, 10x6см, 10x8см, 10x20см, 10x25см, 10x30см, 10смx35см., производства АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ № ФСЗ 2008/01691.



Пластырь медицинский фиксирующий Круподерм®

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

КРУПОДЕРМ®

801013

9x10cm
(±10%)

Производитель:
"ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай,
WAYSON Medical Co., Ltd., No. 81, Junfeng Road,
Huangpu, Guangzhou, 510760, Guangdong, China

Уполномоченный представитель:
АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", Россия, 195027, Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, часть помещ. 1Н, 2Н, 3Н, офис 606
Тел: (812) 622 10 15, e-mail: info@meditecz.ru, www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07988 от 12.02.2021 г.

Применение: для стерильного ухода за послеоперационными ранами и
прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения
внутривенных катетеров и мест венопункции. Неподходяще. Стерильно.

Состав: основа - нетканый материал, адгезия - безвредный
для кожи полиакрилат.

Способ наложения - вскрыть упаковку, достать пластырь,
наложить пластырь, менять по рекомендации врача или
по мере необходимости.

Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 30°C

Серия номер: 09100524
Произведено: 05/2024
Годен до: 05/2029

CE, STERILE, EO, 2, A

4 620788 931017


Повязка, вариант исполнения

Пластырь медицинский фиксирующий, производства «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07988, вариант исполнения: Пластырь медицинский фиксирующий «Круподерм»®, размеры в см:



Повязка, вариант исполнения

Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428, вариант исполнения: Повязки пластырного типа Cosmopor® E steril / Космопор Е стерил (стерильная): размеры: 7,2x5см, 10x6см, 15x6см, 10x8см, 15x8см, 20x8см, 20x10см,




Шприц, вариант исполнения:

Шприцы инъекционные одноразового применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005», производства АО «РКЦ «Прогресс», Россия, РУ № ФСР 1810/08648, варианты исполнения: 1. шприцы инъекционные одноразового применения двухдетальные, стерильные 2А «Луер»; шприцы инъекционные одноразового применения двухдетальные, стерильные 5Б «Луер»; шприцы инъекционные одноразового применения двухдетальные, стерильные 10Б «Луер»; шприцы инъекционные одноразового применения двухдетальные, стерильные 20Б «Луер».




Шприц, вариант исполнения: Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008, производства ООО «Стерин», Россия, РУ № ФСР 2008/03253, варианты исполнения: 1. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 2А «Луер»; 2. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 5Б «Луер»; 3. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 10Б «Луер»; 4. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 20Б «Луер».



Шприц, вариант исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005, производства АО «Медполимер ЛТД», Россия, РУ № ФСР 2010/07477, в следующих исполнениях:

1. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 2А «Луер», вместимостью 2 см³; 2. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5 см³; 3. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10 см³; 4. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20 см³; 5. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20 см³; 6. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 2А «Луер», вместимостью 2 см³; 7. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5 см³; 8. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 10Б «Луер», вме-




Шприц, вариант исполнения: Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглами и без игл типа «Луер» и «Луер-Лок», стерильные, объемом: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл по ТУ 9398-001-28994901-2009, производства ООО «ВЕБ-МЕДИКАЛ», Россия, ПУ № ФСР 2009/06214.



Шприц, вариант исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017, производства ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", Россия, РУ № ФСР 2010/07710, в следующих исполнениях: 1. трехдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,6x25; 2. трехдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8x38; 3. трехдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8x38; 4. трехдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8x38; 5. двухдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,45x10 до 0,7x40; 6. двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7x25 до 1,1x50; 7. двухдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7x25 до 1,5x50.



Шприц, вариант исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные или двухдетальные, стерильные типа "Луер" или "Луер Лок" по ТУ 32.50.13-001-93599774-2017, производства ООО "Группа СТК", Россия, РУ № ФСР 2010/08843, объемами в мл: 2, 5, 10 и 20, в вариантах исполнения: Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный или двухдетальный, стерильный типа "Луер" или "Луер Лок", в вариантах исполнения: - 2А, 5Б, 10Б, 20Б, «Луер».




Шприц, вариант исполнения:

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010, производства ООО "МПК" Елец", Россия, РУ № ФСР 2008/03888, варианты исполнения: 1. шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер»; 2. шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер-Лок»; шприцы инъекционные однократно-го применения двухдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2; 5; 10; 20 ml «Луер».





Шприц, вариант исполнения: Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трехкомпонентные иглами и без игл Vogt Medical, производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № РЗН 2016/3938, варианты исполнения: Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трех- компонентные с защитным чехлом Vogt Medical: Объёмами 2,0мл, с иглами и без игл : 0,6х25мм(23G); Объёмами 5,0мл, 10мл, 20мл с иглами и без игл: 0,8х40мм(21G).




Шприц, вариант исполнения:

Шприцы однократного применения с иглой трехкомпонентные стерильные, производства «МедЭйм ЛЛС», США, РУ № ФСЗ 2011/10987, варианты исполнений: Шприцы инъекционные объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл.



Шприц, вариант исполнения:

Шприцы инъекционные однократного применения с иглами, объемом: 5 мл, 10 мл, 20 мл, производства "Зеджианг Хуафу Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09382.

**Шприц, вариант исполнения:**


Шприцы одноразовые стерильные объёмом 2 см³ (мл), 5 см³ (мл), 10 см³ (мл), 20 см³ (мл), с иглами и без, производства "Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2009/03552.




Шприц, вариант исполнения:

Шприцы инъекционные одноразовые стерильные с иглами и без игл, объем: 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, производства «Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплианс Ко. Лтд», КНР, РУ № ФСЗ 2008/02301, варианты исполнения:

1. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,6х30 мм (23G), объем: 2 мл; 2. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 50 мм (21G), объем: 5 мл; 3. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 40 мм / 0,8 х 38 мм (21G), объем: 10 мл; 4. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 40 мм / 0,8 х 38 мм (21G), объем: 20 мл; 5. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 2 мл.
6. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 5 мл; 7. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 10 мл; 8. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 20 мл.



Шприц, вариант исполнения: Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, с иглами, производства "Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09587.




Шприц, вариант исполнения: Шприцы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 2, 5, 10, 20, куб.см, производства «Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2007/00511.




Шприц, вариант исполнения:

Шприцы LEIKO медицинские инъекционные стерильные однократного применения объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, с иглами и без игл, производства "Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/08209.



Лейкопластырь фиксирующий нестерильный, варианты исполнения:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, производства ООО "НПМ", Россия, РУ № ФСР 2007/00789, следующих исполнений: I Основа (подложка): нетканая. II. Размерный ряд, см: нетканая основа (лейкопластырь в виде рулона намотанного без гильзы (катушки) или на картонную гильзу или пластмассовую катушку): - длина 1000,0 x ширина от 1,0 до 5,0 шаг 0,5; - длина 1000,0 x ширина свыше 5,0 до 30,0 шаг 1,0. или Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/01442, варианты исполнения: на нетканой основе, пластырь-повязка NW рулонный, с впитывающей прокладкой и без нее, гипоаллергенный, размеры, см: 5x1000; 10x1000. или Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства «Фармлайн ООО», Чешская Республика, РУ № РЗН 2022/18988, в вариантах исполнения: На нетканой основе: TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5x1000; 10x1000. или Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производства "ФармЛайн Лимитед", Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959, вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. или Пластырь-повязка рулонный, фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт), производства ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, РУ № РЗН 2017/5942, варианты исполнения: на нетканой основе: 5,0 см x 10, 0 м; 10,0 см x 10,0 м. или Пластырь медицинский фиксирующий, производства "ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07988, варианты исполнения: Пластырь медицинский фиксирующий Крupoфикс, размеры в см: - 5x1000, 10x1000 или Пластыри и повязки фиксирующие по ТУ 9393-004-61014306-2015, производства АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", Россия, РУ №РЗН 2016/3848, варианты исполнения: повязка фиксирующая, гипоаллергенная, пластырного типа КРУПОФИКС следующих типоразмеров (см): 5x1000; 10x1000. или Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, производства "Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428, варианты исполнения: Пластырь нетканый фиксирующий Omnifix® elastic/ Омнификс эластик (нестерильный), размеры: 10 м x 2,5 см, 10 м x 5 см, 10 м x 10 см. или Пластырь фиксирующий на катушках и в рулонах, нестерильный, производства "Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № РЗН 2023/21505, варианты исполнения: 1. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 5 см x 10 м - 1 шт. 2. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 10 см x 10 м - 1 шт. 3. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 2,5 см x 10 м - 2 шт



Бандаж гемостатический для гемодиализа, размер (мм) 30x45, 25x72, 30x72), производства «Нипро Корпорейшн», Япония, РУ №ФСЗ 2007/00721



Колпачок (заглушка), варианты исполнения:

1. Колпачок «Луер» однократного применения, производства Унитарное предприятие "ФреБор", Республика Беларусь, РУ № ФСЗ 2010/06417.
2. Заглушка инфузионная, производства «Диспомед Витт оХГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10499

Изготовитель ООО ПП «Барьер»

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3 тел. (343) 228-37-43,
e-mail: sg@barier.info

1.Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»
ТУ 9398-003-35167765- 2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «___» _____

СТЕРИЛЬНО

В составе:

Пеленка впитывающая «Seni», длина х ширина в см: 60,0х60,0 1шт

Пеленка медицинская, длина х ширина в см: 60,0х60,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0х3,2 - 3шт

Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: 20,0х20,0, Спанлейс 40г/м2 -2 шт

Салфетка марлевая, длина х ширина в см: 7,0х3,3 -1шт

Салфетка медицинская, длина х ширина в см: 33,0х33,0 СМС пл.25г/м2- 1шт

Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: 5,0х5,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Тампон впитывающий треугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х3,3 Спанлейс пл.40г/м2- 5шт

Тампон марлевый прямоугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х2,7 - 2шт

Бинт самофиксирующийся БЭФМ, размер: 4мх10см -1шт

Лоток полимерный 160мм- 1шт

Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт

Перчатки смотровые латексные раз. М - 1пара

Бинт марлевый медицинский, размер: 5,0мх10,0см - 1шт

Пинцет полимерный, размер: 150,0 мм - 1шт

Повязка, размер: 9,0х10,0 см - 1шт

Повязка для фиксации канюль, размер: 5см х7,2см - 1шт

Шприц инъекционный трехдетальный 5 мл «Луер-Лок» с иглой инъекционной 0,7х40 - 1шт

Бандаж гемостатический, размер в мм: 30х72- 1шт

Колпачок (заглушка)- 1шт

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годеи до: апрель 2029г

Назначение - для применения как МИ для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Повторное использование запрещено.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный
«Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок,
постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»

Изготовитель ООО ПП «Барьер»

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3 тел. (343) 228-37-43,

e-mail: sg@barier.info

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-003-35167765-2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «___» _____

СТЕРИЛЬНО

В составе:

Пеленка впитывающая, длина х ширина в см: 60,0х60,0см Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Пеленка медицинская, длина х ширина в см: 60,0х90,0см СМС пл.42г/м2 -1шт

Пеленка с адгезивным слоем, длина х ширина в см: 80,0х70,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0х3,2 -1шт

Полотенце, длина х ширина в см: 70,0х50,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Простыня с отверстием адгезивным слоем, длина х ширина в см: 70,0х70,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: 20,0х10,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Салфетка марлевая, длина х ширина в см: 33,0х33,0 -1шт

Салфетка медицинская, длина х ширина в см: 33,0х33,0 СМС пл.25г/м2 1шт

Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: 5,0х5,0 Спанлейс пл.40г/м2 1шт

Тампон впитывающий треугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х3,3 Спанлейс пл.40г/м2 -4шт

Тампон марлевый прямоугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х2,7 -2шт

Бинт самофиксирующийся БЭФМ размер: 4мх10см -1шт

Лоток полимерный 160мм -1шт

Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт

Перчатки хирургические латексные раз.8,0 -1пара

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годен до: апрель 2029г

Назна-

чение - для применения как МИ для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Повторное использование запрещено.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

Изготовитель ООО ПП «Барьер»

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3 тел. (343) 228-37-43,

e-mail: sg@barier.info

1.Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-003-35167765-2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «___» _____

СТЕРИЛЬНО

В составе:

Пеленка впитывающая «Seni», длина х ширина в см: 60,0х60,0 1шт

Пеленка медицинская, длина х ширина в см: 60,0х60,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0х3,2 - 3шт

Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: 20,0х20,0, Спанлейс 40г/м2 -2 шт

Салфетка марлевая, длина х ширина в см: 7,0х3,3 -1шт

Салфетка медицинская, длина х ширина в см: 33,0х33,0 СМС пл.25г/м2- 1шт

Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: 5,0х5,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Тампон впитывающий треугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х3,3 Спанлейс пл.40г/м2- 5шт

Тампон марлевый прямоугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х2,7 - 2шт

Бинт самофиксирующийся БЭФМ, размер: 4мх10см -1шт

Лоток полимерный 160мм- 1шт

Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт

Перчатки смотровые латексные раз. М - 1пара

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годен до: апрель 2029г

Назначение - для применения как МИ для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Повторное использование запрещено.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Макет маркировки первичной упаковки изделий,

подвергаемых стерилизации, входящих в состав медицинского изделия:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»

Изготовитель ООО ПП «Барьер»

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3 тел. (343) 228-37-43,

e-mail: sg@barier.info

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-003-35167765-2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «___» _____

СТЕРИЛЬНО

В составе:

Пеленка впитывающая, длина x ширина в см: 60,0x60,0см Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Пеленка медицинская, длина x ширина в см: 60,0x90,0см СМС пл.42г/м2 -1шт

Пеленка с адгезивным слоем, длина x ширина в см: 80,0x70,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0x3,2 -1шт

Полотенце, длина x ширина в см: 70,0x50,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Простыня с отверстием адгезивным слоем, длина x ширина в см: 70,0x70,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Салфетка впитывающая, длина x ширина в см: 20,0x10,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Салфетка марлевая, длина x ширина в см: 33,0x33,0 -1шт

Салфетка медицинская, длина x ширина в см: 33,0x33,0 СМС пл.25г/м2 1шт

Салфетка с разрезом, длина x ширина в см: 5,0x5,0 Спанлейс пл.40г/м2 1шт

Тампон впитывающий треугольной формы, длина x ширина в см: 3,3x3,3 Спанлейс пл.40г/м2 -4шт

Тампон марлевый прямоугольной формы, длина x ширина в см: 3,3x2,7 -2шт

Бинт самофиксирующийся БЭФМ размер: 4мx10см -1шт

Лоток полимерный 160мм -1шт

Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт

Перчатки хирургические латексные раз.8,0 -1пара

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годен до: апрель 2029г

Назначение - для применения как МИ для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи

Вид стерилизации: газовым способом (оксидом этилена)

Повторное использование запрещено.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Не применять при нарушении целостности упаковки

Утилизация - относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Макет маркировки первичной упаковки изделий,

подвергаемых стерилизации, входящих в состав медицинского изделия:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»

Изготовитель ООО ПП «Барьер»

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская,12,оф.6/3 тел. (343) 228-37-43, e-mail:sg@barier.info

1.Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»

ТУ 9398-003-35167765-2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «___» _____

СТЕРИЛЬНО

Пеленка впитывающая «Seni», длина х ширина в см: 60,0х60,0 1шт

Пеленка медицинская, длина х ширина в см: 60,0х60,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0х3,2 - 3шт

Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: 20,0х20,0, Спанлейс 40г/м2 -2 шт

Салфетка марлевая, длина х ширина в см: 7,0х3,3 -1шт

Салфетка медицинская, длина х ширина в см: 33,0х33,0 СМС пл.25г/м2- 1шт

Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: 5,0х5,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Тампон впитывающий треугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х3,3 Спанлейс пл.40г/м2- 5шт

Тампон марлевый прямоугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х2,7 - 2шт

Бинт самофиксирующийся БЭФМ, размер: 4мх10см -1шт

Лоток полимерный 160мм- 1шт

Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт

Перчатки смотровые латексные раз. М - 1пара

Бинт марлевый медицинский, размер: 5,0мх10,0см - 1шт

Пинцет полимерный, размер: 150,0 мм - 1шт

Повязка, размер: 9,0х10,0 см - 1шт

Повязка для фиксации канюль, размер: 5см х7,2см - 1шт

Шприц инъекционный трехдетальный 5 мл «Луер-Лок» с иглой инъекционной 0,7х40 - 1шт

Бандаж гемостатический, размер в мм: 30х72- 1шт

Колпачок (заглушка)- 1шт

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годен до: апрель 2029г

Количество комплектов: - 2 шт.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С

Масса брутто 1,2 кг



Не применять при нарушении целостности упаковки

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»

Изготовитель ООО ПП «Барьер»

РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3 тел. (343) 228-37-43,
e-mail: sg@barier.info

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый
стерильный «Барьер»

ТУ 9398-003-35167765-2016

РУ № РЗН 2018/7175 от «___» _____

СТЕРИЛЬНО

Пеленка впитывающая, длина х ширина в см: 60,0х60,0см Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Пеленка медицинская, длина х ширина в см: 60,0х90,0см СМС пл.42г/м2 -1шт

Пеленка с адгезивным слоем, длина х ширина в см: 80,0х70,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Лейкопластырь фиксирующий, размер в см: 14,0х3,2 -1шт

Полотенце, длина х ширина в см: 70,0х50,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Простыня с отверстием адгезивным слоем, длина х ширина в см: 70,0х70,0 СМС пл.42г/м2 -1шт

Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: 20,0х10,0 Спанлейс пл.40г/м2 -1шт

Салфетка марлевая, длина х ширина в см: 33,0х33,0 -1шт

Салфетка медицинская, длина х ширина в см: 33,0х33,0 СМС пл.25г/м2 1шт

Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: 5,0х5,0 Спанлейс пл.40г/м2 1шт

Тампон впитывающий треугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х3,3 Спанлейс пл.40г/м2 -4шт

Тампон марлевый прямоугольной формы, длина х ширина в см: 3,3х2,7 -2шт

Бинт самофиксирующийся БЭФМ размер: 4мх10см -1шт

Лоток полимерный 160мм -1шт

Маска медицинская 3-х слойная на резинке с фиксатором -1шт

Перчатки хирургические латексные раз.8,0 -1 пара

Пояска, размер: 9,0х10,0 см -1шт

Шприц инъекционный трехдетальный 5 мл «Луер-Лок» с иглой инъекционной 0,7х40 -1шт

Колпачок (заглушка) 1шт

Серия (партия) №1

Дата стерилизации: май 2024

Годен до: апрель 2029г

Количество комплектов: - 2 шт.

Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия
прямых солнечных лучей, в чистых, сухих помещениях при температуре +5 - +40 С°

Масса брутто 2,3 кг



Не применять при нарушении целостности упаковки

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный
«Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016, в исполнении:

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур
одноразовый стерильный «Барьер»

80 (восемьдесят) листов

Директор ООО «П» «Барьер»

Будлянский Г.В.

