

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Рентген-Комплект»

А.Б. Блинов

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АРХП-«АМИКО»
по ТУ 9442-016-34597883-2002
(Исполнение 1)**

Фото общего вида (Исполнение 1)



ООО «Рентген-Комплект»



Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский,
ул. Подъёмная, дом 14, строение 36

**АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ**

АРХП-«АМИКО»

Исполнение **1**

ТУ 9442-016-34597883-2002
(ПУ № ФСР 2010/09786)

SN **24-71-8**




03/2024


~ 220В, 50Гц, **3,5** кВА
Класс I тип В, IP20

Масса **270** кг

АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ АРХП-«АМИКО», КЛУЖ 38637.016-02 (Исполнение 1), в составе:
1. Штатив напольный передвижной КАГД 38641.016.00



ООО «Рентген-Комплект»




Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъёмная, дом 14, строение 36

ШТАТИВ НАПОЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

КАГД 38641.016.00

SN

23-42



08/2023

2. Моноблок:

E-40 HF OX 1.5 L



или BMI HF 1F/10



или XLR8





I.P.S. Medical S.r.l.
Via dell' Agricoltura 22/24
37012 Bussolengo - VR - Italy



Generator : XLR 8 Serial n. 2209272

X - Ray Tube: X 20 P Focus 0,3 - 0,6 Serial n. 12W395

Total filtration 1,4 Al / 75 Kv - U max 125 Kv -

Date manufacture DEC 2022

3. Приемник рентгеновского изображения:
Усилитель яркости рентгеновского изображения – УРИ/230-«АМЕТИСТ»
(исполнение 2), в комплектации:



ООО «Рентген-Комплект»

 Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъемная, дом 14, строение 38

УСИЛИТЕЛЬ ЯРКОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ


УРИ/230 - «АМЕТИСТ»

ТУ 9442-007-34597883-01
(ПУ №ФСР 2010/09270)

SN 23-42M

 08/2023

1) Блок входной преобразующий КЛУЖ 38637.007.1



ООО «Рентген-Комплект»

 Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъёмная, дом 14, строение 3Б

**БЛОК ВХОДНОЙ
ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ**

КЛУЖ 38637.007.1

SN 2184


 08/2023

24В,1А

Класс III IP44

2) Блок цифровой памяти и шумопонижения (БЦП) КЛУЖ 38637.007.3








3) Видеоконтрольное устройство (монитор), не менее 19"



雷雨天气和潮湿环境请勿使用! 为防止电击之危险, 请勿任意打开后盖。
当需要维修时, 请与本公司联系。
Caution: To avoid electric shock, do not open this apparatus!
Attention: pour éviter le choc électrique, ne pas ouvrir cet appareil!



Company Name: Lotus NL B.V.
Company Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands

UK
Responsible
Person

Company Name: Lotus Global Co Ltd
Company Address: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG, England,
United Kingdom

SN



ER190J26CDB23007




www.bis.gov.in

免费服务热线: 400 820 0556

中国制造
Made In China

Hotline:

雷雨天气和潮湿环境请勿使用! 为防止电击之危险, 请勿任意打开后盖。
当需要维修时, 请与本公司联系。
Caution To avoid electric shock, do not open this apparatus!
Attention: pour éviter le choc électrique, ne pas ouvrir cet appareil!



UK
Responsible
Person

Company Name: Lotus NL B.V.
Company Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Company Name: Lotus Global Co Ltd
Company Address: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG, England,
United Kingdom

SN



ER190J26CDB23008



www.his.gov.cn


免费服务热线: 400 820 0556

Hotline:

中国制造

Made In China

4. Диафрагма КАГД.38641.016.30-02



ООО «Рентген-Комплект»

 Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъёмная, дом 14, строение 36

ДИАФРАГМА

КАГД.38641.016.30-02

SN

23-18



06/2023

24В, 1А

IP10

0,5 мм AL экв.

5. Стойка для мониторов КАГД.301422.001




ООО «Рентген-Комплексы»

Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъёмная, дом 14, строение 36

СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРОВ

КАГД.301422.001

Б/Н



08/2022

6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



7. Педаль КАГД. 38641.016.70



8. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»



9. Устройство для печати монохромных медицинских изображений:

Гибридный графический принтер UP-991AD





SONY®

MODEL UP-991AD

HYBRID GRAPHIC PRINTER

SN 710416

100-240V ~
50/60Hz 2.9-1.2A

Sony Corporation
Made In Japan



AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE
AND MECHANICAL HAZARDS ONLY
IN ACCORDANCE WITH
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005 + A1: 2012
AND CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 14

Rx
ONLY



상호명 : Sony Corporation
제품명칭 : HYBRID GRAPHIC PRINTER
모델명 : UP-991AD
제조지/제조국가 : Sony Corporation/Japan
MSIP-REM-01S-UP-991AD

IS 13252 (Part 1)/
IEC 60950-1



S
R-41001538
www.bis.gov.in

제조공장: Sony Global Manufacturing & Operations Corporation Kosal Site

For Japan
100V ~ 50/60Hz 2.9A



4-528-780-07

или Цифровой графический принтер UP-D898MD




SONY®

MODEL UP-D898MD

DIGITAL GRAPHIC PRINTER

SN 7298032


100-240V ~
50/60Hz 1.3-0.6A





LISTED
UL
GENERAL
MEDICAL EQUIPMENT
3014

AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE
AND MECHANICAL INJURY ONLY
IN ACCORDANCE WITH
ANSI/AAMI E60601-1:2005 + A1:2012
AND IEC 60601-1:2005 + A1:2012




CE

UK
CA

IS 13252 (Part 1) Rx
IEC 60950-1



R-41028646
www.bis.gov.in








© 2015 Sony Corporation
H.B.T.S. DIGITAL GRAPHIC PRINTER
S.M.V. UP-D898MD
H.B.T.S. 2015 Sony Corporation, China
MDP-REM-015-UP-D898MD



Sony Corporation
Made in China

For Japan
100V ~ 50/60Hz 1.3A




H.B.T.S. Grade Optoelectronics
Shanghai Co., Ltd. (China)



8-118-108-01

10. Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога (АРМ-2) «АРМ-АРХП-ВР» КАГД.466459.002 в составе:
- 1. Комплект средств управления в составе:
 - 1.1 Средство управления на базе системного блока РС компьютера
 - 1.2 Клавиатура
 - 1.3 Устройство управления типа «мышь»
 - 1.4 Программное обеспечение «АРМ-ПАРМА-ВР» Версия 1.0
КАГД.467369.002ПО
 - 1.5 Монитор ЖК (Диагональ не менее 19", разрешение не менее 1920x1080 пикселей)
 - 1.6 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi)



ООО «Рентген-Комплект»



Россия, 109052, г. Москва, вн. тер: г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъёмная, дом 14, строение 3Б

**Автоматизированное рабочее место
врача рентгенолога (АРМ-2)
«АРМ-АРХП-ВР»**

КАГД.466459.002

SN

23-01




01/2023

~ 220В, 1500 ВА

Класс I, IP20





11. LCD-монитор медицинский R190





雷雨天气和潮湿环境请勿使用! 为防止电击之危险, 请勿任意打开后盖。
当需要维修时, 请与本公司联系。
Caution: To avoid electric shock, do not open this apparatus.
Attention: pour éviter le choc électrique, ne pas ouvrir cet appareil!

EC REP

UK
Responsible
Person

Company Name: Lotus NL B.V.
Company Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Company Name: Lotus Global Co Ltd
Company Address: 23 Main Street, Reading, RG2 6AG, England,
United Kingdom

SN

ER190J26CDB23024



www.lotus.co.uk

免费服务热线:

400 820 0556

Hotline:

中国制造
Made in China


или LCD-монитор медицинский M260G



или LCD-монитор медицинский, исполнения M350G



или LCD-монитор медицинский JUSHA-M53



12. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», в составе:

- Пелерина защитная ПЛРЗ -"Р-К"



- Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-"Р-К"



- Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-"Р-К"



- Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-"Р-К"



- Фартук защитный двухсторонний ФРЗД-"Р-К"



- Шапочка защитная ШпРЗ -"Р-К"



13. Принадлежности:

Комплект чехлов КЛУЖ 38637.016.01, в составе:

- чехол 1 (дуги)
- чехол 2 (приемника рентгеновского изображения)
- чехол 3 (моноблока)






Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 44 листов
(сорок семь)
Директор ООО «Рентген-Комплект»



А.Б. Блинов



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Рентген-Комплект»



А.Б. Блинов

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АРХП-«АМИКО»
по ТУ 9442-016-34597883-2002
(Исполнение 2)**

Фото общего вида (Исполнение 2)



ООО «Рентген-Комплект»

 Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский,
ул. Подъёмная, дом 14, строение 36

АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ АРХП-«АМИКО»

Исполнение 2

ТУ 9442-016-34597883-2002
(ПУ № ФСР 2010/09786)

SN 24-72-8П


 03/2024

~ 220В, 50Гц, 3,52 кВА
Класс I тип В, IP20

Масса 280 кг

АППАРАТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
АРХП-«АМИКО», КЛУЖ 38637.016-03 (**Исполнение 2**), в составе:

1. Штатив напольный передвижной КАГД. 38641.016.00



ООО «Рентген-Комплект»




Россия, 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Нижегородский, ул. Подъемная, дом 14, строение 36

ШТАТИВ НАПОЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

КАГД.38641.016.00

SN


22-03



06/2022

2. Моноблок:

BMI HF 1F/10



или XLR8





I.P.S. Medical S.r.l.
Via dell' Agricoltura 22/24
37012 Bussolengo - VR - Italy



2209271

Serial n. 1240394

Generator: XLR 8 Focus 0.3 - 0.6


X-Ray Tube: X 20 P Focus 0.3 - 0.6 U max 125 kVp

Total filtration 1.4 Al / 75 Kv - DEC 2022


Date manufacture DEC 2022

3. Приемник рентгеновского изображения:


Приемник рентгеновского излучения КАГД 943119.001-02 в составе:





1) Кожух КАГД 305155.001-03



- 2) Детектор плоскостельный динамический Модель: Mercu 1212X (конфигурации Mercu 1212X-VDM)





[illegible]



ANTI-SCATTER GRID

Type

GRID 2100

Interspacer

GRAPHITE

Overall Size

320 x 320 MM

Line

66.7 L/CM

Grid Ratio

8 : 1

Focal Distance

120 CM



2024.01.15

SN

JW 2303786



JPI Healthcare Co., Ltd.

808-HO, 36, DIGITAL-RO 13CL

GURO-GU, SEOUL, KOREA 08377

TEL : (82-2) 2108-2580 FAX : (82-2) 2108-1190



01: 08809413810211

(11) 240115

Q1: JW 2303786



EMERGO EUROPE B.V.

Westerslootweg 60, 5827 AT Amhem

The Netherlands

TEL: (31) (0) 15 345 6570



MADE IN KOREA


4. Диафрагма прямоугольная КАГД.943162.001





5. Стойка для мониторов КАГД. 3014 22.001





6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М



7. Педаль КАГД. 38641.016.70




8. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»



9. Устройство для печати монохромных медицинских изображений:
Гибридный графический принтер UP-991AD







или Цифровой графический принтер UP-D898MD




10. Автоматизированное рабочее место лаборанта рентгенолога (АРМ-1) «АРМ-АРХП-ЛР» КАГД.466459.001 в составе:
1. Комплект средств управления в составе:
 - 1.1. Средство управления на базе системного блока РС компьютера
 - 1.2. Клавиатура
 - 1.3. Устройство управления типа «мышь»
 - 1.4. Программное обеспечение «АРМ-ПАРМА-ЛР» Версия 3.0
КАГД.467369.001ПО
 - 1.5. Монитор ЖК (Диагональ не менее 19", разрешение не менее 1920x1080 пикселей)







11. Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога (АРМ-2) «АРМ-АРХП-ВР» КАГД.466459.002 в составе:
1. Комплект средств управления в составе:
 - 1.1 Средство управления на базе системного блока РС компьютера
 - 1.2 Клавиатура
 - 1.3 Устройство управления типа «мышь»
 - 1.4 Программное обеспечение «АРМ-ПАРМА-ВР» Версия 1.0
КАГД.467369.002ПО
 - 1.5 Монитор ЖК (Диагональ не менее 19", разрешение не менее 1920x1080 пикселей)
 - 1.6 Принтер лазерный (Формат печати А4, черно-белая печать, разрешение не менее 600 dpi)







12. LCD-монитор медицинский R190




или LCD-монитор медицинский M260G



или LCD-монитор медицинский, исполнения M350G



или LCD-монитор медицинский JUSHA-M53



13. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К», в составе:

- Пелерина защитная ПЛРЗ -"Р-К"



- Передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГТ-"Р-К"



- Комплект защитных пластин из четырех элементов КПР34-"Р-К"



- Фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-"Р-К"



- Фартук защитный двухсторонний ФРЗД-"Р-К"



- Шапочка защитная ШпРЗ -"Р-К"



14. Принадлежности:

Комплект чехлов КЛУЖ 38637.016.01, в составе:

- чехол 1 (дуги)
- чехол 2 (приемника рентгеновского изображения)
- чехол 3 (моноблока)





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 43 листов
(Сорок Три)
Директор ООО «Рентген-Комплект»



А.Б. Блинов