

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ВестМед»

Е.К. Столярова

16 декабря 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие

Установка портативная хирургическая AMADEO M-UK 1023,

производства W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ), Австрия

1


2024г.

Оглавление

1. Блок управления M-UK 1023.....	4
2. Мотор M-MH40 с кабелем длиной 3,5 м.....	6
3. Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок 3,8 м для спрея (REF 436410).....	7
4. Универсальная подставка.....	10
5. Штатив.....	11
6. Стопор против вращения.....	12
7. Кабель питания.....	13
8. Блок ножного управления S-NW (REF 30264000) в составе:.....	14
8.1 Педаль S-NW.....	15
8.2 Электронный защитный ключ-заглушка CAN.....	16
8.3 Скоба для блока ножного управления.....	18
8.4 Батарейки типа AA-/ 1,5 В.....	19
8.5 Уплотнительное кольцо круглого сечения.....	20
9. Предохранитель (250 V – T1,6A).....	21
10. Фиксаторы для шланга.....	22 ²
11. Транспортировочный чемодан.....	23
12. Наконечник угловой хирургический серии Med: вариант исполнения WS 75LG.....	24
12.1 Наконечник угловой хирургический WS 75LG.....	24
12.2 Трубка охлаждающей жидкости для внутреннего охлаждения бора.....	25
12.3 Игла для очистки каналов.....	26
12.4 Зажим спрея слева для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer.....	27
12.5 Зажим спрея справа для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer.....	28
12.6 Y- распределитель.....	29
13. Наконечник угловой хирургический серии Med: вариант исполнения WS-75.....	30
13.1 Наконечник угловой хирургический WS 75.....	30
13.2 Трубка охлаждающей жидкости для внутреннего охлаждения бора.....	31
13.3 Игла для очистки каналов.....	32
13.4 Зажим спрея слева для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer.....	33
13.5 Зажим спрея справа для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer.....	34
13.6 Y- распределитель.....	35

14.	Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-9.....	36
14.1	Наконечник прямой хирургический S-9.....	36
14.2	Трубка системы охлаждения для S-9	37
14.3	Игла для очистки каналов, длинная	38
15.	Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-10.....	39
15.1	Наконечник прямой хирургический S-10.....	39
15.2	Трубка системы охлаждения для S-10.....	40
15.3	Игла для очистки каналов, длинная	41
16.	Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-11.....	42
16.1	Наконечник прямой хирургический S-11.....	42
16.2	Трубка системы охлаждения для S-11.....	43
16.3	Игла для очистки каналов, длинная	44
17.	Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-12.....	45
17.1	Наконечник прямой хирургический S-12.....	45
17.2	Трубка системы охлаждения для S-12.....	46
17.3	Игла для очистки каналов, длинная	47
18.	Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-15.....	48 ³
18.1	Наконечник прямой хирургический S-15.....	48
18.3	Трубка системы охлаждения для S-15.....	49
18.3	Игла для очистки каналов, длинная	50
19.	Эксплуатационная документация.....	52
19.1	Инструкция по эксплуатации AMADEO M-UK 1023, M-UK1015, M-UK1010	52
19.2	Инструкция по эксплуатации «Прямые наконечники S-9, S-10, S-11, S-12, S-15»	53
19.3	Инструкция по эксплуатации «Угловой наконечник с мини-LED+ и генератором WS-75 LG. Угловой наконечник без оптики WS-75».....	54
19.4	Инструкция по эксплуатации «Блок ножного управления с плавной регулировкой S-NW, S-N2, S- N1».....	55

1. Блок управления M-UK 1023.





Manufacturer  WSH Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glöckl-Straße 63 5111 Bürmoos, Austria		-J021303870000/5-0103 Made in AUSTRIA	
amadeo	REF	30387000	
Type M-UK1023	SN	01013	
rpm 40.000 max.	2020-07-08	170 VA	
V 220 - 240 AC	A 0,3-0,8	50-60 Hz	

CLASSIFIED
c  US
25UX



Not allowed to be used in
explosion endangered areas I

CE
0297



Intermittent duty 53
Load time max. 3 min
Rest time min. 5 min



2x 250V T1,6AH
REF 06382200

2. Мотор М-МН40 с кабелем длиной 3,5 м.




3. Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок 3,8 м для спрея (REF 436410)

Type Irrigation tubing set 3.8 m
for
Implantmed: SI-95/SI-923/SI-915/SI-1023/SI-1015/SI-1010
Amadeo: M-UK1023/M-UK1015/M-UK1010
Elcomed: SA-310 Piezomed: SA-320 AR-200

REF 436410 3 pcs
repeat purchase:
04364100 (6 pcs)


436410/20250131/747.002


W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53,
5111 Bürmoos, Austria

t +43 (0) 6274 6236-0
f +43 (0) 6274 6236-55
e office@wh.com
wh.com

G29210011 - LN 25
43641009

STERILE EO

LOT 747.002



2025-01-31



R_x only



CE ASSAmed GmbH
Münchwieser Straße 4
0481 D-66450 Bexbach, Germany


Made in Germany



Medical Instruments. Handle with
Vorsicht. Medizinische Instrumente. Zei



4. Универсальная подставка.



5. Штатив.



6. Стопор против вращения



7. Кабель питания.




8. Блок ножного управления S-NW (REF 30264000) в составе:



8.1 Педаль S-NW.



8.2 Электронный защитный ключ-заглушка CAN.






8.3 Скоба для блока ножного управления



8.4 Батарейки типа AA-/ 1,5 В




9. Предохранитель (250 V – Т1,6Ан)



8.5 Уплотнительное кольцо круглого сечения



10. Фиксаторы для шланга



11. Транспортировочный чемодан




12. Наконечник угловой хирургической серии Med: вариант исполнения WS 75LG


12.1 Наконечник угловой хирургический WS 75LG



12.2 Трубка охлаждающей жидкости для внутреннего охлаждения бора



12.3 Игла для очистки каналов




12.4 Зажим справа для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer;



12.5 Зажим спрея справа для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer



12.6 Y- распределитель




13. Наконечник угловой хирургический серии Med: вариант исполнения WS-75

13.1 Наконечник угловой хирургический WS 75



13.2 Трубка охлаждающей жидкости для внутрен: . о охлаждения бора



13.3 Игла для очистки каналов




13.4 Зажим спрея слева для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer



13.5 Зажим спрея справа для системы внутреннего охлаждения Kirschner/Meyer




13.6 Y-распределитель




14. Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-9


14.1 Наконечник прямой хирургический S-9



14.2 Трубка системы охлаждения для S-9



14.3 Игла для очистки каналов, длинная




15. Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-10


15.1 Наконечник прямой хирургический S-10



15.2 Трубка системы охлаждения для S-10



15.3 Игла для очистки каналов, длинная




16. Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-11


16.1 Наконечник прямой хирургический S-11



16.2 Трубка системы охлаждения для S-11



16.3 Игла для очистки каналов, длинная




17. Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-12


17.1 Наконечник прямой хирургический S-12



17.2 Трубка системы охлаждения для S-12



17.3 Игла для очистки каналов, длинная




18. Наконечник прямой хирургический серии Med, вариант исполнения: S-15

18.1 Наконечник прямой хирургический S-15




18.3 Трубка системы охлаждения для S-15



18.3 Игла для очистки каналов, длинная





19. Эксплуатационная документация

19.1 Инструкция по эксплуатации AMADEO M-UK 1023, M-UK1015, M-UK1010.

Инструкция по эксплуатации



amadeo

M-UK1023, M-UK1015, M-UK1010



Инструкция по эксплуатации



CE
0297

Хирургия

Прямые наконечники
S-9, S-10, S-11, S-12, S-15



Инструкция по эксплуатации



Хирургия

Угловой наконечник
с мини-LED+ и генератором
WS-75 L G

Угловой наконечник без оптики
WS-75

Инструкция по эксплуатации



Блок ножного управления
с плавной регулировкой

S-NW, S-N2, S-N1

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 55 лист (ов)

Е.К. Столярова

