

Фотографические изображения медицинского изделия


Набор реагентов

**«Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2
методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-COVID-19-Антиген» в вариантах исполнения»
по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022**


Фотографическое изображение 1. Набор реагентов «РАПИД-COVID-19-Антиген», комплект №1




Фотографическое изображение 2. Состав Набора реагентов «РАПИД-COVID-19-Антиген», комплект №1




Фотографическое изображение 3. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки тест-картриджа, комплект №1



Фотографическое изображение 4. Внешний вид индивидуальной упаковки компонента
«Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл), 1 шт.»,
комплект № 1




Фотографическое изображение 5. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки компонента
«Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериал, 1 шт.»






Фотографическое изображение 7. Состав Набора реагентов «РАПИД-COVID-19-Антиген», комплект №2





Фотографическое изображение 9. Внешний вид групповой упаковки компонента «Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл)» (5 шт.), комплект №2




Фотографическое изображение 10. Внешний вид и маркировка групповой упаковки
«Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала, 5 шт.», комплект №2

















Фотографическое изображение 17. Внешний вид групповой упаковки компонента «Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл), 20 шт.», комплект № 3




Фотографическое изображение 18. Внешний вид и маркировка групповой упаковки «Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала, 20 шт.», комплект №3




Фотографическое изображение 19. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки
«Зонд стерильный для взятия биоматериала №РЗН 2021/13989»



Фотографическое изображение 20. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки
«Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РЗН 2018/7058»



Фотографическое изображение 21. Внешний вид и маркировка индивидуальной упаковки
«Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РЗН 2022/18561»



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

22 лист (ов)

Подпись [подпись] Жимбиев А.Ц.

М.П.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РАПИД БИО»

Жимбиев А.Ц.

2022 г.



Образцы маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

«Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2

методом иммунохроматографического анализа

«РАПИД-COVID-19-Антиген» в вариантах исполнения»

по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022

1) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19-Антиген» в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022, Комплект №1:



point-of-care diagnostics

НАБОР РЕАГЕНТОВ
Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-COVID-19-Антиген»
в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022
Комплект № 1

LOT LSSPZ22J01 **REF** LSSP200  2022-09 **Годен до**  2024-09

CONT
ТЕСТ
БР
ЗОНД

Состав набора:

Тест-картридж для определения антигена SARS-CoV-2 с осушителем	1 шт.	
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл)	1 шт.	
Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонд медицинский одноразовый стерильный, ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ № РЗН 2021/13989 или Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561 или Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)	1 шт.	
Инструкция по применению	1 шт.	

Производитель: ООО «РАПИД БИО» 121205, Москва,
Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ООО «РАПИД БИО», 670017, Рф, Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4
Тел. +7(495) 105-99-16. www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

ТУ 21.20.23-011-44090553-2022 РУ _____ от _____

Для самотестирования.
Не для самостоятельного использования детьми!











2) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19-Антиген» в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022, Комплект №2:



point-of-care diagnostics

НАБОР РЕАГЕНТОВ
Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-COVID-19-Антиген»
в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022
Комплект № 2

LOT LSSPZ22J01 **REF** LSSP200  2022-09 **Годен до**  2024-09

CONT
ТЕСТ
БР
ЗОНД

Состав набора:

Тест-картридж для определения антигена SARS-CoV-2 с осушителем	5 шт.	
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл)	5 шт.	
Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонд медицинский одноразовый стерильный, ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ № РЗН 2021/13989 или Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561 или Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)	5 шт.	
Инструкция по применению	1 шт.	

Производитель: ООО «РАПИД БИО» 121205, Москва,
Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ООО «РАПИД БИО», 670017, Рф, Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4
Тел. +7(495) 105-99-16. www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

ТУ 21.20.23-011-44090553-2022 РУ _____ от _____

Для самотестирования.
Не для самостоятельного использования детьми!










3) Образец маркировки Набора реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19-Антиген» в вариантах исполнения» по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022, Комплект №3:



Rapid Bio
point-of-care diagnostics

НАБОР РЕАГЕНТОВ
Экспресс-тест для выявления антигена
коронавируса SARS-CoV-2 методом
иммунохроматографического анализа
«РАПИД-COVID-19-Антиген»
в вариантах исполнения
 по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022
Комплект № 3

Состав набора:		CONT
Тест-картридж для определения антигена SARS-CoV-2 с осушителем	20 шт.	ТЕСТ
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл)	20 шт.	БР
Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонд медицинский одноразовый стерильный, ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ № РЗН 2021/13989 или Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561 или Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)	20 шт.	ЗОНД
Инструкция по применению	1 шт.	

Для самотестирования.
Не для самостоятельного использования детьми!

Штрих-код продукта

РАПИД-COVID-19-Антиген

LOT LSSPZ22J01
 REF LSSP200
 IVD +2°C/30°C
 Σ 20

 2022-09
 Годен до 2024-09







ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ



 **Производитель: ООО «РАПИД БИО»** 121205, Москва,
Территория инновационного центра «Сколково»
ул. Большой бульвар, 42с1, пом. 179, 180

ТУ 21.20.23-011-44090553-2022 РУ № _____ от _____



ООО «РАПИД БИО», 670017, РФ, Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4
 Тел. +7 (495) 105-99-16
www.rapidbio.ru
info@rapidbio.ru

4) Образец маркировки тест-картриджа для определения антигена SARS-CoV-2 с осушителем:



РАПИД-COVID-19-Антиген

Rapid Bio **ТЕСТ** Тест-картридж для определения антигена SARS-CoV-2 с осушителем, 1 шт.

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ **LOT** LSSPZ22J01

**2022-09****2024-09**

**+2°C****+30°C**

5) Образец маркировки пластиковой пробирки с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл):

РАПИД-COVID-19-Антиген

БР Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22 мл), 1 шт.

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ **+2°C****+30°C**

**2022-09****2024-09**



6) Образец маркировки групповой упаковки пластиковой пробирки с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,22мл)

**Rapid Bio**

РАПИД-COVID-19-Антиген
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей
с буферным раствором (0,22 мл), 5 шт.

БР

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

LOT LSSPZ22J01

**Sk**
СКОЛКОВО

 2022-09

 2024-09

+2°C / +30°C

IVD





**Rapid Bio**

РАПИД-COVID-19-Антиген
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей
с буферным раствором (0,22 мл), 20 шт.

БР

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

LOT LSSPZ22J01

**Sk**
СКОЛКОВО

 2022-09

 2024-09

+2°C / +30°C

IVD





7) Образец маркировки групповой упаковки зонд-тампона стерильного для взятия биоматериала

**Rapid Bio**

РАПИД-COVID-19-Антиген

Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала - 5 шт.
(Зонд медицинский одноразовый стерильный, ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ № РЗН 2021/13989 или Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561 или Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)

ЗОНД

готов к использованию

LOT LSSPZ22J01

Информацию о производителе, срок годности смотри на индивидуальной упаковке компонента

**Rapid Bio**

РАПИД-COVID-19-Антиген

Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала - 20 шт.
(Зонд медицинский одноразовый стерильный, ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ № РЗН 2021/13989 или Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561 или Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)

ЗОНД

готов к использованию

LOT LSSPZ22J01

Информацию о производителе, срок годности смотри на индивидуальной упаковке компонента

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

6

лист (ов)

Подпись

Жимбиев А.Ц.

