

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО «Емельянь Савостинь»

В.А.Губанов

10 января 2024 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью
по ТУ 21.20.24-027-44881728-2024

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Емельянь Савостинъ. Ватная фабрика"
(ООО «Емельянь Савостинъ»)

391022, Рязанская область, м. р-н Клепиковский, с.п. Екшурское, с. Екшур, ул. Красный
Октябрь, д. 2а

Место (адрес) производства:

ООО «Емельянь Савостинъ»

391022, Рязанская область, Клепиковский район, д. Ершовские Выселки

1. Наименование медицинского изделия

Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью по ТУ 21.20.24-027-44881728-2024, в вариантах исполнения:

1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик):

1.1.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 15 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке.

1.1.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.2.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 20 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.2.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.3.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 25 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.3.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.4.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 30 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.4.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.5.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 35 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.5.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.6.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 40 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.6.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.7.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 45 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.7.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.8.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 50 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.8.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.9.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), однослойный, диаметр 55 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.20.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), двухслойный, диаметр 50 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.20.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.21.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), двухслойный, диаметр 55 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.21.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.22.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), двухслойный, диаметр 60 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.22.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.23.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), двухслойный, диаметр 65 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.23.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

1.24.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип А (шарик), двухслойный, диаметр 70 мм – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

1.24.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

2. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник):

2.1.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 9,5 x 9,5 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.1.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.2.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 12 x 12 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.2.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.3.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 15 x 15 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.3.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.4.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 18 x 18 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.4.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.5.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 20 x 20 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт.,

15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.5.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.6.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 26 x 26 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.6.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.7.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 30 x 30 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.7.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

2.8.1 Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б1 (треугольник), размер в развернутом виде 50 x 50 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

2.8.2 Эксплуатационная документация – 1 шт.

3. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька):

3.1.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька), размер в развернутом виде 9,5 x 9,5 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.1.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.2.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька), размер в развернутом виде 12 x 12 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.2.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.3.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька), размер в развернутом виде 15 x 15 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.3.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.4.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька), размер в развернутом виде 18 x 18 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.4.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.5.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька), размер в развернутом виде 20 x 20 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.5.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.6.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2 (фасолька), размер в развернутом виде 26 x 26 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.6.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.7.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2

(фасолька), размер в развернутом виде 30 x 30 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.7.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

3.8.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б2

(фасолька), размер в развернутом виде 50 x 50 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

3.8.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3 (наперсток):

4.1.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 9,5 x 9,5 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.1.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.2.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 12 x 12 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.2.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.3.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 15 x 15 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.3.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.4.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 18 x 18 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.4.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.5.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 20 x 20 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.5.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.6.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 26 x 26 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.6.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.7.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 30 x 30 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.7.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

4.8.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б3

(наперсток), размер в развернутом виде 50 x 50 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

4.8.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики):

5.1.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 9,5 x 9,5 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.1.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.2.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 12 x 12 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.2.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.3.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 15 x 15 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.3.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.4.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 18 x 18 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.4.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.5.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 20 x 20 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.5.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.6.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 26 x 26 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.6.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.7.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 30 x 30 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.7.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

5.8.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б4 (усики), размер в развернутом виде 50 x 50 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

5.8.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик):

6.1.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 9,5 x 9,5 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.1.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.2.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 12 x 12 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт.

шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.2.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.3.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 15 x 15 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.3.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.4.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 18 x 18 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.4.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.5.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 20 x 20 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.5.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.6.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 26 x 26 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.6.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.7.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 30 x 30 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.7.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

6.8.1. Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью, тип Б5 (шарик), размер в развернутом виде 50 x 50 см – 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт., 15 шт., 20 шт., 30 шт., 40 шт., 50 шт., 100 шт., 500 шт., 1000 шт. в упаковке

6.8.2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

2. Назначение и описание медицинского изделия

Назначение: Данное медицинское изделие предназначено для впитывания жидкостей в медицинских целях.

Область применения: Применяется персоналом в медицинских учреждениях и физическими лицами, применяющими по назначению и в быту.

Вид и длительность контакта: Кратковременный (менее 24 часов) контакт с поверхностью неповрежденной кожи.

Принцип действия: За счет широкого модельного ряда изделие обладает универсальным применением и может использоваться как впитывающее средство в медицинских целях. Изделие можно приложить к кожным покровам, предварительно смочив медицинским раствором (при необходимости).

Описание: Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью должен представлять собой изделие, изготовленное из марли медицинской из 100% хлопкового

волокна. Тампон должен выпускаться в нестерильном виде, различных габаритных размеров, массы и в различных формах:

1. Тип А (шарик);
2. Тип Б1 (треугольник);
3. Тип Б2 (фасолька);
4. Тип Б3 (наперсток);
5. Тип Б4 (усики);
6. Тип Б5 (шарик).

3. Показания, противопоказания, побочные явления

Показания к применению: Применяется для впитывания жидкостей в медицинских целях, а именно для очищения, покрытия кожных покровов, а также в качестве промежуточного слоя перевязочного материала, при впитывании экссудатов ран или царапин, абсорбирования экссудатов с поверхности тела.

Противопоказания: Повышенная чувствительность или аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Не обнаружены. С лекарственными средствами не взаимодействуют.

Потенциальные потребители: Персонал медицинских учреждений и физические лица.

Меры предосторожности:

- Запрещено повторное использование;
- Запрещено использование не по назначению.

4. Материалы

4.1. Сырье и материалы, применяемые для изготовления тампонов, должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2. Для изготовления тампонов применяются материалы, указанные в Таблице 5.

Таблица 5.

Тип тампона	Условное обозначение состава	Наименование материала	Состав	Производитель
Тип А	3-МРК	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с	Хлопок 100%	Общество с ограниченной ответственностью

		рентгеноконтрастн й нитью по ТУ 9393-001-10715071- 2014		«Хлопчатобумажна я компания Навтекс» (ООО «ХБК Навтекс»), Россия
		Рентгеноконтрастна я нить	Сульфат бария 64%	Общество с ограниченной ответственностью «Хефей Фаст Нонвоуен Продактс», Китай
			ПВХ 18%	
			Диоктилтерефтала т 16%	
			Краситель 2%	
Тип Б1	3-МРК	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с рентгеноконтрастн й нитью по ТУ 9393-001-10715071- 2014	Хлопок 100%	Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажна я компания Навтекс» (ООО «ХБК Навтекс»), Россия
		Рентгеноконтрастна я нить	Сульфат бария 64%	Общество с ограниченной ответственностью «Хефей Фаст Нонвоуен Продактс», Китай
			ПВХ 18%	
			Диоктилтерефтала т 16%	
			Краситель 2%	
Тип Б2	3-МРК	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с рентгеноконтрастн й нитью по ТУ 9393-001-10715071- 2014	Хлопок 100%	Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажна я компания Навтекс» (ООО «ХБК Навтекс»), Россия
		Рентгеноконтрастна я нить	Сульфат бария 64%	Общество с ограниченной ответственностью «Хефей Фаст Нонвоуен Продактс», Китай
			ПВХ 18%	
			Диоктилтерефтала т 16%	
			Краситель 2%	
Тип Б3	3-МРК	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с рентгеноконтрастн й нитью по ТУ	Хлопок 100%	Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажна я компания

		9393-001-10715071-2014		Навтекс» (ООО «ХБК Навтекс»), Россия
		Рентгеноконтрастная нить	Сульфат бария 64%	Общество с ограниченной ответственностью «Хефей Фаст Нонвоуен Продактс», Китай
			ПВХ 18%	
			Диоктилтерефталат 16%	
Тип Б4	3-МРК	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с рентгеноконтрастной нитью по ТУ 9393-001-10715071-2014	Хлопок 100%	Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания Навтекс» (ООО «ХБК Навтекс»), Россия
		Рентгеноконтрастная нить	Сульфат бария 64%	Общество с ограниченной ответственностью «Хефей Фаст Нонвоуен Продактс», Китай
			ПВХ 18%	
			Диоктилтерефталат 16%	
Тип Б5	3-МРК	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная с рентгеноконтрастной нитью по ТУ 9393-001-10715071-2014	Хлопок 100%	Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания Навтекс» (ООО «ХБК Навтекс»), Россия
		Рентгеноконтрастная нить	Сульфат бария 64%	Общество с ограниченной ответственностью «Хефей Фаст Нонвоуен Продактс», Китай
			ПВХ 18%	
			Диоктилтерефталат 16%	
		Рентгеноконтрастная нить	Краситель 2%	

5. Биологическая безопасность

- Материалы животного или человеческого происхождения в тампоне отсутствуют.
- Фармацевтические субстанции в тампоне отсутствуют.
- Лекарственные средства в тампоне отсутствуют.

6. Технические характеристики

6.1. Основные параметры вариантов исполнения изделия должны соответствовать показателям, приведенным в Таблице 1:

Таблица 1.

Тип тампона медицинского нестерильный с рентгеноконтрастной нитью	Диаметр тампона, мм ($\pm$ 10%)	Однослойный		Двуслойный		
		Длина, см (± 2 см)	Ширина, см (± 2 см)	Длина 1 и 2 слоя, см (± 2 см)	Ширина 2 слоя, см	
					min	max
Тип А - шарик	15	10	12	-	-	-
	20	10	20	-	-	-
	25	20	12	-	-	-
	30	15	20	15	8	20
	35	16	22	16	8	22
	40	20	20	20	8	20
	45	24	20	24	8	20
	50	23	22	23	10	22
	55	23	22	23	10	22
	60	28	22	28	12	22
	65	28	26	28	12	26
	70	28	30	28	12	30
Тип тампона медицинского нестерильный с рентгеноконтрастной нитью	Размер в развернутом виде, см ($\pm 10\%$)					
Тип Б1 (треугольник)	9,5 x 9,5					
	12 x 12					
	15 x 15					
	18 x 18					
	20 x 20					
	26 x 26					
	30 x 30					
	50 x 50					
Тип Б2 (фасолька)	9,5 x 9,5					
	12 x 12					
	15 x 15					
	18 x 18					
	20 x 20					
	26 x 26					
	30 x 30					
	50 x 50					
Тип Б3 (наперсток)	9,5 x 9,5					

	12 x 12
	15 x 15
	18 x 18
	20 x 20
	26 x 26
	30 x 30
	50 x 50
Тип Б4 (усики)	9,5 x 9,5
	12 x 12
	15 x 15
	18 x 18
	20 x 20
	26 x 26
	30 x 30
	50 x 50
Тип Б5 (шарик)	9,5 x 9,5
	12 x 12
	15 x 15
	18 x 18
	20 x 20
	26 x 26
	30 x 30
	50 x 50

6.2. Физико-механические показатели марли медицинской, из которой должен изготавливаться Тампон, должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование показателя	Значение показателя для марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной по ТУ 9393-001-10715071-2014
1	Поверхностная плотность, г/м ²	23-52
2	Разрывная нагрузка полоски размером 50x200 мм по основе, Н, не менее	49
3	Разрывная нагрузка полоски размером 50x200 мм по утку, Н, не менее	24
4	Капиллярность, см/ч, не менее	7,0
5	Смачиваемость, сек, не более	10
6	Реакция водной вытяжки, pH	от 6.0 до 8.0

7. Срок годности

Срок годности медицинского изделия — 5 лет с даты изготовления.

8. Сведения по стерилизации

Неприменимо, тампон является нестерильным изделием.

Порядок работы с медицинским изделием

Вскрыть упаковку, достать тампон, использовать по назначению, не разворачивая.

** Применять только по назначению и не позднее срока годности.*

9. Применяемые стандарты

Таблица 5. Применяемые стандарты

Обозначение НД	Наименование НД
ТУ 21.20.24-027-44881728-2024	Тампон медицинский нестерильный с рентгеноконтрастной нитью
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска.
ГОСТ ISO 10993-5-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
ГОСТ ISO 10993-10-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibiliзирующего действия.
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.
ГОСТ ISO 10993-23-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия.
ГОСТ ISO 14971-2021	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 52770-2023	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
ГОСТ Р 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.
ГОСТ 9412-2021	Марля медицинская. Общие технические условия.
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

10.Сведения о маркировке

Символы и обозначения, используемые при маркировке, указаны в таблице 6.

Таблица 6. Описание символов маркировки

Символ	Расшифровка
	Товарный знак производителя
	Не допускать воздействия влаги
	Запрет на повторное применение
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Упаковка продукта может быть утилизирована наряду с бытовыми отходами

	QR-код, ведущий на инструкцию по применению
	QR-код, ведущий на сайт производителя
	Штрих-код, содержащий информацию о наименовании предприятия-изготовителя, наименовании медицинского изделия, варианте исполнения, сроке годности

11. Комплект поставки

Комплект поставки изделия должен содержать:

Таблица 7.

Тип А - Шарик			
Диаметр, мм	Кол-во слоев	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Количество индивидуальных (первичных) упаковок в транспортной (вторичной) упаковке
15	1	1	5000
		2	2500
		3	1500
		5	1000
		10	500
		15	300
		20	250
		30	150
		40	125
		50	100
		100	50
		500	10
		1000	5
15	2	1	5000
		2	2500
		3	1500
		5	1000
		10	500
		15	300
		20	250
		30	150
		40	125
		50	100
		100	50
		500	10
		1000	5
20	1	1	5000
		2	2500
		3	1500
		5	1000
		10	500
		15	300

		20	250
		30	150
		40	125
		50	100
		100	50
		500	10
		1000	5
20	2	1	5000
		2	2500
		3	1500
		5	1000
		10	500
		15	300
		20	250
		30	150
		40	125
		50	100
		100	50
		500	10
		1000	5
25	1	1	5000
		2	2500
		3	1500
		5	1000
		10	500
		15	300
		20	250
		30	150
		40	125
		50	100
		100	50
		500	10
		1000	5
25	2	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	50
		100	25
		500	5
		1000	3
30	1	1	5000
		2	2500
		3	1500
		5	1000
		10	500
		15	300
		20	250
		30	150

		40	125
		50	100
		100	50
		500	10
		1000	5
30	2	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	50
		100	25
		500	5
		1000	3
35	1	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	50
		100	25
		500	5
		1000	3
35	2	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30
		100	20
		500	4
		1000	2
40	1	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30

		100	20
		500	4
		1000	2
40	2	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30
		100	20
		500	4
		1000	2
45	1	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	250
		100	200
		500	125
		1000	100
45	2	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30
		100	20
		500	4
		1000	2
50	1	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	50
		100	25
		500	5

		1000	3
50	2	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30
		100	20
		500	4
		1000	2
55	1	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	50
		100	25
		500	5
		1000	3
55	2	1	1500
		2	750
		3	500
		5	300
		10	150
		15	100
		20	75
		30	50
		40	50
		50	30
		100	15
		500	3
		1000	2
60	1	1	2500
		2	1250
		3	1000
		5	500
		10	250
		15	200
		20	125
		30	100
		40	75
		50	50
		100	25
		500	5
		1000	2
60	2	1	1500

		2	750
		3	500
		5	300
		10	150
		15	100
		20	75
		30	50
		40	50
		50	30
		100	15
		500	3
		1000	2
65	1	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30
		100	20
		500	4
		1000	2
65	2	1	1000
		2	500
		3	500
		5	200
		10	100
		15	100
		20	50
		30	50
		40	25
		50	20
		100	10
		500	2
		1000	1
70	1	1	2000
		2	1000
		3	500
		5	400
		10	200
		15	100
		20	100
		30	50
		40	50
		50	30
		100	20
		500	4
		1000	2
70	2	1	1000
		2	500
		3	500

		5	200
		10	100
		15	100
		20	50
		30	50
		40	25
		50	20
		100	10
		500	2
		1000	1
Тип Б1 – Треугольник			
Размер тампона в развернутом виде, см	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Количество индивидуальных (первичных) упаковок в транспортной (вторичной) упаковке	
9,5 x 9,5	1	5000	
	2	2500	
	3	1500	
	5	1000	
	10	500	
	15	300	
	20	250	
	30	150	
	40	125	
	50	100	
	100	50	
	500	10	
	1000	5	
	1	5000	
12 x 12	2	2500	
	3	1500	
	5	1000	
	10	500	
	15	300	
	20	250	
	30	150	
	40	125	
	50	100	
	100	50	
	500	10	
	1000	5	
	1	5000	
	2	2500	
15 x 15	3	1500	
	5	1000	
	10	500	
	15	300	
	20	250	
	30	150	
	40	125	
	50	100	
	100	50	
	500	10	
	1000	5	
	1	5000	
	2	2500	
18 x 18	1	3000	

	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
20 x 20	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
26 x 26	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
30 x 30	1	1500
	2	750
	3	500
	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
50 x 50	1	1500
	2	750
	3	500

	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
Тип Б2 - Фасолька		
Размер тампона в развернутом виде, см	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Количество индивидуальных (первичных) упаковок в транспортной (вторичной) упаковке
9,5 x 9,5	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
	1	5000
	2	2500
12 x 12	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
15 x 15	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
18 x 18	15	300
	20	250

	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
20 x 20	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
26 x 26	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
30 x 30	1	1500
	2	750
	3	500
	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
50 x 50	1	1500
	2	750
	3	500

	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
Тип БЗ - Наперсток		
Размер тампона в развернутом виде, см	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Количество индивидуальных (первичных) упаковок в транспортной (вторичной) упаковке
9,5 x 9,5	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
12 x 12	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
15 x 15	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
18 x 18	1	3000

	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
20 x 20	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
26 x 26	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
30 x 30	1	1500
	2	750
	3	500
	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
50 x 50	1	1500
	2	750
	3	500

	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
Тип Б4 - Усики		
Размер тампона в развернутом виде, см	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Количество индивидуальных (первичных) упаковок в транспортной (вторичной) упаковке
9,5 x 9,5	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
	1	5000
12 x 12	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
	1	5000
15 x 15	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
	1	5000
18 x 18	1	3000

	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
20 x 20	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
26 x 26	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
30 x 30	1	1500
	2	750
	3	500
	5	1500
	10	750
	15	500
	20	1500
	30	750
	40	500
	50	1500
	100	750
	500	3
	1000	2
50 x 50	1	1500
	2	750
	3	500

	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
Тип Б5 - Шарик		
Размер тампона в развернутом виде, см	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Количество индивидуальных (первичных) упаковок в транспортной (вторичной) упаковке
9,5 x 9,5	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
12 x 12	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
15 x 15	1	5000
	2	2500
	3	1500
	5	1000
	10	500
	15	300
	20	250
	30	150
	40	125
	50	100
	100	50
	500	10
	1000	5
18 x 18	1	3000

	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
20 x 20	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
26 x 26	1	3000
	2	1500
	3	1000
	5	600
	10	300
	15	200
	20	150
	30	100
	40	75
	50	60
	100	30
	500	6
	1000	3
30 x 30	1	1500
	2	750
	3	500
	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2
50 x 50	1	1500
	2	750
	3	500

	5	300
	10	150
	15	100
	20	75
	30	50
	40	50
	50	30
	100	15
	500	3
	1000	2

12. Условия транспортирования, хранения и применения

Транспортирование и хранение тампонов должно соответствовать ГОСТ 7000.

Тампоны транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования тампонов в части воздействия климатических факторов внешней среды – температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 50 °С и относительная влажность от 5 % до 70 % при 25 °С.

Упакованные тампоны должны храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения, воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 50 °С и относительная влажность от 5 % до 70 % при 25 °С.

Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование, складирование и хранение коробок с тампонами на складах должны производиться по нормативно-технической документации.

13. Сведения об утилизации

Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21.

Тампон с истекшим сроком годности, тампон, не использованный после вскрытия упаковки, упаковку изделия – утилизируют как медицинские отходы класса А, в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21.

Использованный тампон подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21.

14. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации (указания по применению), транспортирования и хранения.

Производитель гарантирует, что производимые и поставляемые изделия не имеют дефектов с точки зрения качества материалов и изготовления.

Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования, использования не по назначению, небрежности и нарушений условий хранения. Гарантия не применяется к продуктам, которые были повреждены в результате ненадлежащего или неправильного использования, или если были внесены какие-либо изменения в продукт любым лицом кроме производителя.

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.

15.Рекламации

При возникновении нежелательного события, информацию о данном инциденте необходимо сообщить:

ООО «Емельянь Савостинъ» (любым способом по усмотрению потребителя):
юридический и почтовый адрес: Россия, 391022, Рязанская область, м. р-н
Клепиковский, с.п. Екшурское, с. Екшур, ул. Красный Октябрь, д. 2а; Телефон/факс
(4912) 50-22-20, (49142) 2-96-96, E-mail: tdes@list.ru.

Прошито и пронумеровано
на 34 листах

Директор ООО "Емельянь
Савостинъ"

Губанов В.А.

