

УТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»



М.А. Гребенкина


«02» сентября 2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


Абатмент дентального имплантата временный,
производства Institut Straumann AG («Институт Штрауманн АГ»), Швейцария

1. Общий вид изделия


Абатмент временный, для коронки, NT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для коронки, RT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для коронки, WT, высота 10.3 мм, с винтом





Абатмент временный, для моста, NT, высота 10.3 мм, с винтом




Абатмент временный, для моста, RT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для моста, WT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный овальный, для коронки, SC, высота 1 мм, с винтом




Абатмент временный овальный, для коронки, SC, высота 2 мм, с винтом




Абатмент временный овальный, для коронки, SC, высота 3 мм, с винтом




Абатмент временный, для коронки, NC, диаметр 3.5 мм, высота 11 мм, с винтом




Абатмент временный, для моста, NC, диаметр 3.5 мм, высота 11 мм, с винтом



Абатмент временный, для коронки, RC, диаметр 4.5 мм, высота 11 мм, с винтом



Абатмент временный, для моста, RC, диаметр 4.5 мм, высота 11 мм, с винтом




Абатмент SynOcta временный, для коронки, RN, высота 9 мм, с винтом




Абатмент SynOcta временный, для моста, RN, высота 9 мм, с винтом



Абатмент SynOcta временный, для коронки, WN, высота 9 мм, с винтом




Абатмент SynOcta временный, для моста, WN, высота 9 мм, с винтом




Абатмент временный RN, диаметр 7 мм, высота 10 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный WN, диаметр 10 мм, высота 10 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота 1.5 мм, VITA CAD-Temp, с винтом




Абатмент временный RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота 1.5 мм, VITA CAD-Temp, с винтом




Абатмент временный WB, диаметр 5.5 мм, высота 1.5 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный NC, диаметр 5 мм, высота 12 мм, VITA CAD-Темп, с винтом



Абатмент временный RC, диаметр 7 мм, высота 12 мм, VITA CAD-Темп, с винтом



2. Общий вид изделия в упаковке

Абатмент временный, для коронки, NT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для коронки, RT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для коронки, WT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для моста, NT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный, для моста, RT, высота 10.3 мм, с винтом

RT Temporary Abutment
bridge, H 10.3mm, TAN

(01)07630031746528(11)231122(10)CHMF4

LOT CHMF4
REF 037.1001



de RT Provisionumssekundarteil
Brücke, H 10.3mm, TAN
fr RT Pilier provisoire
bridge, H 10.3mm, TAN
it RT Componente secondaria provvisoria
ponte, H 10.3mm, TAN
pt RT Pilar provisório
prótese fixa múltipla, H 10.3mm, TAN
es RT Pilar provisional
puente, H 10.3mm, TAN

Qty.: 1 Pat.: pat.straumann.com Rx only

ifu.straumann.com  0123  2023-11-22
Made in Switzerland

Institut Straumann AG • Peter Merian-Weg 12 • CH-4002 Basel • Switzerland

REF 037.1001
LOT CHMF4

REF 037.1001
LOT CHMF4

EC REP EC IMP
Elkon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Grafelfing, Germany



Абатмент временный, для моста, WT, высота 10.3 мм, с винтом



Абатмент временный овальный, для коронки, SC, высота десны 1 мм, с винтом



Абатмент временный овальный, для коронки, SC, высота десны 2 мм, с винтом



Абатмент временный овальный, для коронки, SC, высота десны 3 мм, с винтом



Абатмент временный, для коронки, NC, диаметр 3.5 мм, высота 11 мм, с винтом



Абатмент временный, для моста, NC, диаметр 3.5 мм, высота 11 мм, с винтом

NC Temporary Abutment, bridge
Ø 3.5mm, H 11mm, TAN

(01)07630031710468(11)231130(10)AWAN7

LOT AWAN7
REF 024.2375



de NC Provisoriumsssekundärteil, Brücke
Ø 3.5mm, H 11mm, TAN

fr NC Pilier provisoire, bridge
Ø 3.5mm, H 11mm, TAN

it NC Componente secondaria provvisoria, ponte
Ø 3.5mm, H 11mm, TAN


pt NC Pilar provisório, ponte
Ø 3.5mm, H 11mm, TAN

es NC Pilar provisional, puente
Ø 3.5mm, H 11mm, TAN

Qty.: 1 Pat.: pat.straumann.com Rx only

ifu.straumann.com  0123  2023-11-30
Made in Switzerland

Institut Straumann AG • Peter Merian-Weg 12 • CH-4002 Basel • Switzerland





REF 024.2375
LOT AWAN7

REF 024.2375

LOT AWAN7

REF 024.2375

LOT AWAN7

EC REP EC IMP


Elkon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Grafelfing, Germany



Абатмент временный, для коронки, RC, диаметр 4.5 мм, высота 11 мм, с винтом



Абатмент временный, для моста, RC, диаметр 4.5 мм, высота 11 мм, с винтом



Абатмент SynOcta временный, для коронки, RN, высота 9 мм, с винтом

LOT ZPX51

REF 048.715

(01)07630031725981(11)230818(10)ZPX51

RN synOcta® Post for temporary restorations

corona, H 9mm, Ti

de RN synOcta®-Aufbau für Provisorium
Krone, H 9mm, Ti

fr RN synOcta® Pilier pour les structures provisoires
couronne, H 9mm, Ti

it RN synOcta® Mancone per provvisorio
corona, H 9mm, Ti

pt RN synOcta® Modelo para aparelho provisório
coroa, H 9mm, Ti

es RN synOcta® Pilar para restauración provisional
corona, H 9mm, Ti

MD

REF 048.715

LOT ZPX51

Qty.: 1 Pat.: pat.straumann.com Rx only

ifu.straumann.com 0123 2023-08-18

Made in Switzerland

Institut Straumann AG • Peter Merian-Weg 12 • CH-4002 Basel • Switzerland

REF 048.715

LOT ZPX51

REF 048.715

LOT ZPX51

EC REF EC IMP

Eltron GmbH
Lochamer Schlag 6
DE-82166 Grafelfing, Germany



Абатмент SynOcta временный, для моста, RN, высота 9 мм, с винтом



Абатмент SynOcta временный, для коронки, WN, высота 9 мм, с винтом



Абатмент SynOcta временный, для моста, WN, высота 9 мм, с винтом
(общий вид изделия в упаковке)



Абатмент временный RN, диаметр 7 мм, высота 10 мм, VITA CAD-Temp, с винтом

REF 048.664
LOT EGGJ4

REF 048.664
LOT EGGJ4



de RN Provisoriumssekundärteil
Ø 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®


fr RN Pilier provisoire
Ø 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®

it RN Componente secondaria provvisoria
Ø 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®

pt RN Pilar provisório
Ø 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®

es RN Pilar provisional
Ø 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®

Qty.: 1 Pat.: pat.straumann.com Rx only

ifu.straumann.com  CE 0123 

straumann

 original

MD

REF 048.664

LOT EGGJ4

 2029-02-09

 2024-02-10

Institut Straumann AG • Peter Merian-Weg 12 • CH-4002 Basel • Switzerland

REF 048.664

LOT EGGJ4

REF 048.664

LOT EGGJ4

EC REP EC IMP

Eticon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Gräfelfing, Germany



Абатмент временный WN, диаметр 10 мм, высота 10 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



WN Temporary Abutment
Ø 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®
(01)07630031723758(11)230615(17)280614(10)XXN42

de WN Provisoriumssekundärteil
Ø 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®
fr WN Pilier provisoire
Ø 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®
it WN Componente secondaria provvisoria
Ø 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®
pt WN Pilar provisório
Ø 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®
es WN Pilar provisional
Ø 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®

Qty.: 1 Pat.: pat.straumann.com Rx only

 ifu.straumann.com    0123  NON STERILE

straumann

 original

MD

REF 048.242
LOT XXN42

 2028-06-14
 2023-06-15

Institut Straumann AG • Peter Merian-Weg 12 • CH-4002 Basel • Switzerland

REF 048.242
LOT XXN42

REF 048.242
LOT XXN42

EC REP EC IMP

Etkon GmbH
Lochamer Schlag 6
DE-82166 Gräfelfing, Germany



Абатмент временный RB/WB, диаметр 3.8 мм, высота десны 1.5 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный RB/WB, диаметр 4.5 мм, высота десны 1.5 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный WB, диаметр 5.5 мм, высота десны 1.5 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный NC, диаметр 5 мм, высота 12 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



Абатмент временный RC, диаметр 7 мм, высота 12 мм, VITA CAD-Temp, с винтом



3. Пример дополнительной этикетки на русском языке, нанесенной на потребительскую упаковку

Изготовитель: Institut Straumann AG («Институт Штрауманн АГ»),
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland (Швейцария)

Абатмент временный, для коронки, NT, высота 10.3 мм, с винтом

РУ №: ##### от ##.##.####



straumann.ru/IFU

REF XXXXXX

LOT XXXXXXX

Дата производства: XXXX-XX

Срок годности: XXXX-XX



Импортер: ООО «Штрауманн», Российская Федерация, 119571 г.
Москва, Ленинский проспект, д.119А

4. Пример нанесения этикетки на русском языке на потребительскую упаковку



Прошнуровано 38 листа/ов

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»


М.А.Гребенкина