

«Утверждаю»
Акционерное общество
«Национальная медико – технологическая компания»
Генеральный директор
Глушков И.А.



«01» декабря 2024 г.

Макеты маркировки медицинского изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»

The diagram shows a circular label layout. At the top is the GS1 logo (three horizontal bars) followed by the text "Гематоникс". Below this is the description "Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1". A box labeled "REF" contains the text "GS1 Компонент: аппликатор с сенсором". To the right is a QR code labeled "UID" above it and "YYYYYYY" below it. Below the QR code is the address: "Производитель: Акционерное Общество «Национальная медико-технологическая компания» Адрес (место производства): Shenzhen SiSensing Co., Ltd. Floor 5, Building No.2, Yinxingzhijie III, Yinxing Science Park, No.1301-86 Guangguang Road, Guanlan Street, Longhua District, 518110 Shenzhen, Guangdong, People's Republic of China". Below the address are two boxes: "LOT" with "LTxxxxxxxxX" and "SN" with "YYMMDDxxxxxxxxxxxx". To the right of these are two icons of a barcode and a clock, each followed by "YYMMDD". At the bottom is a row of icons: a book, a warning triangle, a crossed-out circle, a person, a crossed-out circle with a slash, and a speaker. Below these icons are three small circular icons: a thermometer with "40°C", a battery with "100%", and a signal strength icon with "100%".

INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Потребительская упаковка

Гематоникс

Сенсор системы
непрерывного
мониторинга глюкозы

GS1


Комплектация


Аппликатор с сенсором	1 шт
Электрод сенсора	1 шт
Удерживающий пластырь	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Приложение Hematonix	
Облачный сервис Hematonix Cloud (при необходимости)	



АПИРОГЕННО,
НЕТОКСИЧНО

Установите приложение Hematonix
с сайта hematonix.ru или магазина
приложений для вашей ОС





Код сенсора

ПУ № ____/____ от ____ 2024 г.



LOT

LTxxxxxxxxX

SN

YYMMDDxxxxxxxxxxx



YYMMDD



YYMMDD

XXXXXXXX



6 972831 641117

Гематоникс

GS1

Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы



- 2+ Для взрослых и детей от 2 лет
- 16 дней непрерывного мониторинга
- Не требует калибровки
- Точность измерения (MARD) - 8.8%



Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1

REF GS1

Производитель: Акционерное Общество
«Национальная медико-технологическая компания», 119180, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 22
+7 (495) 135-82-96; sales@hematonix.ru

Адрес (место производства): Shenzhen SiSensing Co., Ltd. Floor 5,
Building No.2, Yinxingzhijie III, Yinxing Science Park, No.1301-86 Guanguang
Road, Guanlan Street, Longhua District, 518110 Shenzhen, Guangdong,
People's Republic of China

sales@hematonix.ru

www.hematonix.ru

Транспортная упаковка

Гематоникс

LOT LTxxxxxxxxX


YYMMDD

YYMMDD

REF GS1

РУ № ____/____ от ____ 2024 г.

+4°C +25°C 5% 90% 70кПа 106кПа



Гематоникс

СЕНСОР СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

Гематоникс GS1

24 потребительские
упаковки

Гематоникс

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Аппликатор с сенсором – 1 шт.
2. Электрод сенсора – 1 шт.
3. Удерживающий пластырь – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Приложение Hematonix
6. Облачный сервис Hematonix Cloud (при необходимости)

Производитель:

Акционерное Общество «Национальная
медико-технологическая компания», 119180,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ
Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 22

+7 (495) 135-82-96
sales@hematonix.ru

Адрес (место производства):

Shenzhen SiSensing Co., Ltd. Floor 5, Building
No.2, Yinxingzhijie III, Yinxing Science Park,
No.1301-86 Guanguang Road, Guanlan Street,
Longhua District, 518110 Shenzhen,
Guangdong, People's Republic of China

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 10 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «НАЦМЕДТЕХ»

Глушков И.А.



«Утверждаю»
Акционерное общество
«Национальная медико – технологическая компания»
Генеральный директор
Глушков И.А.



15 ноября 2024 г.

Фотографические изображения упаковки медицинского изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид аппликатора с сенсором изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид удерживающего пластыря изделия
«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид стерильной упаковки электрода сенсора изделия
«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид потребительской упаковки изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид потребительской упаковки изделия
«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид потребительской упаковки изделия
«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид транспортной упаковки изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Гематоникс

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Аппликатор с сенсором – 1 шт.
2. Электрод сенсора – 1 шт.
3. Удерживающий пластырь – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Приложение Hematonic
6. Облачный сервис Hematonic Cloud (при необходимости)

Производитель:

Акционерное Общество «Национальная
медико-технологическая компания», 119180,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ
Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 22

+7 (495) 135-82-96
sales@hematonic.ru

Адрес (место производства):

Shenzhen SCSensing Co., Ltd., Floor 5, Building No.2,
Yixingzhijie III, Yixing Science Park, No.1301-86
Guangrong Road, Guanlan Street, Longhua District,
518110 Shenzhen, Guangdong, China

Общий вид транспортной упаковки изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»



Общий вид транспортной упаковки изделия

«Сенсор системы непрерывного мониторинга глюкозы Гематоникс GS1»

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 13 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «НАЦМЕДТЕХ»

Глушников И.А.

