

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в
вариантах комплектации»**

Официальный производитель:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P.R. China
(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район
Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)
Tel: +86-755-26008015
Fax: +86 755 26746162
E-mail: intl@dymind.com


Наименование и адрес места производства:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P.R. China
(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район
Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)
Tel: +86-755-26008015
Fax: +86 755 26746162
E-mail: intl@dymind.com

Уполномоченный представитель в Российской Федерации

ООО «РЕАГЕНТИКА»
108802, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, Д. 1006, СТР. 1
Тел./Факс: +7 495 230 88 08
Электронная почта: mail@reagentika.ru

Утверждено:

Полное имя	Позднев Павел Владимирович
Должность:	Генеральный директор
Компания:	ООО «Реагентика»
Подпись:	
Дата:	
Печать:	

16 ДЕК 2024






Вариант комплектации I Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации I Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:


1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.




Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия : 2. RF-карта – 1 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия
для диагностики *in vitro*

«Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в вариантах комплектации»,
производства
«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), KHP


Компонент медицинского изделия : 3. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации I Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615»
Вторичная упаковка

Hematology Analyzer Diluent

Hematology Analyzer Diluent



500mL

Applicable Analyzers:

The product is applicable to the following auto hematology analyzers produced by Dymind: DH-600, DH-602, DH-605, DH-610, DH-612 and DH-615.

Intended Use:

For sample dilution and preparation of cell suspension before sample analysis.

Storage and Stability:

The product can be stably stored for 2 years at 2°C-30°C. The product can be stably used for 60 days at 15°C-32°C after first opening.

Components:

Sodium chloride, sodium sulfate, buffer, antibacterial agent, and preservative.



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P. R. China



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China



+2°C ~ +30°C

MADE IN CHINA

LOT 2023110501



20231105



20251104



DIN-R

Warning:

Do not ingest. Avoid contact with skin and eyes. Once in contact, rinse immediately with plenty of water. If accidentally taken or splashed into eyes, please seek medical attention immediately.


Precautions:

Do not use after the expiry date. If it is frozen, thaw it at room temperature, mix well, and make sure that the background result is within the range required by the device before use. Please dispose of waste, waste liquid and remaining reagents according to local regulations and relevant environmental-protection requirements.

EC REP Eurlit GmbH


Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany

Вариант комплектации I Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615»
Вторичная упаковка




Вариант комплектации II Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.




Вариант комплектации II Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:


1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.




Компонент медицинского изделия: I. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIN-R (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия : 2. RF-карта – 1 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


медицинского изделия
для диагностики in vitro

«Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в вариантах комплектации»,
производства
«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

Компонент медицинского изделия : 3. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации II Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615». Вторичная упаковка.



Вариант комплектации II Разбавитель DIN-R для «Анализатора гематологического автоматического DH-615». Вторичная упаковка.

ПРОШТО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

21 / *двухчасов* *офи* *исполн*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПОЗДНЕВ П.В.

