

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Разбавитель DIL-N для «Анализатора гематологического автоматического DH-615»»**

Официальный производитель:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотекнологджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P.R. China
(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район
Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)
Tel: +86-755-26008015
Fax: +86 755 26746162
E-mail: intl@dymind.com

Наименование и адрес места производства:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотекнологджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P.R. China
(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район
Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)
Tel: +86-755-26008015
Fax: +86 755 26746162
E-mail: intl@dymind.com

Уполномоченный представитель в Российской Федерации

ООО «РЕАГЕНТИКА»

108802, Г.МОСКВА,

ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, Д. 1006, СТР. 1

Тел./Факс: +7 495 230 88 08


Электронная почта: mail@reagentika.ru

Утверждено:

Полное имя	Позднев Павел Владимирович
Должность:	Генеральный директор
Компания:	ООО «РЕАГЕНТИКА»
Подпись:	
Дата:	
Печать:	

16 ДЕК 2024






Разбавитель DIL-N для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Hematology Analyzer Diluent



DIL-N

Applicable Analyzers:

The product is applicable to the following auto hematology analyzers produced by Dymind: DH-600, DH-602, DH-605, DH-610, DH-612 and DH-615.

Intended Use:

For sample dilution and preparation of cell suspension before sample analysis.

Storage and Stability:

The product can be stably stored for 2 years at 2°C–30°C.
The product can be stably used for 60 days at 15°C–32°C after first opening.

Components:


Sodium chloride, sodium sulfate, buffer, antibacterial agent, and preservative




Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China



MADE IN CHINA



2024032503



20240325 20L



20260324

Warning:

Do not ingest. Avoid contact with skin and eyes. Once in contact, rinse immediately with plenty of water. If accidentally taken or splashed into eyes, please seek medical attention immediately.

Precautions:

Do not use after the expiry date.
If it is frozen, thaw it at room temperature, mix well, and make sure that the background result is within the range required by the device before use.
Please dispose of waste, waste liquid and remaining reagents according to local regulations and relevant environmental-protection requirements.



SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;



Country: RUSSIA
No. : DM240304013-2

C/N : 5-3

俄罗斯联邦
DM240304013-2

No load on and keep u


Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;




Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;




Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Разбавитель DIL-N (1 флакон по 20000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия : 2. RF-карта – 1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия
для диагностики *in vitro*

«Разбавитель DIL-N для «Анализатора гематологического автоматического DH-615»»
производства

«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), KHP

Компонент медицинского изделия : 3. Инструкция по применению – 1 шт.

ПРОШЛО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКОРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

11/06/2017/11/06/2017

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПОЗДНЕВ П.В.

