

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НОВОПЛАСТ-М»

С.Е. Комягин

«01» февраля 2024 г.




**Фотографические изображения общего вида, фотографические
изображения упаковки и макета маркировки медицинского изделия**

Повязки для устранения открытого пневмоторакса стерильные
по ТУ 21.20.24-001-35453034-2023

Общий вид медицинских изделий:

**Повязки для устранения открытого пневмоторакса стерильные
по ТУ 21.20.24-001-35453034-2023**

Повязка для устранения открытого пневмоторакса стерильная с клапаном





- 1 ВСКРЫТЬ УПАКОВКУ С ПОВЯЗКОЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА.
- 2 ИЗВЛЕЧЬ УПАКОВКУ С САЛФЕТКОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ И ВСКРЫТЬ ЕЕ.
- 3 ОБРАБОТАТЬ РАНУ САЛФЕТКОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ.



- 4 ИЗВЛЕЧЬ ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА.
- 5 ОСВОБОДИТЬ ЛИПКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОВЯЗКИ, УДАЛИВ ДЛЯ ЭТОГО ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ.



- 6 РАЗМЕСТИТЬ ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЛИПКОВОЙ СТОРОНОЙ ПО ЦЕНТРУ РАНЫ.
- 7 ПРИЖАТЬ ПЛОТНО ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА К ГРУДНОЙ СТЕНКЕ ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДГЕЗИИ.



- 8 В СЛУЧАЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ РАНЫ ГРУДИ ВОЗДУХА, КРОВАВОЙ ПЕНЫ (УГРОЗА РАЗВИТИЯ НАПРЯЖЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА) СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА С КЛАПАНОМ ДЛЯ ДЕКОМПРЕССИИ.
- 9 ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, ФИЗИ РАСТВОРОМ (Р-РОМ 0,9% NaCl), СПИРТОМ (C₂H₅OH), ХЛОРГЕКСИДИНОМ


Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «НОВОПЛАСТ-М»,
РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОРОГА НА
МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОМ 6, ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩЕНИЕ 7-Н, 8-Н.

ТЕЛ. +7 (812) 406-86-36.
E-MAIL: nn@novoplast-m.ru



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.О ГОРОД ПСКОВ,
УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 18



STERILE R




Хранить при температуре воздуха от минус 50°C до
плюс 45°C; Относительная влажность воздуха 80%
при + 25°C; Атмосферное давление от 70 кПа до 106 кПа.
Утилизация: как для медицинских отходов класса Б.

**РАЗРАБОТАНО
И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ**

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва





Партия 011123
Дата изготовления 11.2023
Годеи до 11.2028

НОВОПЛАСТ-М

СТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО АПИРОГЕННО

**ПОВЯЗКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА
СТЕРИЛЬНЫЕ ПО ТУ 21.20.24-001-35453034-2023
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:**

**ПОВЯЗКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА
СТЕРИЛЬНАЯ С КЛАПАНОМ**

**ПОВЯЗКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА
СТЕРИЛЬНАЯ БЕЗ КЛАПАНА**

РУ №ОТ.....Г.

НАЗНАЧЕНИЕ :

Повязка без клапана и повязка с клапаном предназначены для устранения открытого пневмоторакса. Повязки предназначены для непрерывного использования в течение не более 24 часов.

Повязки для устранения открытого пневмоторакса стерильные по ТУ 21.20.24-001-35453034-2023

**ПОВЯЗКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА СТЕРИЛЬНАЯ С КЛАПАНОМ
В СОСТАВЕ:**

1. Повязка для устранения открытого пневмоторакса стерильная с клапаном - 1 шт., 2. Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая, размер 110 мм х 125 мм, производства ООО "ГРАНИ", Россия, РУ № РЗН 2016/4491 - 1 шт., 3. Пакет индивидуальной (потребительской) упаковки - 1 шт.


**ПОВЯЗКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА СТЕРИЛЬНАЯ БЕЗ КЛАПАНА
В СОСТАВЕ:**

1. Повязка для устранения открытого пневмоторакса стерильная без клапана - 1 шт., 2. Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая, размер 110 мм х 125 мм, производства ООО "ГРАНИ", Россия, РУ № РЗН 2016/4491 - 1 шт., 3. Пакет индивидуальной (потребительской) упаковки - 1 шт.

ШТРИХКОД



- 1 ВСКРЫТЬ УПАКОВКУ С ПОВЯЗКОЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА.
- 2 ИЗВЛЕЧЬ УПАКОВКУ С САЛФЕТКОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ И ВСКРЫТЬ ЕЕ.
- 3 ОБРАБОТАТЬ РАНУ САЛФЕТКОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ.



- 4 ИЗВЛЕЧЬ ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА.
- 5 ОСВОБОДИТЬ ЛИПКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОВЯЗКИ, УДАЛИВ ДЛЯ ЭТОГО ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ.



- 6 РАЗМЕСТИТЬ ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЛИПКОЙ СТОРОНОЙ ПО ЦЕНТРУ РАНЫ.
- 7 ПРИЖАТЬ ПЛОТНО ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА К ГРУДНОЙ СТЕНКЕ ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДГЕЗИИ.



- 8 В СЛУЧАЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ РАНЫ ГРУДИ ВОЗДУХА, КРОВАВОЙ ПЕНЫ (УГРОЗА РАЗВИТИЯ НАПРЯЖЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА) СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВЯЗКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА С КЛАПАНОМ ДЛЯ ДЕКОМПРЕССИИ.
- 9 ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМОЧИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, ФИЗРАСТВОРОМ (Р-РОМ 0,9% NaCl), СПИРТОМ (С,Н,ОН), ХЛОРГЕКСИДИНОМ

Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «НОВОПЛАСТ-М»,
РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОРОГА НА
МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОМ 5, ЛИТЕРА А,
ПОМЕЩЕНИЕ 7-Н, 8-Н.

ТЕЛ. +7 (812) 406-86-36.
E-MAIL: nn@novoplast-m.ru



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г.О ГОРОД ПСКОВ,
УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 18



STERILE R



Хранить при температуре воздуха от минус 50°C до
плюс 45°C; Относительная влажность воздуха 80%
при + 25°C; Атмосферное давление от 70 кПа до 106 кПа.
Утилизация: как для медицинских отходов класса Б.

**РАЗРАБОТАНО
И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ**

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва



Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая, размер 110мм x 125мм (№ РЗН 2016/4491)



Транспортная упаковка







Макет транспортной маркировки

Повязка для устранения открытого пневмоторакса стерильная с клапаном по ТУ 21.20.24-001-35453034-2023		
Наименование и адрес изготовителя: ООО «НОВОПЛАСТ-М» 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, лит. А, помещение 7-Н, 8-Н, Тел. +7(812) 406-86-36, Тел./факс +7(812) 406-86-35, E-mail: nn@novoplast-m.ru ООО «НОВОПЛАСТ-М», 180007, Россия, Псковская область, г.о. Псков, г. Псков, ул. Максима Горького, д.1В.		
Номер и дата регистрационного удостоверения: РУ № РЗН...../.... от..... г.		
Стерильно	Нетоксично	Апирогенно
 011123	 11.2028	
Дата изготовления 11.2023	Количество изделий, шт.: 100	Масса брутто, кг: 4,3
Условия хранения и транспортировки: Хранить при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 45°С; Относительная влажность воздуха – 80% при + 25°С; Атмосферное давление – от 70 кПа до 106 кПа		
Штамп ОТК	QR код	Штрих-код
		   

Повязка для устранения открытого пневмоторакса стерильная без клапана по ТУ 21.20.24-001-35453034-2023		
Наименование и адрес изготовителя: ООО «НОВОПЛАСТ-М» 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, лит. А, помещение 7-Н, 8-Н, Тел. +7(812) 406-86-36, Тел./факс +7(812) 406-86-35, E-mail: nn@novoplast-m.ru ООО «НОВОПЛАСТ-М», 180007, Россия, Псковская область, г.о. Псков, г. Псков, ул. Максима Горького, д.1В.		
Номер и дата регистрационного удостоверения: РУ № РЗН...../.... от..... г.		
Стерильно	Нетоксично	Апирогенно
 011123	 11.2028	
Дата изготовления 11.2023	Количество изделий, шт.: 140	Масса брутто, кг: 5,5
Условия хранения и транспортировки: Хранить при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 45°С; Относительная влажность воздуха – 80% при + 25°С; Атмосферное давление – от 70 кПа до 106 кПа		
Штамп ОТК	QR код	Штрих-код
		   

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 лист(ов)
Генеральный директор
ООО "НОВОПЛАСТ-М" *С. Е. Комягин*
С. Е. Комягин
" 01 " 02 2011 г.

