

Фотографические изображения медицинского изделия

Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11-292-10973749-2023, в составе:

- 1. Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11-292-10973749-2023, нестерильный — 1, 2, 3, 5, 10 шт. в упаковке;**
- 2. Инструкция по применению — 1 шт. на потребительскую упаковку.**

Производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по
ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023»



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 2.99.11 – 292 – 10973749 – 2023» в потребительской упаковке с маркировкой (1 шт. в упаковке)



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 2.99.11 – 292 – 10973749 – 2023» в потребительской упаковке с маркировкой (2 шт. в упаковке)



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023» в потребительской упаковке с маркировкой (3 шт. в упаковке)



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023» в потребительской упаковке с маркировкой (5 шт. в упаковке)



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023» в потребительской упаковке с маркировкой (10 шт. в упаковке)

Инструкция по применению медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11-292-10973749-2023» 1. Держа респиратор за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть изделие. 2. Респиратор должен прикрывать нос и рот. 3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания респиратора к лицу. 4. Время ношения респиратора - не более 8 часов. 5. После использования изделия необходимо утилизировать.	Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ» Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43 Место производства: Россия, 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение № 2 ФЭСТ® Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11-292-10973749-2023 нестерильный РУ № ТИП-II R по ГОСТ Р 58396-2019 Количество 10 шт. Партия №/ОКК 001/06 Изготовлено 08.2023 Срок годности - 5 лет с даты изготовления. Артикул 0000 0 000000 000000
Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C. Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150. Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Алгоритм утилизации использованных респираторов: - аккуратно взять за заушные петли и потянуть, не касаясь передней части изделия; - снять респиратор, стараясь не задеть использованным изделием лицо; - сразу же положить одноразовый респиратор в полиэтиленовый пакет и плотно завязать; - поместить пакет с использованным респиратором в мусорное ведро, а руки тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком. Изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами.	 Количество Партия №/ ОКК Изготовлено Срок годности - 5 лет с даты изготовления. Артикул 0000 0 000000 000000

Макет маркировки медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023»



Общий вид медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023» в транспортной таре с маркировкой



Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Респиратор медицинский одноразовый «ФЭСТ» по ТУ 32.99.11 – 292 – 10973749 – 2023»

Прошито, пронумеровано,
опечатано

6 / шесть / листов

Директор Касаткина Э.В.

