



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «БиоХимМак Диагностика»



Пичугина Л.В.
«10» декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов AESKUSLIDES EMA IgA для полуколичественного определения IgA -антител к эндомизию в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции

Набор реагентов AESKUSLIDES EMA IgA для полуколичественного определения IgA -антител к эндомизину в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции в составе:

- 1. 10-луночный субстратный слайд, 10 шт.;**
- 2. Положительный контроль (EMA IgA POSITIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;**
- 3. Отрицательный контроль (IFA NEGATIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;**
- 4. IgA Конъюгат (FITC-меченные антитела к IgA-антителам человека) (CONJ IgA), 2 флакона х 3,5 мл;**
- 5. Монтирующая среда (SEAL), 1 флакон х 12,0 мл;**
- 6. Буфер для разведения образца (1х) (SB 1х), 1 флакон х 70 мл;**
- 7. Концентрат промывочного буфера (10х) (WASHB (10х)), 1 флакон х 100 мл;**
- 8. Инструкция по применению, 1 шт.;**
- 9. Сертификат качества, 1 шт.**

Набор реагентов Aeskuslides EMA IgA для полуколичественного определения IgA -
антител к эндомизину в сыворотке крови человека методом непрямой
иммунофлуоресценции в составе:



AESKU DIAGNOSTICS
AESKU.DIAGNOSTICS
 GmbH & Co. KG
 Mikroforum Ring 2
 55234 Wendelsheim, Germany
 phone: +49-6734-9622-0
 fax: +49-6734-9622-2222
 www.aesku.com

AESKUSLIDES EMA IgA
 IIF for determination of IgA antibodies against EMA

REF 512.100



CONTROL+ 1 x 0.5 ml

CONJ FITC IgA 2 x 3.5 ml


CONTROL- 1 x 0.5 ml

WASHB 10x 1 x 100 ml

SEAL 1 x 12.0 ml

SB 1x 1 x 70 ml

10 x 10 wells



LOT 231340

2025-04

IMMUNOASSAY FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE

WWW.AESKU.COM

AESKU.DIAGNOSTICS GMBH & CO. KG • MIKROFORUM RING 2 • 55234 WENDELSHEIM • GERMANY
 PHONE: +49-6734-9622-0 • FAX: +49-6734-9622-2222 • INFO@AESKU.COM



STORE.AT 2-8° C

DO NOT FREEZE • USE ACCORDING TO PROTOCOL
FOR PROFESSIONAL USE ONLY





AESKUSLIDES

THE DIAGNOSTIC TOOL THAT WORKS


IMMUNOASSAY FOR
IN VITRO DIAGNOSTIC USE

 AESKU.DIAGNOSTICS






1. 10-луночный субстратный слайд, 10 шт.







2. Положительный контроль (EMA IgA POSITIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл






3. Отрицательный контроль (IFA NEGATIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл






4 IgA Конъюгат (FITC-меченные антитела к IgA-антителам человека) (CONJ IgA), 2
флакона х 3,5 мл





5. Монтирующая среда (SEAL), 1 флакон х 12,0 мл






6. Буфер для разведения образца (1x) (SB 1x), 1 флакон х 70 мл




B

7. Концентрат промывочного буфера (10x) (WASHB (10x)), 1 флакон х 100 мл





8. Инструкция по применению, 1 шт.



9. Сертификат качества, 1 шт.

AESKUSLIDES EMA IgA		REF 512.100		Control-certificate	
LOT					
231340		2023-08		2025-04	
Symbol	REF	Quantity	LOT		
	s512.100	10 x 10 well	23134	2025-06	
CONTROL +	PC512.050	1 x 0.5 ml	PC 23300	2025-06	
CONTROL -	NCIFA	1 x 0.5 ml	NC 23210	2025-04	
CONJ IgA	C512.050	2 x 3.5 ml	23300	2025-06	
SEAL	MMIFA	1 x 12.0 ml	SE 23290	2025-06	
SB 1x	SBIFA	1 x 70 ml	SB 23302	2026-07	
WASHB 10x	WBIFA	1 x 100 ml	WB 23302	2026-07	
Test	REF	Pattern	F.I.	Calculated Endtiter	result
CONTROL +	PC512.050	EmA	3	1:40	confirmed
CONTROL -	NCIFA	negative	0	-	confirmed

The ready to use positive control conforms to a 1:5 dilution.

AESKU DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG
Mikroforum Ring 2
55234 Wendelsheim, GERMANY

Dr. Torslen Mathies
Product Security Manager

V005:2021-10-12

Макет русскоязычного стикера для медицинского изделия

Набор реагентов AESKUSLIDES EMA IgA для полуколичественного определения IgA-антител к эндомиозию в сыворотке крови человека методом непрямой иммунофлуоресценции в составе:

1. 10-луночный субстратный слайд, 10 шт.;
2. Положительный контроль (EMA IgA POSITIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;
3. Отрицательный контроль (IFA NEGATIVE CONTROL), 1 флакон х 0,5 мл;
4. IgA Конъюгат (FITC-меченные антитела к IgA-антителам человека) (CONJ IgA), 2 флакона х 3,5 мл;
5. Монтирующая среда (SEAL), 1 флакон х 12,0 мл;
6. Буфер для разведения образца (1х) (SB 1х), 1 флакон х 70 мл;
7. Концентрат промывочного буфера (10х) (WASHB (10х)), 1 флакон х 100 мл;
8. Инструкция по применению, 1 шт.;
9. Сертификат качества, 1 шт.

Только для профессионального применения!

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Инактивировано! Для диагностики in vitro!

Производитель: *AESKU.DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG (АЕСКУ. ДИАГНОСТИКС ГмбХ & Ко. КГ)
Mikroforum Ring 2, 55234 Wendelsheim, Germany (Микрофорум Ринг, 2, 55234 Вендельсхайм, Германия)
Тел. +49 (6734) 9622-0, E-mail: sales@aesku.com*

Уполномоченный представитель в РФ: *Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика», 119311, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел.: +7 (495) 647-27-40;
E-mail: info@biochemmack.ru
Веб-сайт: www.biochemmack.ru*

Регистрационное удостоверение № от

Символы, применяемые при маркировке медицинского изделия, указаны на оригинальной упаковке. Наименование изделия на настоящем стикере считается приоритетным на территории Российской Федерации



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
Генеральный директор
АО «БиоХимМак»
Пичугина Л.В.