



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сесана»

И.С. Гнатюк

«6» декабря 2024 г.

Фотографические изображения

**«Секвенатор нуклеиновых кислот «Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53–004–95224908–2020»**

Версия 3

Блок секвенирования, вид спереди



Блок секвенирования, вид справа





Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Блок секвенирования



202412-02



2024-12



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

100-240 В

50/60 Гц


2000 ВА

IP20

Блок секвенирования, вид слева



Блок секвенирования, вид сзади



Блок секвенирования, вид сзади, маркировка



Рабочая станция, вид спереди




Рабочая станция, маркировка



Рабочая станция, вид справа



Рабочая станция, вид слева



Рабочая станция, вид сзади




Кабель электропитания – 2 шт.



Интернет кабель – 1 шт.



Кабель USB 3.0 – 2 шт.



Кабель USB 2.0 – 1 шт.



Кабель DB62 – 1 шт.



Кабель DVI – 1 шт.



Мышь – 1 шт.



Клавиатура – 1 шт.



Сканер штрих-кодов – 1 шт.



Кронштейн для сканера – 1 шт.



Емкость для слива жидкостей с датчиком и шлангом – 1 шт.




Ручки для перемещения прибора на стол – 4 шт.



Промывочный картридж, 6 шт.



Промывочная проточная ячейка – 2 шт.



Руководство по эксплуатации – 1 шт.

SEANA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Секвенатор нуклеиновых кислот «Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Версия 3

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ГС202412-02

Секвенатор нулевых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Серийный номер: 202412-02
Дата выпуска: 2024-12
Анализ сделан по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Наименование	Кол-во, шт.	Результат контроля	Результат
Блок секвенирования	1	Есть	Соответствует
Рабочая станция	1	Есть	Соответствует
Кабель электропитания	2	Есть	Соответствует
Интернет кабель	1	Есть	Соответствует
Кабель USB 3.0	2	Есть	Соответствует
Кабель USB 2.0	1	Есть	Соответствует
Кабель DB62	1	Есть	Соответствует
Кабель DVI	1	Есть	Соответствует
Мышь	1	Есть	Соответствует
Клавиатура	1	Есть	Соответствует
Сканер штрих-кодов	1	Есть	Соответствует
Кронштейн для сканера	1	Есть	Соответствует
Емкость для слива жидкостей с датчиком и шлангом	1	Есть	Соответствует
Ручки для перемещения прибора на стол	4	Есть	Соответствует
Промывочный картридж	6	Есть	Соответствует
Промывочная проточная ячейка	2	Есть	Соответствует
Руководство по эксплуатации	1	Есть	Соответствует
Гарантийный талон	1	Есть	Соответствует

Результаты контроля		
Характеристика	Регламентирующий документ	Результат
Технические характеристики	2.2.1 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Габаритные характеристики	2.6 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Комплектность	2.1 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Маркировка	2.11.1, 2.11.2, 2.11.4.1 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
ЭД	2.13 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует

Функциональные характеристики

Точность секвенирования			
Характеристика	норма по ТУ	Полученное значение	Результат
Доля картированных прочтений	≥95.0%	98.1%	соответствует
Показатель качества картирования MAPQ	≥30	49.4	соответствует
Качество данных запуска			
Характеристика	норма по ТУ	Полученное значение	Результат
Проверка показателя Q30	≥80%	93.7%	соответствует

Транспортирование и хранение

Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от -10 °С до +50 °С.
Относительная влажность воздуха должна находиться в диапазоне от 15 до 85% (без образования конденсата).
Транспортирование секвенатора должен осуществлять поставщик услуг, утвержденный ООО «Сесана».
После транспортирования и хранения во влажных и холодных условиях необходимо просушить прибор в течение 2 часов перед его подключением.
Заключение: «Секвенатор нулевых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020» соответствует ТУ 26.51.53-004-95224908-2020.

Дата выдачи паспорта: 07.12.2024

Штамп ОТК: 

SE ₃ ANA		SE ₃ ANA		SE ₃ ANA	
Гарантийный талон		Гарантийный талон		Гарантийный талон	
Модель прибора:	Геноскан 400	Модель прибора:	Геноскан 400	Модель прибора:	Геноскан 400
Серийный №	202412-02	Серийный №	202412-02	Серийный №	202412-02
Полное наименование клиента:	ООО "Геносмед"	Полное наименование клиента:	ООО "Геносмед"	Полное наименование клиента:	ООО "Геносмед"
Адрес клиента:	Москва, Короленко, 8	Адрес клиента:	Москва, Короленко, 8	Адрес клиента:	Москва, Короленко, 8
Лицо, ответственное за эксплуатацию прибора:	Гришко Н.Е.	Лицо, ответственное за эксплуатацию прибора:	Гришко Н.Е.	Лицо, ответственное за эксплуатацию прибора:	Гришко Н.Е.
Инженер по установке:	Вайгер В.В.	Инженер по установке:	Вайгер В.В.	Инженер по установке:	Вайгер В.В.
Дата установки:	10.12.24	Дата установки:	10.12.24	Дата установки:	10.12.24
Принята клиентом:	HE	Принята клиентом:	HE	Принята клиентом:	HE

Страница для клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Транспортная упаковка 1



Транспортная упаковка 1, маркировка

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Упаковка 1 из 4

Комплект поставки:

Блок секвенирования – 1 шт.;

Емкость для слива жидкостей с датчиком и шлангом – 1 шт.;



Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Паспорт качества на анализатор – 1 шт.;

Гарантийный талон – 1 шт.

SN 202412-02

2024-12



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 200 кг

Масса брутто: 272 кг

Транспортная упаковка 2



Транспортная упаковка 2, маркировка

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Упаковка 2 из 4
Комплект поставки:
Рабочая станция - 1 шт.;
Клавиатура - 1 шт.;
Мышь - 1 шт.;
Кабель электропитания - 1 шт..

SN 202412-02
2024-12

+50°C
-10°C

106 кПа
70 кПа

85%
15%

Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 17 кг
Масса брутто: 19,7 кг

Транспортная упаковка 3



Транспортная упаковка 3, маркировка

SE^{ANA}

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Упаковка 3 из 4




Комплект поставки:

Промывочный картридж – 6 шт.;

Промывочные проточные ячейки – 2 шт.

SN 202403-02

2024-03



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX


Масса нетто: 3,5 кг

Масса брутто: 5 кг

Транспортная упаковка 4



Транспортная упаковка 4, маркировка



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Упаковка 4 из 4
Комплект поставки:
 Интернет кабель – 1 шт.;
 Кабель USB 3.0 – 2 шт.;
 Кабель USB 2.0 – 1 шт.;
 Кабель DB62 – 1 шт.;
 Кабель DVI – 1 шт.;
 Кабель электропитания – 1 шт.;
 Сканер штрих-кодов – 1 шт.;
 Кронштейн для сканера – 1 шт.;
 Ручки для перемещения прибора на стол – 4 шт.

SN 202412-02


 2024-12



+50°C
-10°C



106 кПа
70 кПа



85%
15%







 Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
 105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
 Тел.: +7 (495) 128-82-74
 E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXX


Масса нетто: 4,4 кг

Масса брутто: 5 кг

Стартовый набор, проточная ячейка FCM во внутренней упаковке



Стартовый набор, проточная ячейка FCM во внутренней упаковке



Стартовый набор, проточная ячейка FCM в потребительской упаковке



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА FCM_202412-02

Секвениатор нуклеиновых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020
Стартовый набор: Проточная ячейка FCM

Номер серии: 202412-02
Дата выпуска: 2024-12-03
Годен до: 2025-12-03
Количество в серии, шт.: 100
Анализ сделан по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Наименование показателей	Регламентирующий документ	Результат
Описание	Пластина из стекла темно-серого цвета, помещенная в несъемный каркас из белого полипропилена. На внутренней поверхности каналов проточной ячейки располагаются зоны, на которых в процессе секвенирования происходит гибридизация с определенными участками олигонуклеотидов библиотек ДНК и дальнейшее формирование кластеров. Проточная ячейка FCM обеспечивает от 200000 тыс. прочтений	
Маркировка	ш. 2.10.3, 2.10.4.2 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Упаковка	ш. 2.11.2 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
ЭД	ш. 2.12 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует

Технические характеристики		
Наименование показателей	Регламентирующий документ	Результат
Внешний вид		соответствует
Общее количество прочтений	ш. 2.2.2 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	200814 тыс. прочтений соответствует

Хранение
Хранение при температуре от +2 °С до +8 °С, не более 12 месяцев с даты изготовления.


Транспортирование
Транспортирование всеми видами крытого транспорта при температуре окружающей среды от +2 °С до +8 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.е. не влияет на качество изделия. Компоненты стартового набора, транспортируемые с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Заключение: Проточная ячейка FCM, являющаяся компонентом стартового набора, для «Секвениатора нуклеиновых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020» соответствует ТУ 21.20.23-005-95224908-2020.

Дата выдачи паспорта: 03.12.2024

Штамп: ООО ЦДРМИ

Стартовый набор, проточная ячейка FCM, контроль вскрытия на потребительской упаковке



Стартовый набор, проточная ячейка FCH во внутренней упаковке




Стартовый набор, проточная ячейка FCH во внутренней упаковке





Дата выдачи паспорта: 03.12.2024


Стартовый набор, проточная ячейка FCH, контроль вскрытия на потребительской упаковке



Стартовый набор, картридж КС75




Стартовый набор, картридж КС75 во внутренней упаковке



Стартовый набор, картридж КС75, маркировка



Стартовый набор, картридж КС75 в потребительской упаковке



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА КС75, 202412-02

Специально разработанный картридж для использования в системах очистки воды

Стартовый набор: Картридж КС75

Номер серии: 202412-02
 Дата выпуска: 2024-12-02
 Год до: 2025-12-02
 Количество и серия, шт.: 100
 Адрес склада на: ТУ 26.51.33-004-95224906-2020

Наименование	Регистрационный документ	Результат
Материал	ин. 1.10.1.1.10.0.2 ТУ 26.51.33-004-95224906-2020	испытано
Упаковка	ин. 1.11.2 ТУ 26.51.33-004-95224906-2020	испытано
СД	ин. 1.12 ТУ 26.51.33-004-95224906-2020	испытано

Наименование	Регистрационный документ	Результат
Материал	ин. 2.2.2 ТУ 26.51.33-004-95224906-2020	испытано
Упаковка	ин. 2.2.2 ТУ 26.51.33-004-95224906-2020	75 шт.

Критерии
 Качество при температуре от -30 °C до +15 °C, не более 12 месяцев с даты изготовления.

Транспортировка
 Транспортировка возможна только в закрытой упаковке при температуре окружающей среды от -30 °C до +15 °C. Аккумуляторы должны быть заряжены, т.е. не должны быть разряжены.


Комплектация: стартовый набор, транспортировочная и сервисная документация, инструкция по эксплуатации.

Дополнительно: Картридж КС75, предназначенный для использования в системах очистки воды для «Специально разработанный картридж для использования в системах очистки воды» ТУ 26.51.33-004-95224906-2020 соответствует ТУ 26.51.33-004-95224906-2020.

Дата выдачи паспорта: 03.12.2024

Штамп ОТК


Стартовый набор, картридж КС75, контроль вскрытия на потребительской упаковке



Стартовый набор, картридж KC150




Стартовый набор, картридж KC150 во внутренней упаковке



Стартовый набор, картридж KC150, маркировка



Стартовый набор, картридж KC150 в потребительской упаковке




Стартовый набор, картридж KC150, контроль вскрытия на потребительской упаковке



Стартовый набор, картридж КС300




Стартовый набор, картридж КС300 во внутренней упаковке




Стартовый набор, картридж КС300, маркировка




Стартовый набор, картридж КС300 в потребительской упаковке



Стартовый набор, картридж КС300, контроль вскрытия на потребительской упаковке



Стартовый набор, буфер для гибридизации во внутренней упаковке



Стартовый набор, буфер для гибридизации во внутренней упаковке



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Буф. 202412-02
Секвентатор нуклеиновых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020
Стартовый набор: Буфер для гибридизации

Номер серии: 202412-02
Дата выпуска: 2024-12-03
Годен до: 2025-12-03
Количество в серии, шт.: 100
Анализ сделан по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Наименование показателя	Регламентирующий документ	Результат
Микробиологическая чистота	пп. 2.10.3, 2.10.4.2 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Упаковка	пп. 2.11.2 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Дл.	пп. 2.12 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует

Наименование показателя	Регламентирующий документ	Результат
Внешний вид	пп. 2.2.2 ТУ 26.51.53-004-95224908-2020	соответствует
Объем компонента		соответствует

Хранение
Хранение при температуре от +10 °С до +30 °С, не более 12 месяцев с даты изготовления.


Транспортирование
Транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от +10 °С до +30 °С. Атмосферное давление не контролируется, т.е. не влияет на качество изделия.

Компоненты стартового набора, транспортируемые с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Упаковка. Буфер для гибридизации, являющийся компонентом стартового набора для «Секвентатора нуклеиновых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020» соответствует ТУ 21.20.23-004-95224908-2020.



Дата выдачи паспорта: 03.12.2024
Штамп ОТК



Стартовый набор, проточная ячейка FCM в транспортной упаковке



Стартовый набор, проточная ячейка FCM, маркировка транспортной упаковки

SE_{ANA}

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор:
Проточная ячейка FCM

Кол-во ед.: 2 шт

LOT 202412-02

2024-12-03

2025-12-03



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX


Масса нетто: 0,7 кг

Масса брутто: 5,7 кг

Стартовый набор, проточная ячейка FCH в транспортной упаковке



Стартовый набор, проточная ячейка FCH, маркировка транспортной упаковки



Стартовый набор, картридж KC75 в транспортной упаковке



Стартовый набор, картридж KC75, маркировка транспортной упаковки

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Стартовый набор:
Картридж KC75

Кол-во ед.: 1 шт

LOT 202412-02

2024-12-03

2025-12-03



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 1,8 кг

Масса брутто: 13 кг

Стартовый набор, картридж KC150 в транспортной упаковке



Стартовый набор, картридж KC150, маркировка транспортной упаковки

SE^{ANA}

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Стартовый набор:
Картридж KC150

Кол-во ед.: 1 шт

LOT 202412-02

 2024-12-03

 2025-12-03



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 4,2 кг

Масса брутто: 14,5 кг

Стартовый набор, картридж КС300 в транспортной упаковке



Стартовый набор, картридж КС300, маркировка транспортной упаковки

SE:ANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор:
Картридж КС300

Кол-во ед.: 2 шт

LOT 202412-02

2024-12-03

2025-12-03

-30°C -15°C

↑↑

☀

☔

Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXX

Масса нетто: 4,8 кг

Масса брутто: 21 кг

Стартовый набор, буфер для гибридизации в транспортной упаковке



Стартовый набор, буфер для гибридизации, маркировка транспортной упаковки

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Стартовый набор:
Буфер для гибридизации

Кол-во ед.: 4 шт

LOT 202412-02

2024-12-03

2025-12-03



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 0,3 кг

Масса брутто: 3 кг

Прошито и пронумеровано на 75
(семидесяти пяти) листах
Игорь / Игорь
подпись расшифровка подписи





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сесана»
И.С. Гнатьюк
«6» декабря 2024 г.

**Макет этикеток упаковки медицинского изделия
«Секвенатор нуклеиновых кислот «Геноскан 4000» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020»**

Маркировка секвенатора «Геноскан 4000»

Маркировка блока секвенирования



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Блок секвенирования

SN

XXXXXX-XX

IVD

XXXX-XX





Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

100-240 В 50/60 Гц 2000 ВА IP20

Маркировка рабочей станции



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Рабочая станция

SN

XXXXXX-XX

IVD

XXXX-XX





Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

100-240 В 50/60 Гц 2000 ВА IP20

Маркировка транспортной упаковки секвенатора «Геноскан 4000»
(упаковка 1)

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020





Упаковка 1 из 4

Комплект поставки:

Блок секвенирования – 1 шт.;
Емкость для слива жидкостей с датчиком и шлангом – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
Паспорт качества на анализатор – 1 шт.;
Гарантийный талон – 1 шт.

SN XXXXXX-XX

XXXX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXX

Масса нетто: 200 кг

Масса брутто: 272 кг

Маркировка транспортной упаковки секвенатора «Геноскан 4000»
(упаковка 2)

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Упаковка 2 из 4

Комплект поставки:

Рабочая станция – 1 шт.;

Клавиатура – 1 шт.;

Мышь – 1 шт.;




Кабель электропитания – 1 шт..

SN

XXXXXX-XX



XXXX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 17 кг

Масса брутто: 19,7 кг

Маркировка транспортной упаковки секвенатора «Геноскан 4000»
(упаковка 3)

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Упаковка 3 из 4




Комплект поставки:

Промывочный картридж – 6 шт.;

Промывочные проточные ячейки – 2 шт..

SN XXXXXX-XX

XXXX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX

Масса нетто: 3,5 кг

Масса брутто: 5 кг

Маркировка транспортной упаковки секвенатора «Геноскан 4000»
(упаковка 4)

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020




Упаковка 4 из 4

Комплект поставки:

Интернет кабель – 1 шт.;
Кабель USB 3.0 – 2 шт.;
Кабель USB 2.0 – 1 шт.;
Кабель DB62 – 1 шт.;
Кабель DVI – 1 шт.;
Кабель электропитания – 1 шт.;
Сканер штрих-кодов – 1 шт.;
Кронштейн для сканера – 1 шт.;
Ручки для перемещения прибора на стол – 4 шт.

SN XXXXXX-XX

XXXX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXX

Масса нетто: 4,4 кг

Масса брутто: 5 кг

Маркировка компонентов стартового набора

Маркировка непосредственно на компонентах стартового набора

Этикетка 1 на картриджах



Этикетка 1 на проточных ячейках



Этикетка 2 на картриджах



Этикетка 2 на проточных ячейках



Маркировка внутренней упаковки



Маркировка потребительской упаковки



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор: Картридж KC75

LOT XXXXXX-XX

 XXXX-XX-XX

 XXXX-XX-XX

 -15°C
-30°C

IVD 

Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

PY: XXXXXXXX



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор: Картридж KC150

LOT XXXXXX-XX

 XXXX-XX-XX

 XXXX-XX-XX

 -15°C
-30°C

IVD 

Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

PY: XXXXXXXX



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор: Картридж KC300

LOT XXXXXX-XX

 XXXX-XX-XX

 XXXX-XX-XX

 -15°C
-30°C

IVD 

Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

PY: XXXXXXXX

Маркировка потребительской упаковки



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор: Проточная ячейка FCM



XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX














Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор: Проточная ячейка FCH



XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX














Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор: Буфер для гибридизации



XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX














Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXXX

Маркировка транспортной упаковки картриджей



Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор:
Картридж КС75

Кол-во ед.: 1

LOT


XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

Масса нетто: XXX кг

Масса брутто: XXX кг

Маркировка транспортной упаковки картриджей

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020

Стартовый набор:
Картридж KC150

Кол-во ед.: 1

LOT


XXXXXX-XX



XXXX-XX-XX



XXXX-XX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXX

Масса нетто: XXX кг

Масса брутто: XXX кг

Маркировка транспортной упаковки картриджей

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Стартовый набор:
Картридж KC300

Кол-во ед.: 2

LOT XXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXX

Масса нетто: XXX кг

Масса брутто: XXX кг

Маркировка транспортной упаковки проточных ячеек

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Стартовый набор:
Проточная ячейка FCM

Кол-во ед.: 2

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

РУ: XXXXXXX

Масса нетто: XXX кг

Масса брутто: XXX кг

Маркировка транспортной упаковки проточных ячеек

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020


Стартовый набор:
Проточная ячейка FCH

Кол-во ед.: 2

LOT XXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

Масса нетто: XXX кг

Масса брутто: XXX кг

Маркировка транспортной упаковки буфера для гибридизации

SEANA

Секвенатор нуклеиновых кислот
«Геноскан 4000»
по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020



Стартовый набор:
Буфер для гибридизации

Кол-во ед.: 4

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX



Общество с ограниченной ответственностью «Сесана»
105005, Россия г. Москва, Бауманская улица, д. 50/12 стр. 1.
Тел.: +7 (495) 128-82-74
E-mail: mail@sesana.ru

ПУ: XXXXXXXX

Масса нетто: XXX кг

Масса брутто: XXX кг

Прошито и пронумеровано на 14
(сеть машин) листах
Ильин / Гнатюк
подпись расшифровка подписи «СЕСАНА»

