



Общество с ограниченной ответственностью
«Имплант Союз»
194017, г. Санкт – Петербург,
ул. Гданьская, дом 8, литера А, помещение 13-Н
ИНН 7802302496 ОГРН 1047855037955

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий ООО «Имплант Союз»
- индивидуальный предприниматель



Береза И.М.

«16» сентября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Медицинского Изделия

**Имплантаты Normmed для искусственной стабилизации позвоночника,
варианты исполнения**

Производитель

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: NORMMED MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.
(сокращенно: Норммед Медикал Прм. и Трг. А.О.)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОРММЕД МЕДИКАЛ / NORMMED MEDİKAL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (НОРММЕД МЕДИКАЛ САНАЙИ ВЕ ТИЦАРЕТ АНОНИМ
ŞİRKETİ).

Адрес места производства: İvedik OSB Mah. Havalandırmacılar Cad. No:193
Yenimahalle/ANKARA

АДРЕС (СКЛАД): İvedik OSB Mah. Havalandırmacılar Cad. No:193 Yenimahalle/ANKARA

ТЕЛЕФОН: [+90 312 395 61 84](tel:+903123956184)

ФАКС: +90 312 395 61 85

ВЕБ-САЙТ: info@normmed.com.tr

Уполномоченный Представитель Производителя (УПП)

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Имплант Союз» (ОГН 1047855037955),

АДРЕС: Россия, 194017, г. Санкт - Петербург, ул. Гданьская, дом 8, литера А, помещение 13-Н

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 230-05-84

ВЕБ-САЙТ: info@implantunion.ru




Рис.1. Первичная упаковка медицинского изделия: Кейдж Normmed межтеловой, грудопоясничный, Twisty TLIF, материал РЕЕК, размер: (Н) 8 мм х (L) 24 мм х (W) 10 мм, угол 4°.



Рис.2. Медицинское изделие: Кейдж Normmed межтеловой, грудопоясничный, Twisty TLIF, материал РЕЕК, размер: (Н) 8 мм х (L) 24 мм х (W) 10 мм, угол 4°.



Рис.3. Первичная упаковка медицинского изделия: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, размер: (Н) 4 мм x (L) 12 мм x (W) 14 мм.




Рис.4. Медицинское изделие: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, размер: (Н) 4 мм x (L) 12 мм x (W) 14 мм.



Рис.5. Первичная упаковка изделия: Кейдж Normmed межтеловой, расширяемый, Alligator, груднопоясничный, размер: (H) 11 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм.




Рис.6. Медицинское изделие: Кейдж Normmed межтеловой, расширяемый, Alligator, груднопоясничный, размер: (H) 11 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм.



Рис.7. Первичная упаковка на медицинское изделие: Кейдж Normmed межтеловой, поясничный, материал РЕЕК, размер: (Н) 6 мм x (L) 22 мм x (W) 10 мм, код партии 23080208, дата изготовления: 08.2023, использовать до: 08.2025.



Рис.8. Медицинское изделие: Кейдж Normmed межтеловой, поясничный, материал РЕЕК, размер: (Н) 6 мм x (L) 22 мм x (W) 10 мм.




Рис.9. Первичная упаковка медицинского изделия: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, с лезвием, размер: (H) 8 мм x (L) 14 мм x (W) 14 мм.



Рис.10. Медицинское изделие: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, с лезвием, размер: (H) 8 мм x (L) 14 мм x (W) 14 мм.




Рис.11. Медицинское изделие: Кейдж Normmed межтеловой, ALIF, поясничный, материал PEEK, размер: (H) 10 мм x (L) 25 мм x (W) 35 мм, угол 4°.




Рис.12. Первичная упаковка медицинского изделия: Винт Normmed Alif самонарезающийся. в индивидуальной упаковке, размер: Диаметр (D) 4,3 мм, длина (L) 30 мм.



Рис.13. Фотографическое изображение вторичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed межтеловой, поясничный, материал РЕЕК размер: (Н) 9 мм х (L) 22 мм х (W) 10 мм (lot 2308209), Кейдж Normmed межтеловой, поясничный, материал РЕЕК размер: (Н) 12 мм х (L) 24 мм х (W) 10 мм, Версия этикеток TD03-12/Rev02/01.09.2022.



Рис.14. Фотографическое изображение вторичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал PEEK, с лезвием, размер: (H) 4 мм x (L) 12 мм x (W) 16 мм (lot 23080202), Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал PEEK, с лезвием, размер: (H) 5 мм x (L) 12 мм x (W) 14 мм (lot 23080203), Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал PEEK, с лезвием, размер: (H) 8 мм x (L) 14 мм x (W) 14 мм (lot 23080205)

Версия этикеток TD03-12/Rev02/01.09.2022.



Рис.15. Фотографическое изображение вторичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed межтеловой, расширяемый, Alligator, грудопоясничный, размер: (H) 10 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм (lot 23080207), Кейдж Normmed межтеловой, расширяемый, Alligator, грудопоясничный, размер: (H) 8 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм (lot 23080206), Кейдж Normmed межтеловой, расширяемый, Alligator, грудопоясничный, размер: (H) 11 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм (lot 22110428) Изображение общего вида (лицевой стороны).



Рис.16. Фотографическое изображение вторичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, размер: (Н) 4 мм x (L) 12 мм x (W) 14 мм (lot 23080190), Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, размер: (Н) 6 мм x (L) 12 мм x (W) 14 мм (lot 23080304), Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, размер: (Н) 8 мм x (L) 14 мм x (W) 16 мм (lot 23080201), Изображение общего вида (лицевой стороны).



Рис.17. Фотографическое изображение вторичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed межтеловой, поясничный, материал РЕЕК, размер: (Н) 6 мм x (L) 22 мм x (W) 10 мм (lot 23080208) Изображение общего вида (лицевой стороны).



Рис.17. Фотографическое изображение вторичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed межтеловой, груднопоясничный, Twisty TLIF, материал PEEK (H) размер: 8 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм, угол 4°,



Рис.18. Фотографическое изображение первичной упаковки медицинского изделия: Кейдж Normmed межтеловой, груднопоясничный, Twisty TLIF, материал PEEK (H) размер: 8 мм x (L) 24 мм x (W) 10 мм, угол 4°,



Рис.19.Пример наклейки идентификации пациента. Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал ПEEK, с лезвием , размер: (H) 4 мм x (L) 12 мм x (W) 16 мм,



Рис.20. Вторичная упаковка медицинского изделия: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал РЕЕК, размер: (H) 5 мм x (L) 14 мм x (W) 14 мм,. Версия этикеток TD.03-ET.02/Rev.00/ 16.10.2023




Рис.21. Стикеры пациента (1), этикетка коробки (2), блистерная упаковка с этикеткой (3) медицинского изделия: Кейдж Normmed шейный, с анатомической поверхностью, материал ПEEK, размер: (H) 5 мм x (L) 14 мм x (W) 14 мм. Версия этикеток TD.03-ET.02/Rev.00/ 16.10.2023

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

Управляющий
ООО «Имплант Союз»

ИП Береза И.М.

