



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лидкор»

Е.Ю. Гохгут

«30» января 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

Макет этикетки индивидуальной упаковки

Вариант исполнения УМ.1Н



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург,
г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект магистралей кровопроводящих для
гемодиализа, стерильный, одноразовый,
вариант исполнения УМ.1Н**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

ПУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.



Нетоксично



000



хх.хххх

**Место
производства**

ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл.,
г.Дубна
ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

062-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023
Вариант исполнения УМ.1М-01



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург,
г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект магистралей кровопроводящих для
гемодиализа, стерильный, одноразовый,
вариант исполнения УМ.1М-01**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.



Нетоксично



000



хх.хххх

Место
производства

ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл.,
г.Дубна
ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

061-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023
Вариант исполнения УМ.2М



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург,
г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект магистралей кровопроводящих для
гемодиализа, стерильный, одноразовый,
вариант исполнения УМ.2М**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.



Нетоксично



Хранение



000



хх.хххх

Место
производства:

ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл.,
г.Дубна
ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

064-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023
Вариант исполнения УМ.ГДФ



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург,
г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.18-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект магистралей кровопроводящих для
гемодиализа, стерильный, одноразовый,
вариант исполнения УМ.ГДФ**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

ПУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.

STERILE EO

Нетоксично



LOT

000




хх.хххх

Место
производства

ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл.,
г.Дубна
ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

065-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023
Вариант исполнения УМ.1ГДФ



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.1ГДФ**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ



Нетоксично



Хранение



LOT O-01

08.2028

**Место
производства:**

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

383-050822

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023
Маркировка транспортной упаковки

Вариант исполнения УМ.1Н



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.1Н**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

STERILE EO

Нетоксично



Хранение

LOT 000

00.0000

EO



Транспортировка



шт.

Брутто: кг.

Место
производства:

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

171-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023
Вариант исполнения УМ.1М-01



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.1М-01**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

STERILE EO

Нетоксично



Хранение

LOT 000

00.0000

EO



Транспортировка



ШТ.

Брутто: кг.

**Место
производства:**

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

170-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

Вариант исполнения УМ.2М



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.2М**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

STERILE EO

Нетоксично



Хранение


LOT

000



00.0000

EO



Транспортировка



шт.

Брутто: кг.

Место
производства:

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

173-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

Вариант исполнения УМ.ГДФ



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.ГДФ**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.



Нетоксично



Хранение

LOT 000

00.0000



Транспортировка



ШТ.

Брутто: кг.

**Место
производства:**

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

174-251023

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный,
одноразовый по ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

риант исполнения УМ.1ГДФ



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.1ГДФ**

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

STERILE EO

Нетоксично



LOT 000

00.0000

ШТ.

Брутто: кг.

EO



Транспортировка



Место

производства:

ООО «Лидкор»

141981, Московская область, г. Дубна,

ул. Приборостроителей, д. 3А

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

169-251023

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью .

11 (одинадцать) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 (двенадцать) л.

Директор

ООО «ЛИДКОР»

А.С. Морозов/

КОПИЯ
ВЕРНА



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия

Комплект магистралей кровопроводящих для гемодиализа, стерильный, одноразовый по ТУ
32.50.13-002-65614693-2023



в вариантах исполнения:

1. Вариант исполнения УМ.1Н, в составе:
 1. Магистраль артериальная УМ.1Н, в составе:
 - 1.1 Колпачок защитный коннектора диализного красный – 1 шт.;
 - 1.2 Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
 - 1.3 Узел инъекционный Т-образный красный – 1 шт.;
 - 1.4 Коннектор Т-образный для трубки 2,0/2х6,8 – 3 шт.;
 - 1.5 Коннектор Т-образный для трубки 5,5/2х6,8 – 2 шт.;
 - 1.6 Коннектор диализный красный – 1 шт.;
 - 1.7 Колпачок защитный MLL (красный) – 4 шт.;
 - 1.8 Холдер – 1 шт.;
 - 1.9 Коннектор насосный 6,8/12/2,0 – 2 шт.;
 - 1.10 Клапан Т – образный – 1 шт.;
 - 1.11 Зажим малый красный – 1 шт.;
 - 1.12 Коннектор FLL 2,0 – 1 шт.;
 - 1.13 Зажим большой красный – 1 шт.;
 - 1.14 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 1.15 Коннектор FLL красный 5,5 – 1 шт.;
 - 1.16 Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 - 1.17 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.
2. Магистраль венозная УМ.1Н, в составе:
 - 2.1 Колпачок защитный коннектора диализного синий – 1 шт.;
 - 2.2 Коннектор вращающийся MLL синий – 1 шт.;
 - 2.3 Узел инъекционный Т-образный синий – 1 шт.;
 - 2.4 Узел капельный с фильтром крови и 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
 - 2.5 Коннектор диализный синий – 1 шт.;
 - 2.6 Колпачок защитный MLL (синий) – 3 шт.;
 - 2.7 Клапан Т – образный – 1 шт.;
 - 2.8 Зажим малый синий – 2 шт.;
 - 2.9 Зажим большой синий – 1 шт.;
 - 2.10 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 2.11 Коннектор FLL синий 5,5 – 1 шт.;
 - 2.12 Колпачок защитный FLL вращающегося коннектора – 1 шт.
3. Магистраль гемодиализации УМ.1Н, в составе:
 - 3.1 Магистраль насосного сегмента - 1 шт.;
 - 3.2 Коннектор вращающийся MLL синий – 1 шт.;
 - 3.3 Холдер – 1 шт.;
 - 3.4 Коннектор насосный 6,8/12 -2 шт.;
 - 3.5 Проток - 2 шт.;
 - 3.6 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.;
 - 3.7 Колпачок защитный FLL вращающегося коннектора – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;
5. Паспорт – 1 шт.;
6. Лист упаковочный – 1 шт.

II. Вариант исполнения УМ.1М-01, в составе:

1. Магистраль артериальная УМ.1М-01, в составе:

- 1.1. Колпачок защитный MLL красный – 3 шт.;
- 1.2. Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
- 1.3. Зажим большой красный – 1 шт.;
- 1.4. Коннектор FLL красный – 1 шт.;
- 1.5. Коннектор насосный 6,8/12/2,0 – 1 шт.;
- 1.6. Клипса – 1 шт.;
- 1.7. Зажим красный – 3 шт.;
- 1.8. Коннектор FLL 2,0 – 1 шт.;
- 1.9. Коннектор диализный красный – 1 шт.;
- 1.10. Колпачок защитный коннектора диализного (красный) – 1 шт.;
- 1.11. Коннектор насосный 6,8/12/5,5 – 1 шт.;
- 1.12. Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
- 1.13. Игла полимерная FLL – 1 шт.;
- 1.14. Колпачок защитный – 1 шт.;
- 1.15. Узел инъекционный Т-образный с дополнительным портом красный – 1 шт.

2. Магистраль венозная УМ.1М-01, в составе:

- 2.1. Колпачок защитный MLL синий – 2 шт.;
- 2.2. Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
- 2.3. Зажим большой синий – 1 шт.;
- 2.4. Коннектор FLL синий – 1 шт.;
- 2.5. Зажим синий – 2 шт.;
- 2.6. Коннектор диализный синий – 1 шт.;
- 2.7. Колпачок защитный коннектора диализного синий – 1 шт.;
- 2.8. Коннектор вращающийся синий – 1 шт.;
- 2.9. Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
- 2.10. Узел капельный ассиметричный с фильтром крови и 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
- 2.11. Контейнер для сбора раствора 2л – 1 шт.;
- 2.12. Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.;

3. Инструкция по применению – 1 шт.;

4. Паспорт – 1 шт.;

5. Лист упаковочный – 1 шт.

III. Вариант исполнения УМ.2М, в составе:


1. Магистраль артериальная УМ.2М, в составе:

- 1.1. Колпачок защитный MLL красный – 5 шт.;
- 1.2. Преобразователь давления FLL/MLL – 2 шт.;
- 1.3. Зажим большой красный – 1 шт.;
- 1.4. Коннектор FLL красный – 2 шт.;
- 1.5. Коннектор насосный 6,8/12/2,0 – 1 шт.;
- 1.6. Клипса – 1 шт.;
- 1.7. Зажим малый красный – 5 шт.;
- 1.8. Коннектор FLL 2,0 – 1 шт.;
- 1.9. Коннектор диализный красный – 1 шт.;
- 1.10. Колпачок защитный коннектора диализного красный – 1 шт.;
- 1.11. Коннектор насосный 6,8/12 – 1 шт.;
- 1.12. Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;

- 1.13 Игла полимерная FLL – 1 шт.;
 - 1.14 Колпачок защитный – 1 шт.;
 - 1.15 Узел инъекционный Т – образный с дополнительным портом красный – 1 шт.;
 - 1.16 Узел капельный ассиметричный с 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
 - 1.17 Подушка Гамбро – 1 шт.
-
2. Магистраль венозная УМ.2М, в составе:
 - 2.1 Колпачок защитный коннектора диализного синий – 1 шт.;
 - 2.2 Коннектор диализный синий – 1 шт.;
 - 2.3 Узел инъекционный Т-образный синий – 1 шт.;
 - 2.4 Зажим большой синий – 2 шт.;
 - 2.5 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 2.6 Колпачок защитный MLL синий – 2 шт.;
 - 2.7 Зажим малый синий – 1 шт.;
 - 2.8 Коннектор FLL синий – 1 шт.;
 - 2.9 Узел капельный ассиметричный с фильтром крови и 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
 - 2.10 Коннектор вращающийся MLL синий – 1 шт.;
 - 2.11 Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 - 2.12 Контейнер для сбора раствора 2л – 1 шт.;
 - 2.13 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.;
-
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
 4. Паспорт – 1 шт.;
 5. Лист упаковочный – 1 шт.
-
- IV. Вариант исполнения УМ.ГДФ, в составе:
 1. Коннектор насосный 6,8/9,5 – 2 шт.;
 2. Коннектор Т-образный – 1 шт.;
 3. Колпачок защитный MLL синий – 1 шт.;
 4. Зажим большой синий – 1 шт.;
 5. Коннектор FLL синий – 1 шт.;
 6. Коннектор вращающийся MLL синий – 2 шт.;
 7. Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 8. Клапан крови – 1 шт.;
 9. Инструкция по применению – 1 шт.;
 10. Паспорт – 1 шт.;
 11. Лист упаковочный – 1 шт.
-
- V. Вариант исполнения УМ.1ГДФ, в составе:
 1. Коннектор насосный 6,8/12 – 2 шт.;
 2. Зажим белый – 2 шт.;
 3. Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
 4. Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 5. Y- коннектор симметричный – 1 шт.;
 6. Коннектор вращающийся MLL 4,1 – 2 шт.;
 7. Игла полимерная FLL – 2 шт.;
 8. Колпачок защитный – 2 шт.;
 9. Инструкция по применению – 1 шт.;
 10. Паспорт – 1 шт.;
 11. Лист упаковочный – 1 шт.


I. Вариант исполнения УМ.1Н



1.1 Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения УМ.1Н




1.2 Фотографическое изображение Магистраль артериальная УМ.1Н

1. Вариант исполнения УМ.1Н, в составе:
 1. Магистраль артериальная УМ.1Н, в составе:
 - 1.1 Колпачок защитный коннектора диализного красный – 1 шт.;
 - 1.2 Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
 - 1.3 Узел инъекционный Т-образный красный – 1 шт.;
 - 1.4 Коннектор Т-образный для трубки 2,0/2х6,8 – 3 шт.;
 - 1.5 Коннектор Т-образный для трубки 5,5/2х6,8 – 2 шт.;
 - 1.6 Коннектор диализный красный – 1 шт.;
 - 1.7 Колпачок защитный MLL (красный) – 4 шт.;
 - 1.8 Холдер – 1 шт.;
 - 1.9 Коннектор насосный 6,8/12/2,0 – 2 шт.;
 - 1.10 Клапан Т – образный – 1 шт.;
 - 1.11 Зажим малый красный – 1 шт.;
 - 1.12 Коннектор FLL 2,0 – 1 шт.;
 - 1.13 Зажим большой красный – 1 шт.;
 - 1.14 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 1.15 Коннектор FLL красный 5,5 – 1 шт.;
 - 1.16 Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 - 1.17 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.










1.3 Фотографическое изображение Магистраль венозная УМ.1Н

2. Магистраль венозная УМ.1Н, в составе:
- 2.1 Колпачок защитный коннектора диализного синий – 1 шт.;
- 2.2 Коннектор вращающийся MLL синий – 1 шт.;
- 2.3 Узел инъекционный Т-образный синий – 1 шт.;
- 2.4 Узел капельный с фильтром крови и 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
- 2.5 Коннектор диализный синий – 1 шт.;
- 2.6 Колпачок защитный MLL (синий) – 3 шт.;
- 2.7 Клапан Т – образный – 1 шт.;
- 2.8 Зажим малый синий – 2 шт.;
- 2.9 Зажим большой синий – 1 шт.;
- 2.10 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
- 2.11 Коннектор FLL синий 5,5 – 1 шт.;
- 2.12 Колпачок защитный FLL вращающегося коннектора – 1 шт.






1.4 Фотографическое изображение Магистраль гемодиализации УМ.1Н

- 3. Магистраль гемодиализации УМ.1Н, в составе:
 - 3.1 Магистраль насосного сегмента - 1 шт.;
 - 3.2 Коннектор вращающийся MLL синий – 1 шт.;
 - 3.3 Холдер – 1 шт.;
 - 3.4 Коннектор насосный 6,8/12 -2 шт.;
 - 3.5 Проток - 2 шт.;
 - 3.6 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.;
 - 3.7 Колпачок защитный FLL вращающегося коннектора – 1 шт.;






Коннектор рециркуляционный с колпачком защиты



1.5 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1Н



1.6 Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1Н



1.7 Фотографическое изображение транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.1Н




1.8 Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.1Н




II. Вариант исполнения УМ.1М-01

2.1 Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения УМ.1М-01




2.2 Фотографическое изображение магистраль артериальная вариант исполнения УМ.1М-01


1. Магистраль артериальная УМ.1М-01, в составе:
 - 1.1. Колпачок защитный MLL красный – 3 шт.;
 - 1.2. Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 1.3. Зажим большой красный – 1 шт.;
 - 1.4. Коннектор FLL красный – 1 шт.;
 - 1.5. Коннектор насосный 6,8/12/2,0 – 1 шт.;
 - 1.6. Клипса – 1 шт.;
 - 1.7. Зажим красный – 3 шт.;
 - 1.8. Коннектор FLL 2,0 – 1 шт.;
 - 1.9. Коннектор диализный красный – 1 шт.;
 - 1.10. Колпачок защитный коннектора диализного (красный) – 1 шт.;
 - 1.11. Коннектор насосный 6,8/12/5,5 – 1 шт.;
 - 1.12. Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
 - 1.13. Игла полимерная FLL – 1 шт.;
 - 1.14. Колпачок защитный – 1 шт.;
 - 1.15. Узел инъекционный Т-образный с дополнительным портом красный – 1 шт.



Нумерация на фото указана в соответствии с составом варианта исполнения








2.3 Фотографическое изображение магистраль венозная Вариант исполнения УМ.1М-01


- 2. Магистраль венозная УМ.1М-01, в составе:
 - 2.1 Колпачок защитный MLL синий – 2 шт.;
 - 2.2 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 2.3 Зажим большой синий – 1 шт.;
 - 2.4 Коннектор FLL синий – 1 шт.;
 - 2.5 Зажим синий – 2 шт.;
 - 2.6 Коннектор диализный синий – 1 шт.;
 - 2.7 Колпачок защитный коннектора диализного синий – 1 шт.;
 - 2.8 Коннектор вращающийся синий – 1 шт.;
 - 2.9 Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 - 2.10 Узел капельный ассиметричный с фильтром крови и 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
 - 2.11 Контейнер для сбора раствора 2л – 1 шт.;
 - 2.12 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.;




Информация о товаре
в соответствии с ГОСТ

Нумерация на фото указана в соответствии с составом варианта исполнения








Фотографическое изображение Коннектор рециркуляционный с колпачком защиты




Фотографическое изображение Контейнер для сбора раствора



2.4 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1М-01



2.5 Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1М-01



2.6 Фотографическое изображение транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.1М-01




2.7 Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.1М-01




II. Вариант исполнения УМ.2М

3.1 Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения УМ.2М





3.2 Фотографическое изображение магистраль артериальная Вариант исполнения УМ.2М

1. Магистраль артериальная УМ.2М, в составе:
 - 1.1 Колпачок защитный MLL красный – 5 шт.;
 - 1.2 Преобразователь давления FLL/MLL – 2 шт.;
 - 1.3 Зажим большой красный – 1 шт.;
 - 1.4 Коннектор FLL красный – 2 шт.;
 - 1.5 Коннектор насосный 6,8/12/2,0 – 1 шт.;
 - 1.6 Клипса – 1 шт.;
 - 1.7 Зажим малый красный – 5 шт.;
 - 1.8 Коннектор FLL 2,0 – 1 шт.;
 - 1.9 Коннектор диализный красный – 1 шт.;
 - 1.10 Колпачок защитный коннектора диализного красный – 1 шт.;
 - 1.11 Коннектор насосный 6,8/12 – 1 шт.;
 - 1.12 Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
 - 1.13 Игла полимерная FLL – 1 шт.;
 - 1.14 Колпачок защитный – 1 шт.;
 - 1.15 Узел инъекционный Т – образный с дополнительным портом красный – 1 шт.;
 - 1.16 Узел капельный ассиметричный с 3х-портовой крышкой – 1 шт.;
 - 1.17 Подушка Гамбро – 1 шт.




Нумерация на фото указана в соответствии с составом варианта исполнения







3.3 Фотографическое изображение магистраль венозная Вариант исполнения УМ.2М

- 2. Магистраль венозная УМ.2М, в составе:
 - 2.1 Колпачок защитный коннектора диализного синий – 1 шт.;
 - 2.2 Коннектор диализный синий – 1 шт.;
 - 2.3 Узел инъекционный Т-образный синий – 1 шт.;
 - 2.4 Зажим большой синий – 2 шт.;
 - 2.5 Преобразователь давления FLL/MLL – 1 шт.;
 - 2.6 Колпачок защитный MLL синий – 2 шт.;
 - 2.7 Зажим малый синий – 1 шт.;
 - 2.8 Коннектор FLL синий – 1 шт.;
 - 2.9 Узел капельный ассиметричный с фильтром крови и 3х-портовой крыш-кой – 1 шт.;
 - 2.10 Коннектор вращающийся MLL синий – 1 шт.;
 - 2.11 Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
 - 2.12 Контейнер для сбора раствора 2л – 1 шт.;
 - 2.13 Коннектор рециркуляционный FLL/FLL с колпачком защитным – 1 шт.;




Нумерация на фото указана в соответствии с составом варианта исполнения




Фотографическое изображение Контейнер для сбора раствора



3.4 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.2М



3.5 Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.2М



3.6 Фотографическое изображение транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.2М



3.7 Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.2М




IV. Вариант исполнения УМ.ГДФ

4.1 Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения УМ.ГДФ


1. Коннектор насосный 6,8/9,5 – 2 шт.;
2. Коннектор Т-образный – 1 шт.;
3. Колпачок защитный MLL синий – 1 шт.;
4. Зажим большой синий – 1 шт.;
5. Коннектор FLL синий – 1 шт.;
6. Коннектор вращающийся MLL синий – 2 шт.;
7. Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
8. Клапан крови – 1 шт.;
9. Инструкция по применению – 1 шт.;
10. Паспорт – 1 шт.;
11. Лист упаковочный – 1 шт.



4.2 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.ГДФ



4.3 Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.ГДФ



4.4 Фотографическое изображение транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.ГДФ




4.5 Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки, вариант исполнения УМ.ГДФ




V. Вариант исполнения УМ.1ГДФ


5.1 Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения УМ.1ГДФ

1. Коннектор насосный 6,8/12 – 2 шт.;
2. Зажим белый – 2 шт.;
3. Коннектор вращающийся MLL красный – 1 шт.;
4. Колпачок защитный FLL коннектора вращающегося – 1 шт.;
5. Y- коннектор симметричный – 1 шт.;
6. Коннектор вращающийся MLL 4,1 – 2 шт.;
7. Игла полимерная FLL – 2 шт.;
8. Колпачок защитный – 2 шт.;
9. Инструкция по применению – 1 шт.;
10. Паспорт – 1 шт.;
11. Лист упаковочный – 1 шт.




Нумерация на фото указана в соответствии с составом варианта исполнения





5.2 Фотографическое изображение индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1ГДФ



5.3 Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1ГДФ



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


КОМПЛЕКТ МАГИСТРАЛЕЙ КРОВОПРОВОДЯЩИХ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, СТЕРИЛЬНЫЙ, ОДНОРАЗОВЫЙ, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УМ.1ГДФ

ТУ 32.50.13-002-65614693-2023

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

STERILE EO

Нетоксично



Хранение

LOT O-01

08.2028

15 шт.

Брутто: 2,3 кг.

EO



Транспортировка



Место


производства:

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

431-050822

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 53 пятьдесят три

Директор
ООО «Лидкор»


А.С. Морозов

