

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДКОР»
(ООО «ЛИДКОР»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор организации

ООО «Лидкор»

Е.Ю. Гохгут

«16» сентября 2023 г.



Макеты этикеток на медицинское изделие

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный,
одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый,
«ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

Макет этикетки индивидуальной упаковки изделия «Комплект для фильтрации
цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-
2023»:



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, "ЦФК"

ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.

Стерильно, Апирогенно,
Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии
признаков повреждения.

Перед использованием
ознакомиться с инструкцией по
применению.

STERILE

EO



Партия №: 000



хх.хххх

Годен до: хх.хххх



4 630262 190322

Место

производства:

ООО "Лидкор"

141981, Россия, Московская обл., г.Дубна

ул.Приборостроителей, 3А

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

045-230924

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый,
«ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

Макет этикетки контейнера для компонентов крови 500 мл изделия «Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023»:

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ABO

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомиться с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от -40° до -25°С.


Объем заполнения: 500 мл
РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.

Место производства: ул.Приборостроителей, 3А
ООО "Лидкор" 141981, Россия, Московская обл., г.Дубна
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



4 630262 190322

Партия №: 000



хх.хххх

Годен до: хх.хххх

047-230924

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый,
«ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

Макет этикетки контейнера для компонентов крови 300 мл изделия «Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023»:

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл



ООО "Лидкор"
620102, Свердловская область
г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург,
ул.Посадская, стр.23, офис 204
тел.:8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ABO

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомиться с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от -40° до -25°С.


Объем заполнения: 300 мл
РУ № РЗН хххх/хххх от хх.хх.хххх г.

ООО "Лидкор"
141981, Россия, Московская обл., г.Дубна
Место
производства: ул.Приборостроителей, 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



4 630262 190322

Партия №: 000




хх.хххх

Годен до: хх.хххх

046-230924

**Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый,
«ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023**

Макет этикетки групповой упаковки изделия «Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023»:



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект для фильтрации цельной крови,
стерильный, одноразовый, "ЦФК"**

ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.



Нетоксично



Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Кол-во: шт



00.0000

Место

производства: ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

285-230924

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый,
«ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

Макет этикетки транспортной тары изделия «Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023»:



ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Комплект для фильтрации цельной крови,
стерильный, одноразовый, "ЦФК"

ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.



1 46 30262 19032 9

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество: шт.

Брутто: кг.



00.0000

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



STERILE EO



EO

Место
производства:

ООО «Лидкор»
141981, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

286-230924

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (силь) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/А.С. Морозов/



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023




«Комплект для фильтрации цельной крови, стерильный, одноразовый, «ЦФК» по ТУ 32.50.13-011-65614693-2023»,

I. Фотографическое изображение общего вида МИ



Фотографическое изображение изделия с фильтром GLT – Н9



Фотографическое изображение изделия с фильтром Firc100-SE10



Фотографическое изображение изделия с фильтром FIWB450-SX10




Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-HX10



Фотографическое изображение изделия с фильтром FIWB450-SE10



Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-SE10




Фотографическое изображение изделия с фильтром FIRC450-HE10



Маркировка контейнера 300 мл


Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл	
 	ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.:8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	ABO
	Rh-фактор
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Хранить при температуре от -40° до -25°C. Объем заполнения: 300 мл РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г. Место производства: ООО "Лидкор" 141961, Россия, Московская обл., г.Дубна ул.Приборостроителей, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
 4 630262 190322 Партия №: O-022  05.2024 Годен до: 05.2029 046-230424	

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл	
 	ООО "Лидкор" 620102, Свердловская область г.о. город Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204 тел.:8-800-500-71-28 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
	ABO
	Rh-фактор
Стерильно, Агглюгено, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Хранить при температуре от -40° до -25°C.  4 630262 190322	
Объем заполнения: 500 мл РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.	Партия №: O-022  05.2024 Годен до: 05.2029
Место производства:	ООО "Лидкор" 141961, Россия, Московская обл., г.Дубна ул.Приборостроителей, 3А mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru 047-230424

2. Фотографическое изображение индивидуальной упаковки

Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки, вариант исполнения УМ.1Н






3. Фотографическое изображение промежуточной (групповой) упаковки



Маркировка групповой упаковки.

  ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект для фильтрации цельной крови,
стерильный, одноразовый, "ЦФК"**

ТУ 32.50.13-011-65614693-2023

РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.


  
Нетоксично

Партия №: О-022
Годеи до: 05.2029  05.2024
Кол-во: 10 шт

Место
производства: ООО «Лидкор»
141981, Россия, Московская область, г. Истринский,
ул. Приборостроителей, д. 3А
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

4. Транспортная упаковка

Фотографическое изображение транспортной упаковки.





ООО «Лидкор»
620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
тел.: 8-800-500-71-28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Комплект для фильтрации цельной крови,
стерильный, одноразовый, "ЦФК"**

ТУ 32.50.13-011-65614693-2023
РУ №РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Партия №: О-022
Годен до: 05.2029
Количество: 40 шт.
Брутто: кг.

1 46 30262 19032 9

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

STERILE EO

75 кг max

EO

Место
производства: ул. Приборостроителей, д. 3А
ООО «Лидкор»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

286-230424

18

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 (восемнадцать) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/А.С. Морозов/