

**Фотографические изображения медицинского изделия
Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с
детекцией в режиме реального времени серии МА, в вариантах
исполнения**

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель департамента регистрации ООО «ИЛС»

Стариковская И.А.

« 19 » *декабрь* 2024 г.




I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени MA-1640Q, в составе:
Амплификатор MA-1640Q – 1 шт. (Общий вид)




I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени MA-1640Q, в составе:
Амплификатор MA-1640Q – 1 шт. (Вид сверху)




I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q, в составе:
Амплификатор МА-1640Q – 1 шт. (Вид сбоку)




I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q, в составе:
Амплификатор МА-1640Q – 1 шт. (Вид сзади)




I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q, в составе:
Кабель питания – 1 шт.



I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q, в составе:
Адаптер питания – 1 шт.



I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q, в составе:
USB-накопитель с программным обеспечением – 1 шт.





迅睿生物

QUICK ARRAY

江苏迅睿生物技术有限公司

Jiangsu Q-Array Co., Ltd.

Add: Building 17, 19, 22 New Micro Semiconductor
Accelerator Xuzhou Economic and Technological Development
Zone 221000 Xuzhou, Jiangsu Province, China
Tel: 86-0516-87876709 Fax: 86-0516-87876709 Email: wsn@molarray.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
USER MANUAL

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в
режиме реального времени MA-1640Q/

Thermocyclic Nucleic Acid Amplifier with Real-time Detection MA-1640Q

Производитель/ Manufacturer:

«Цзянсу Кью-Эррей Ко., Лтд.»

Jiangsu Q-Array Co., Ltd.

Версия для Российской Федерации 1.0
Version for the Russian Federation 1.0

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

General Manager

(должность/position)

Nie Jing

(имя/name)


Nie Jing

(подпись/signature)

М.П. / Stamp

Jiangsu Q-Array Co., Ltd.


I. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени MA-1640Q, в составе:
Амплификатор MA-1640Q – 1 шт. (Транспортная упаковка)



II. Амплификатор нуклеиновых кислот термочиклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе:
Амплификатор МА-688 – 1 шт. (Общий вид)




II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени MA-688, в составе:
Амплификатор MA-688 – 1 шт. (Вид спереди)




II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени MA-688, в составе:
Амплификатор MA-688 – 1 шт. (Вид сбоку)



II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе:
Амплификатор МА-688 – 1 шт. (Вид сзади)




II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе:
Кабель питания – 1 шт.



II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе:
USB-кабель для передачи данных – 1 шт.



II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе: USB-накопитель с программным обеспечением – 1 шт.





迅睿生物

QUICK ARRAY

江苏迅睿生物技术有限公司
Jiangsu Q-Array Co., Ltd.
Add: Building 17, 19, 22 New Micro Semiconductor
Accelerator Suzhou Economic and Technological Development
Zone 221000 Suzhou, Jiangsu Province, China
Tel: 86-0516-87876709 Fax: 86-0516-87876709 Email: wsw@molarray.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
USER MANUAL

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в
режиме реального времени MA-688/

Thermocyclic Nucleic Acid Amplifier with Real-time Detection MA-688

Производитель/ Manufacturer:

«Цзянсу Кью-Эррей Ко., Лтд.»

Jiangsu Q-Array Co., Ltd.

Версия для Российской Федерации 1.0
Version for the Russian Federation 1.0

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

General Manager

(должность position)

Nie Jing

(подпись signature)

Nie Jing

(подпись signature)


М.П. Stamp

II. Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе:
Амплификатор МА-688 – 1 шт. (Потребительская упаковка)



II. Амплификатор нуклеиновых кислот термодиклический с детекцией в режиме реального времени МА-688, в составе:
Амплификатор МА-688 – 1 шт. (Транспортная упаковка)





Макет маркировки для обращения в РФ для Амплификатора нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q (нанесение маркировки на русском языке осуществляется на территории РФ уполномоченным представителем в РФ)

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический
с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q

SN 54C0060D82QA  2023-08

Характеристики электропитания:

19.5 В пост. тока 9.23 А

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ИЛС», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884

E-mail: info@interlabservice.ru


РУ № РЗН от

Расшифровку графических символов см. в руководстве по эксплуатации




 Jiangsu Q-Array Co., Ltd.
Building 17, 19, 22, New Micro
Semiconductor, Accelerator, Xuzhou
Economic and Technological
Development Zone, Xuzhou, Jiangsu
Province, China

Пример оригинальной маркировки на транспортной упаковке Амплификатора нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени MA-1640Q



Пример маркировки на транспортной упаковке для обращения в РФ для Амплификатора нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q (нанесение маркировки на русском языке осуществляется на территории РФ уполномоченным представителем в РФ)





Макет маркировки для обращения в РФ для Амплификатора нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-688 (нанесение маркировки на русском языке осуществляется на территории РФ уполномоченным представителем в РФ)

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический
с детекцией в режиме реального времени МА-688

SN 61C0006EA2A  2024-10

Напряжение 100-240 переменного тока

Мощность 865 ВА

Частота 50/60 Гц

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ИЛС», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884

E-mail: info@interlabservice.ru

РУ № РЗН _____ от _____

Расшифровку графических символов см. в руководстве по эксплуатации



Jiangsu Q-Array Co., Ltd.
Building 17, 19, 22, New Micro
Semiconductor, Accelerator, Xuzhou
Economic and Technological
Development Zone, Xuzhou, Jiangsu
Province, China

Пример оригинальной маркировки и маркировки на транспортной упаковке для обращения в РФ Амплификатора нуклеиновых кислот термоциклический с детекцией в режиме реального времени МА-1640Q (нанесение маркировки на русском языке осуществляется на территории РФ уполномоченным представителем в РФ)

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический
с детекцией в режиме реального времени МА-688

SN 61C0006EA2A  2024-09

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ИЛС», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2



Тел.: +7 (495) 664 2884

E-mail: info@interlabservice.ru

РУ № РЗН _____ от _____

Масса брутто: 24 кг Масса нетто: 18 кг

Габаритные размеры транспортной упаковки: 610*450*400 мм



Относительная влажность ≤85 %

 Jiangsu Q-Array Co., Ltd.
Building 17, 19, 22, New Micro
Semiconductor, Accelerator, Xuzhou
Economic and Technological
Development Zone, Xuzhou, Jiangsu
Province, China

QR-код

Real-Time Quantitative Thermal Cycler

Model: MA-688

Jiangsu Q-Array Co., Ltd



Building 17, 19, 22, New Micro Semiconductor, Accelerator, Xuzhou Economic and
Technological Development Zone, Xuzhou, Jiangsu Province, China.



Caretechion GmbH

Niederrheinstr 71, 40474 Duesseldorf, Germany

info@caretechion.de



SN 61C0006EA2A

 2024-09

Transport and storage conditions:

Ambient Temperature: -20 °C ~ 55 °C

Relative Humidity: ≤ 85%

Gross Weight: 24kg

Net Weight: 18kg

Internal Dimension: 466mm*310mm*273mm (L*W*H)

External Dimension: 610mm*450mm*400mm (L*W*H)



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 27 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»

И.А. Стариковская

