

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200_ г. № _____

Руководитель организации-
заявителя



Бородин М.Е.

«10» декабря 2012 г.

М.п. Г. ИВАНОВО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Салфетки спиртовые стерильные»
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Для дезинфекционной обработки неповрежденной кожи, кожных проколов после постановки инъекций в условиях лечебно-профилактических учреждений и домашних условиях, для дезинфекционной обработки медицинских инструментов, твердых поверхностей, рук в условиях лечебно-профилактических учреждений и домашних условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка представляет собой основу из нетканого полотна, пропитанную 70% раствором изопропилового спирта, в индивидуальной упаковке из комбинированного материала.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость паров изопропила.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Разорвать индивидуальную упаковку, извлечь салфетку.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Протереть салфеткой участок поверхности, требующий дезинфекции.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Салфетки должны храниться в складских помещениях в соответствии условия хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Должность ответственного за
производство

Должность руководителя ЛПУ,
проводившего медицинские
испытания

Адаманова Н.И.

(подпись)

Ф.И.О

(подпись, печать)