

Фотографические изображения медицинского изделия «Стойка для внутривенных вливаний, в вариантах исполнения, с принадлежностями», производства «провита медикал гмбх & ко. кг», Германия («provita medical gmbh & co. kg», Auf der Huhfuhr 8, D-42929 Wermelskirchen, Germany. Тел.: +49 (0)21 93/51 05-0. Факс: +49 (0)21 93/51 05-269. E-mail: info@provita.de)

Стойка для внутривенных вливаний, передвижная Infusion Pump Rolling Stand, в составе:
- стойка – 1 шт.;



- пластиковая крестовина с четырьмя крючками для крепления емкостей с жидкостями в разборе – 1 шт.;



- основание – 1 шт.;



- поперечины с колесами, снабженными тормозами – 5шт.;



- пластиковая ручка с гайкой для перемещения стойки – 1шт.;



- ключ шестигранный – 1 шт.;



- винт фиксирующий – 5шт.;



- болт фиксирующий – 1шт.;



Cleaning / Disinfecting



Discard according to hospital protocol



Type plate





Co-designed by / Distributed exclusively by Fresenius Kabi

Previta medical gmbh & co. kg D42699 Wermelskirchen



Infusion Pump Rolling Stand

Cat # z073150
CC073150-2





700-1060 hPa



01-2017

Infusion_Pump_Rolling_Stand.doc

01-2017



**Инструкция по применению
медицинского изделия**

**«Стойка для внутривенных вливаний, в вариантах исполнения, с
принадлежностями»**

**Производства компании «провита медиал гмбх & ко. кг», Германия
(provita medical gmbh & co. kg, Germany)**

Версия 1.2 от 10.10.2022

1

Стойка в сборе



Стойка для внутривенных вливаний, передвижная для проведения многоканальной инфузии
Multichannel Rolling Stand, в составе:
- стойка – 1 шт.;



- опора-пятилучие на 5 колесах, снабженных тормозами – 1 шт.;



- оснастка с шестью крючками для крепления емкостей с жидкостями – 1 шт.;



- ключ шестигранный – 4шт.;



- винт фиксирующий – 2шт.;



- пластина фиксирующая пластиковая – 1 шт.;





- шайба – 1 шт.;



- вкладыш с указанием по сборке – 1шт.;

Multichannel Rolling Stand Cat # z073160



Cleaning / Disinfecting



Discard according to hospital protocol

Co-designed by / Distributed exclusively by Fresenius Kabi










Provita medical gmbh co. kg D42929 Wermelskirchen C E

Multichannel_rolling_stand.doc

06-2015


Multichannel_rolling_stand.doc

06-2015



Accessories for # z073160

U-Support # Z073116



Handle # Z073117






Plate # Z073113



LINK compatibility with accessories



← Handle # Z073117

← U-Support # Z073116

← Plate # Z073113

**Инструкция по применению
медицинского изделия**

**«Стойка для внутривенных вливаний, в вариантах исполнения, с
принадлежностями»**

**Производства компании «провита медиал гмбх & ко. кг», Германия
(provita medical gmbh & co. kg, Germany)**

Версия 1.2 от 10.10.2022

1

Стойка в сборе.



Стойка для внутривенных вливаний, передвижная сдвоенная Twin Link Rolling Stand, в составе:
- стойка двойная с перекладиной – 1шт.;



- опора-платформа на 4 колесах, снабженных тормозами – 1 шт.;



- оснастка переменной длины с шестью крючками для крепления емкостей с жидкостью – 1 шт.;




- оснастка с перекладиной и двумя крючками для крепления емкостей с жидкостью – 1 шт.;



- ключ шестигранный – 2шт.;



- винт фиксирующий – 2шт.;



- шайба – 2шт.;




Cleaning / Disinfecting




Discard according to hospital protocol



Type plate / warning



Designed for and distributed by Fresenius Vial, a company of Fresenius Kabi




Twin-Link_Rolling_Stand.doc

5/5

02-2018

Twin-Link Rolling Stand

Cat # z073170














Twin-Link_Rolling_Stand.doc

1/5

02-2018

- Вкладыш с указанием по сборке - 1 шт.;





Twir-Link_Rolling_Stand.doc

2/5

02-2018

**Инструкция по применению
медицинского изделия**


**«Стойка для внутривенных вливаний, в вариантах исполнения, с
принадлежностями»**

**Производства компании «провита медиал гмбх & ко. кг», Германия
(provita medical gmbh & co. kg, Germany)**


Версия 1,2 от 10.10.2022

1









Генеральный директор
ООО «Фрезениус Каби»


Александар Маглов

Прошито и пронумеровано

39 (тридцать девять)

лист

