

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Имплант Трейд»

Терентьев

К.М.

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Установка стоматологическая N2, в вариантах исполнения

2024

**Установка стоматологическая N2
со стационарным столиком типа В, (МС92-
0005А), в составе**



Фото 1 – общий вид МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;




Фото 2 – общий вид подлокотника (MC62-0001A-A/S), подголовника (MC42-0477A), спинки стоматологического кресла пациента (MC42-0009A), сиденья стоматологического кресла пациента (MC52-0032A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;




Фото 3 – общий вид кабеля электропитания (MC42-0044A-01) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;



Фото 4 – общий вид крепежного комплекта для стоматологического кресла пациента для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;




Фото 5 – ножная педаль для управления стоматологической установкой (МС62-0004А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;




Фото 6 – общий вид стационарного столика врача с нижней подачей инструментов (МС72-0007А), в составе: стационарный столик врача с панелью управления (МС62-0022В), поднос для инструментов большой (МС42-0133А), поднос для инструментов малый (МС42-0128А), 3-функциональный шприц-пистолет (МС41-0183А), держатель для инструментов (МС42-0132А), балансируемый кронштейн (МС62-0033А), шланг для высокоскоростного наконечника (МС42-0167А), шланг для низкоскоростного наконечника (МС42-0267А), шланг для скайлера (МС81-0083А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;




Фото 7 – общий вид вспомогательного модуля ассистента, (MC62-0018B), в составе: дублирующая панель управления (MC42-0094A), держатель для инструментов ассистента, слюноотсос (MC41-0186B), дополнительный 3-функциональный шприц-пистолет (MC41-0183A), отсасыватель (аспиратор) высокой производительности (HVE) (MC41-0504B) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;




Фото 8 – общий вид гидравлического блока в сборе с устройством подачи воды типа В и системой аспирации, (МС72-0009А), в составе: чаша-плеательница (МС42-0197А), кран подачи воды (МС42-0364А), устройство для промывки водопроводных труб (МС82-0013А), контейнер для дистиллированной воды (МС41-0488А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;



Фото 9 – общий вид устройство для промывки водопроводных труб (MC82-0013A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;



фильтр-ловушка



крышка для чаши-плевательницы



Фото 10 – общий вид чаши-плевательницы, в составе: чаша-плевательница (MC42-0197A), фильтр-ловушка с крышкой для чаши-плевательницы (MC62-0020A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;




Фото 11 – общий вид шланга для подвода воды (МС42-0585А), шланга для отвода воды (МС42-0672А), шланга для подвода воздуха (МС42-0726А), шланга для отвода воздуха (МС42-0672А) входящих в состав гидравлического блока в сборе с устройством подачи воды типа В и системой аспирации (МС72-0009А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;



Фото 12 - светодиодная лампа LUVIS C300 с комплектом для монтажа, (MC81-0128A), в составе: светодиодная лампа (MC81-0128A), ручка съемная (MCAS-00014A), кронштейн светодиодной лампы (MC81-0128A), кабеля питания для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;




Фото 13 - стул врача (при необходимости), (МС42-0247А), в составе: сиденье стула врача (МС81-0150А), спинка сиденья стула врача (МС81-0181А), цилиндр (газлифт) (МС81-0084А), пластиковый корпус (МС81-0160А), крестовина пятилучевая (МС81-0158А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;




Фото 14 - стул ассистента (при необходимости), (MC42-0350A), в составе: сиденье стула ассистента (MC81-0212A), спинка сиденья стула ассистента (MC81-0150B), цилиндр (газлифт) (MC81-0095A), пластиковый корпус (MC81-0160B), крестовина пятилучевая (MC81-0159A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;



Фото 15 - Седловидный стул врача (МС81-0198А), (при необходимости), для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (МС92-0005А), в составе»;




Фото 16 – кронштейн для монитора (MC52-0019A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;



Фото 17 - устройство для извлечения инородных веществ из ротовой полости (MC82-0011A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, (MC92-0005A), в составе»;

**Установка стоматологическая N2 со столиком-
тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе**



Фото 18 - общий вид МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;




Фото 19 - общий вид подлокотника (МС62-0001А-А/С), подголовника (МС42-0477А), спинки стоматологического кресла пациента (МС42-0009А), сиденья стоматологического кресла пациента (МС52-0032А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;




Фото 20 – общий вид кабеля электропитания (МС42-0044А-01) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;



Фото 21 – общий вид крепежного комплекта для стоматологического кресла пациента для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;



Фото 22 – ножная педаль для управления стоматологической установкой (MC62-0004A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;




Фото 23 – общий вид столика-тележки врача с нижней подачей инструментов и панелью управления (MC72-0006A), в составе: столик-тележка врача с панелью управления (MC62-0022B), поднос для инструментов большой (MC42-0133A), поднос для инструментов малый (MC42-0128A), 3-функциональный шприц-пистолет (MC41-0183A), держатель для инструментов, (MC42-0132A), шланг для высокоскоростного наконечника (MC42-0167A), шланг для низкоскоростного наконечника (MC42-0267A), шланг для скайлера (MC81-0083A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;




Фото 24 – общий вид вспомогательного модуля ассистента, (MC62-0018B), в составе: дублирующая панель управления (MC42-0094A), держатель для инструментов ассистента, слюноотсос, дополнительный 3-функциональный шприц-пистолет (MC41-0183A), отсасыватель (аспиратор) высокой производительности (HVE) (MC41-0504B) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»




Фото 25 – общий вид гидравлического блока в сборе с устройством подачи воды типа В и системой аспирации, (МС72-0009А), в составе: чаша-плеательница (МС42-0197А), кран подачи воды (МС42-0364А), устройство для промывки водопроводных труб (МС82-0013А), контейнер для дистиллированной воды (МС41-0488А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;




Фото 26 – общий вид устройство для промывки водопроводных труб (МС82-0013А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;



фильтр-ловушка



крышка для чаши-плевательницы



Фото 27 – общий вид чаши-плевательницы, в составе: чаша-плевательница (MC42-0197A), фильтр-ловушка с крышкой для чаши-плевательницы (MC62-0020A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»




Фото 28 – общий вид шланга для подвода воды (MC42-0585A), шланга для отвода воды (MC42-0672A), шланга для подвода воздуха (MC42-0726A), шланга для отвода воздуха (MC42-0672A) входящих в состав гидравлического блока в сборе с устройством подачи воды типа В и системой аспирации (MC72-0009A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;




Фото 29 - светодиодная лампа LUVIS C300 с комплектом для монтажа (MC81-0128A), в составе: светодиодная лампа (MC81-0128A), ручка съемная (MCAS-00014A), кронштейн светодиодной лампы (MC81-0128A), кабели питания для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;




Фото 30 - стул врача (при необходимости), (MC42-0247A), в составе: сиденье стула врача (MC81-0150A), спинка сиденья стула врача (MC81-0181A), цилиндр (газлифт) (MC81-0084A), пластиковый корпус (MC81-0160A), крестовина пятилучевая (MC81-0158A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;




Фото 31 - стул ассистента (при необходимости), (MC42-0350A), в составе: сиденье стула ассистента (MC81-0212A), спинка сиденья стула ассистента (MC81-0150B), цилиндр (газлифт) (MC81-0095A), пластиковый корпус (MC81-0160B), крестовина пятилучевая (MC81-0159A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;



Фото 32 -седловидный стул врача (при необходимости), (МС81-0198А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;



Фото 33 – кронштейн для монитора (МС52-0019А) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (МС92-0003А), в составе»;




Фото 34 – общий вид операционного столика, (MC82-0029A), в составе: операционный столик (MC82-0029A), кронштейн для операционного столика (MC42-0414A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;



Фото 35 - устройство для извлечения инородных веществ из ротовой полости (MC82-0011A) для МИ «Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, (MC92-0003A), в составе»;

Макеты маркировки
Для медицинского изделия «Установка
стоматологическая N2, в вариантах исполнения»

Наименование: Установка стоматологическая N2		 E517775	
Модель: Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, в составе			
LOT	SN		
REF MC92-0005A		РУ № РЗН ##### от ##.##.####	
Номинальная мощность: АС 100-120В, 50/60 Гц АС 220-240 В, 50/60 Гц, 1000 ВА			
Тип защиты от поражения электрическим током: Класс I			
Степень защиты от поражения электрическим током: Тип В			
Режим работы: Вкл. - 60 с / Выкл. - 600 с			
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гил, Даса-эуп, Далсеон-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420		Уполномоченный представи- тель производителя на террито- рии РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru	
		   	

Макет маркировки для медицинского изделия «Установка стоматологическая N2, в вариантах исполнения»

Наименование: Стоматологическое кресло пациента, в составе			
Модель: Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, в составе			
LOT	SN		
REF MC92-0005A		РУ № РЗН ##### от ##.##.####	
Номинальная мощность: АС 100-120В, 50/60 Гц АС 220-240 В, 50/60 Гц, 1000 ВА			
Тип защиты от поражения электрическим током: Класс I			
Степень защиты от поражения электрическим током: Тип В			
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гил, Даса-эуп, Далсеон-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420		Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ям- ского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru	
		   	

Макет маркировки для стоматологического кресла пациента, в составе

Наименование: Ножная педаль для управления стоматологической установкой		
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе		
LOT	SN	
REF MC62-0004A		РУ № РЗН ===== от ==.==.=====
Номинальная мощность: DC 5В, 50 мА		
Код IP: IPXI		
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гил, Даса-зуп, Далсеонг-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420	Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru	   

Макет маркировки ножной педали для управления стоматологической установкой

Наименование: Столик-тележка врача с нижней подачей инструментов и панелью управления, в составе		
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе		
LOT	SN	
REF MC72-0006A		РУ № РЗН ===== от ==.==.=====
Номинальная мощность: AC 20-24 В, 3,5 А		
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гил, Даса-зуп, Далсеонг-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420	Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ям- ского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru	   

Макет маркировки столика-тележки врача с нижней подачей инструментов и панелью управления, в составе

Наименование: Стационарный столик врача с нижней подачей инструментов, в составе			
Модель: Установка стоматологическая N2 со стационарным столиком типа В, в составе			
LOT	SN		
REF MC72-0007A		РУ № РЗН ***** от/..../..	
Номинальная мощность: АС 20-24 В, 3,5 А			
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гил, Даса-эуп, Далсеонг-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420		Уполномоченный представи- тель производителя на террито- рии РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru	
		  	

Макет маркировки стационарного столика врача с нижней подачей инструментов, в составе

Наименование: Вспомогательный модуль ассистента, в составе			
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе			
LOT	SN		
REF MC62-0018B		РУ № РЗН ***** от/..../..	
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гил, Даса-эуп, Далсеонг-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420		Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru	
		  	

Макет маркировки вспомогательного модуля ассистента, в составе

Наименование: Гидравлический блок в сборе с устройством подачи воды типа В и системой аспирации, в составе		
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе		
LOT	SN	
REF MC72-0009A		РУ № РЗН ***** от __.__.____
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп, Далсеонг-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420		Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru
		  

Макет маркировки гидравлического блока в сборе с устройством подачи воды типа В и системой аспирации, в составе

Наименование: Светодиодная лампа LUVIS C300 с комплектом для монтажа, в составе		
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе		
LOT	SN	
REF MC81-0128A		РУ № РЗН ***** от __.__.____
 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп, Далсеонг-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420		Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru
		  

Макет маркировки светодиодной лампы LUVIS C300 с комплектом для монтажа, в составе

Наименование: Стул врача, в составе	
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе	
LOT	SN
REF MC42-0247A	ПУ № РЗН от

 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп, Далсеон-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420	Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru
--	--

Макет маркировки стула врача, в составе

Наименование: стул ассистента, в составе	
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе	
LOT	SN
REF MC42-0350A	ПУ № РЗН от

 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп, Далсеон-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420	Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru
--	--

Макет маркировки стула ассистента, в составе

Наименование: Седловидный стул врача	
Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе	
LOT	SN
REF MC81-0198A	ПУ № РЗН от

 «МегаДжен Имплант Ко., Лтд.» (MegaGen Implant Co., Ltd.) 45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп, Далсеон-ган, Тэгу, Республика Корея Тел: 82-53-222-2988 Факс: 82-53-289-3420	Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Имплант Трейд» Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7 Тел.: +79127910002 E-mail: cea@megagen.ru
--	--

Макет маркировки седловидного стула врача

Наименование: Устройство для извлечения инородных веществ из ротовой полости

Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе

LOT

SN

REF MC82-0011A



РУ № РЗН ===== от ==.==.=====



«МегаДжен Имплант Ко., Лтд.»
(MegaGen Implant Co., Ltd.)
45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп,
Далсеон-ган, Тху, Республика
Корея
Тел: 82-53-222-2988
Факс: 82-53-289-3420

**Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:**



ООО «Имплант Трейд»
Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я
Ямского поля,
д.18, помещ. III, ком.7
Тел.: +79127910002
E-mail: cea@megagen.ru



Макет маркировки устройства для извлечения инородных веществ из ротовой полости

Наименование: Операционный столик, в составе

Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе

LOT

SN

REF MC82-0029A



РУ № РЗН ===== от ==.==.=====



«МегаДжен Имплант Ко., Лтд.»
(MegaGen Implant Co., Ltd.)
45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп,
Далсеон-ган, Тху, Республика
Корея
Тел: 82-53-222-2988
Факс: 82-53-289-3420

**Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:**

ООО «Имплант Трейд»
Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля,
д.18, помещ. III, ком.7
Тел.: +79127910002
E-mail: cea@megagen.ru

Макет маркировки операционного столика, в составе

Наименование: Установка стоматологическая N2

Модель: Установка стоматологическая N2 со столиком-тележкой типа В, в составе

LOT **SN** **РУ № РЭН**

REF

Хранение			
Транспортировка			
Осторожно			

«МегаДжен Имплант Ко., Лтд.»
(MegaGen Implant Co., Ltd.)
45, Сечон-ро 7-гид, Даса-эуп,
Далсеон-ган, Тэгу, Республика
Корея
Тел: 82-53-222-2988
Факс: 82-53-289-3420

Уполномоченный
представитель
производителя на
территории РФ:

ООО «Имплант
Трейд»
Адрес: 125124, г.
Москва, ул. 3-я Ям-
ского поля,
д.18, помещ. III, ком.7
Тел.: +79127910002
E-mail:
cen@megagen.ru

E517775

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -
ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ANSI/AAU ES60601 - 1 (2005) + AMO
1 (2012)
CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1 (2014)

Макет маркировки транспортной упаковки для медицинского изделия «Установка стоматологическая N2, в вариантах исполнения»

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 44
(сорок четыре) листах

