



«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Селит»

М.В. Блажко

09 2018 г.

Макет этикетки-инструкции на медицинское изделие

Цемент цинк-сульфатный — материал пломбировочный временный безэвгенольный «Кависил»
по ТУ 9391-006-10614163-99

ООО «Селит»

104,00 мм

25,00 мм



Цемент цинк-сульфатный
материал пломбировочный
временный беззвгенольный

КАВИСИЛ



КОД ТОВАРА 1.1.1.1

50 Г

Инструкция по применению:

Назначение: для временной изоляции лекарственного вещества в кариозной полости зуба и временных пломб. **Основные свойства:** пластичная, густая, однородная паста розового цвета. Допустимое время нахождения материала в полости зуба до 30 дней. **Состав:** сульфат цинка, оксид цинка, полимерный пастообразователь. **Способ применения:** внести необходимое количество материала в полость зуба, сконденсировать его и очистить точки окклюзионных контактов. Время твердения пасты не более 1 часа. Пасту после использования удалить экскаватором или бором из полости зуба. **Внимание:** возможна аллергическая реакция на компоненты пасты
Изготовитель: ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124И
Утилизация: согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класс А. **Условия хранения:** +4° +25°С в плотно закрытой таре. ТУ 9391-006-10614163-99.
Рег.уд. №ФСР 2010/09820 от 23.01.2017 г.



СЕРИЯ: 00000000000000000000

ПАРТИЯ:

ДАТА ВЫПУСКА:

Всего прошито и скреплено печатью

2 (два)

листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись /М.В. Блажко/





«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Целит»

М.В. Блажко

04 2018 г.



Фотографическое изображение медицинского изделия

Цемент цинк-сульфатный — материал пломбировочный временный безэвгенольный «Кависил»
по ТУ 9391-006-10614163-99