

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Автоматизированная система WASPLab для инкубации микробиологических культур и контроля роста колоний методом фоторегистрации и сравнительного дифференциального анализа, с принадлежностями

Производитель:


Copan Wasp S.r.l., Италия

Via F. Perotti, 18, 25125 BRESCIA, ITALY

Автоматизированная система WASPL для инкубации микробиологических культур и контроля роста колоний методом фоторегистрации и сравнительного дифференциального анализа, с принадлежностями



**Инкубатор одинарный со станцией фоторегистрации
и анализа изображений роста культур
(с воздушной атмосферой/с CO2 атмосферой (углекислотный)).**




В СОСТАВЕ:
1. Центральная станция WASPLab (сервер)




2. Роботизированный конвейер с электрическими шкафами (шкафами):


- для загрузки чашек Петри с посевами микробиологических культур;
- для сортировки чашек Петри с посевами микробиологических культур;
- для выгрузки чашек Петри с посевами микробиологических культур.




3. Стакер (колонка для чашек Петри).




4. Программное обеспечение




5. Рабочее место микробиолога




6. Системный блок




7. Монитор




8. Клавиатура, компьютерная мышь.




8. Клавиатура, компьютерная мышь.



9. Сканер штрих-кодов



10. Принтер для печати этикеток



11. Рабочая станция C-Tracer для изучения и отбора колоний и микровытяжка MicroHood

