


Фотографические изображения медицинского изделия "Томограф магнитно-резонансный «ECHELON OVAL» с принадлежностями", производства Hitachi Medical Corporation (Хитачи Медикал Корпорейши), Япония

I. Томограф магнитно-резонансный «ECHELON OVAL»




Гантри:


- Постоянный магнит открытого типа.




- Встроенные катушки активной защиты для осей X, Y, Z



- Блок охладителя «холодная голова» (Cold Head).




- Градиентная катушка, встроенная для осей X, Y, Z с общей водяной системой охлаждения




- градиентная катушка

передающая/приемная встроенная катушка


- Передающая/принимающая катушка для всего тела.




- Блок АЦП приёмника радиочастотного сигнала.




- Блок контроля параметров сверхпроводящего магнита MSU с аккумуляторной батареей и пультом ручного контроля параметров




144
- Передняя декоративная крышка гантри с пультом управления перемещениями стола, в сборе.



- Задняя декоративная крышка гантри в сборе.




- Правая боковая крышка гантри, не более 2 шт.




147


- Левая боковая крышка гантри, не более 3 шт.




- Комплект системы крепления навесных элементов гантри:
- Держатель кабелей градиентных катушек.
- Опоры деки стола, не более 2 шт.
- Направляющая деки стола, не более 2 шт.



- Вентиляторы системы обдува пациента, не более 2 шт.




- Блок коммутации разъемов принимающих катушек.




- Блок рассеяния излишков отраженного радиочастотного сигнала (Dummy Load).




- Блок переключателя режимов приём/передача (T/R Switch).




Стол пациента с разъёмами для подключения катушек и кнопками экстренного отключения электропривода.





Опора desks стола, устанавливаемая на выходе из галтри.


Блок экстренного выключения Emergency Run Down Unit




ERDU button is inside the plastic cover.




Консоль управления:




Блок (шкаф) электроники радиочастотной системы и компьютера сканирования, реконструкции изображений RFIP.




7. Блок (шкаф) электроники градиентного усилителя GCPA с водяным охлаждением




Шланги гибкие армированные, не более 2 шт.



Блок (панель) фильтров




Панель фильтров со стороны технической комнаты




Панель фильтров со стороны комнаты исследований

Блок Sense для управления распределением потоков воды.




Устройство связи с оператором.



- (1) Подключение для вакуумной подушки
- (2) Место подключения наушников



- (3) Гнездо для резиновой груши вызова




Переговорное устройство

Набор фантомов:

- фантомы калибровочные для настройки катушек, не более 10 шт.
- фантом калибровочный для поля обзора.



Матрасы пациента, не более 10 шт.




II. Принадлежности:


Катушка приемная для молочных желез.



Катушка приемная для периферических сосудов.




168
Привод для магнитооптических дисков для записи данных на магнитооптические диски.




Стеллаж для хранения катушек и фантомов.




Устройство для печати медицинских изображений.





Источник резервного (бесперебойного) питания для электронных блоков томографа магнитно-резонансного ECHELON OVAL с комплектом аккумуляторных батарей, размещённых в батарейном шкафу, не более 2 шт.



Устройства для создания необходимых климатических условий работы томографа магнитно-резонансного ECHELON OVAL.




Радиочастотная защита помещения (материал для пола, стен, потолка, окон, дверей).




Немагнитная каталка.




Немагнитное приспособление для перекладки пациента.



Устройства для контрастной МР ангиографии:



Рабочая станция для обработки медицинских изображений (дополнительная), не более 3 шт.



Металлоискатель.





Источник резервного (бесперебойного) питания для консоли управления.





Набор для монтажа:


- Электрический кабель силовой и сигнальный, не более 60 шт.




- Переключатель, не более 20 шт.




- Реле, не более 10 шт.







- Тележка транспортировочная, не более 4 шт.



- Балка транспортировочная, не более 4 шт.





- Крепеж из немагнитных материалов, не более 60 шт.





- Шланги силиконовые с армированием текстильной нитью для подключения водяного контура охлаждения, не более 4 шт.







Специальный немагнитный инструмент для монтажа МРТ (ключи, отвёртки, плоскогубцы, шестигранные ключи, кусачки) – не более 20 шт.












191



Катушки для различных частей тела



















Диски с программным обеспечением



Генеральный директор
ООО "ИПС"

Ревенко К.В.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
листов.

Генеральный директор

Левин Е.В.

