

Фотографические изображения

медицинского изделия

***Кровати медицинские функциональные «Ставро-Мед»
по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ставро-Мед»



А. С. Бжезинский

02

2024 г.

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»
Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» двухсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023**

Обозначение изделия: модель КФ-160 А Серийный номер: 16221
Габаритный размер грузового места: 2260x970x835
Номер грузового места _____ Общее количество мест _____
Грузополучатель _____
Масса (нетто/брутто), кг _____
Дата изготовления _____
Количество секций: 2


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» двухсекционная,
модель КФ-160 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-160 А – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59 - 1 шт.	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
9. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	10. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 – 1 шт.
11. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт.	12. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-160 А, КФ-180 А - 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.25 – 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 – 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.25 – 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 – 1 шт.
3. Торец кровати, модель 180.07 – 2 шт.	7. Решетчатая корзина, модель 120.70.25 – 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10– 1 шт.	8. Держатель кислородного баллона. Модель 480.12 – 1 шт.

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД
601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4
WWW.STAVROMED.RU
Ставро-Мед


Кровать медицинская
функциональная
«Ставро-Мед»
двухсекционная
Модель КФ-160 А
Серийный номер 16221
Дата изготовления 02.2023 г.
Сделано в России

 = 230 кг


Количество секций 2
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, t_{раб} 2 мин., t_{ост} 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-160 А.





Кровать медицинская функциональная «Старый Мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Кабель питания IEC 60320 C13.






Кровать медицинская функциональная «Ставед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе.

Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59.

8









ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ









ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	24.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20.















Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).



Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)

Серийный номер:

0001

Номер ТУ

ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Дата изготовления


18.01.2023

Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставр-мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Измеритель угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


**Пульт управления напряжение 24В.
Модель JCH35V2**

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2.







Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. 1 рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50. Пример маркировки.



Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50.





Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» двухсекционная, модель КФ-160 А, в составе. Гельмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-160 А, КФ-180 А**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Пример транспортной маркировки



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: **модель КФ-180 А** Серийный номер: **16221**

Габаритный размер грузового места: **2260х970х835**

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: **3**


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная,
модель КФ-180 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-180 А – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59 - 1 шт.	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
9. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	10. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 – 1 шт.
11. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт.	12. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-160 А, КФ-180 А - 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.25 – 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 – 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.25 – 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 – 1 шт.
3. Торец кровати, модель 180.07 – 2 шт.	7. Решетчатая корзина, модель 120.70.25 – 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 – 1 шт.	8. Держатель кислородного баллона. Модель 480.12 – 1 шт.

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.


Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.






Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-180 А.







Кровать медицинская функциональная «Ставр ...» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. К ... питания IEC 60320 C13.



38











ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55


Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ




111







Кровать медицинская функциональная «Ставр» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20.








Кровать медицинская функциональная «Став


ед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе.

са одного варианта исполнения. Колеса с системой










Кровать медицинская функциональная «Стар-мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).



Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	18.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставр-мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)







Кровать медицинская функциональная «Ставрос» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2.






Кровать медицинская функциональная «Стапель» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Комплект тормоза, модель 120.01.00.001.





Кровать медицинская функциональная «Ставр-мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Гидель тормоза, модель 120.01.50.





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Пневмо-гидравлическая пружина.
Модель 180.03.600**

Серийный номер:	0002
Номер ГУ	ГУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	15.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-180 А, в составе. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-160 А, КФ-180 А**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Пример транспортной маркировки



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» двухсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: модель КФ-260 А Серийный номер: 16224
Габаритный размер грузового места: 2340х1120х835
Номер грузового места _____ Общее количество мест _____
Грузополучатель _____
Масса (нетто/брутто), кг _____
Дата изготовления _____
Количество секций: 2

Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» двухсекционная,
модель КФ-260 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-260 А – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский секционный, модель 180.04.15	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульс управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
9. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	10. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
11. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 – 1 шт.	12. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ – 280 АН, КФ-290 Э – 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.25 – 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 – 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.25 – 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 – 1 шт.
3. Торек кровати (спина), модель 280.07 - 1 шт.	7. Торек кровати (ноги), модель 280.07 - 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 – 1 шт.	

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД
601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4
WWW.STAVROMED.RU
Ставро-Мед


Кровать медицинская
функциональная
"Ставро-Мед"
двухсекционная
Модель КФ-260 А
Серийный номер 16224
Дата изготовления 02.2023 г
Сделано в России

Количество секций 2
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, t_{раб} 2 мин., t_{ост} 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023




= 250 кг

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-260 А.





Кровать медицинская функциональная «Ставр. мед» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Кабель питания IEC 60320 C13.













ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ






ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Матрац медицинский стандартный, с
поперечными надрезами,
Модель 180.04.60**

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставр ед» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20.






ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Колеса с системой центрального тормоза, Модель 127.03

Серийный номер:	0005
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления.	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ











Кровать медицинская функциональная «Ставр...ед» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).





ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)

Серийный номер:

0001

Номер ГУ

ГУ 32.50.30-003-22732761-2023


Дата изготовления

18.01.2023

Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставр» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


**Пульт управления напряжение 24В.
Модель JCH35V2**


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления.	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставр» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Г, г управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2.















Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» двухсекционная, модель КФ-260 А, в составе. Гидро-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ-280 АН, КФ-290 Э

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» двухсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: модель КФ-280 А Серийный номер: 16235
Габаритный размер грузового места: 2340х1120х835
Номер грузового места _____ Общее количество мест _____
Грузополучатель _____
Масса (нетто/брутто), кг _____
Дата изготовления _____
Количество секций: 3


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная,
модель КФ-280 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-280 А – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский секционный, модель 180.04.15	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
9. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	10. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
11. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 - 1 шт.	12. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ-280 АН, КФ-290 Э - 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.23 - 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 - 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.23 - 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 - 1 шт.
3. Торцев кровати (спина), модель 280.07 - 1 шт.	7. Торцев кровати (ноги), модель 280.07 - 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 - 1 шт.	

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.







СТАВРОМЕД
601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4
WWW.STAVROMED.RU
Ставро-Мед

Кровать медицинская
функциональная
"Ставро-Мед"
трехсекционная
Модель КФ-280 А
Серийный номер 16235
Дата изготовления 02.2023 г
Сделано в России

Количество секций 3
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, t_{раб} 2 мин., t_{ост} 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023



Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-280 А.





ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кабель питания ИЕС 60320 С13

Серийный номер:

0001

Номер ТУ


ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Дата изготовления


24.01.2023


Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ













ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Матрац медицинский стандартный,
Модель 180.04.55**

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ






ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Матрац медицинский стандартный, с
поперечными надрезами,
Модель 180.04.60**

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставк...ед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Д...лнительное пятое колесо, модель 480.20.


















Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).






Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)






Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2.




122


Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001. Пример маркировки.

 СТАВРОМЕД	ООО «Ставро-Мед»
	Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4 т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru
Рычаг тормоза, Модель 120.01.00.001	
<i>Серийный номер.</i>	0002
<i>Номер ТУ</i>	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
<i>Дата изготовления</i>	16.01.2023
<i>Номер Р.У. №</i>	
Сделано в РОССИИ	


Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50.





Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 А, в составе. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ-280 АН, КФ-290 Э

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» трехсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: модель КФ-280 АН Серийный номер: 16225

Габаритный размер грузового места: 2340х1120х835

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 3


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная,
модель КФ-280 АН в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-280 АН – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский секционный, модель 180.04.15	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульс управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
9. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	10. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
11. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 - 1 шт.	12. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ - 280 АН, КФ-290 Э - 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.23 - 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 - 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.23 - 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 - 1 шт.
3. Торцы кровати (спина), модель 280.07 - 1 шт.	7. Торцы кровати (ноги), модель 280.07 - 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 - 1 шт.	

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД
601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д. 93А стр. 1, пом. 4
WWW.STAVROMED.RU

Ставро-Мед


Кровать медицинская
функциональная
«Ставро-Мед»
трехсекционная
Модель КФ-280 АН
Серийный номер 16225
Дата изготовления 02.2023 г.
Сделано в России

    = 250 кг


Количество секций 3
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, t_{раб} 2 мин., t_{ост} 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-280 АН.






Кровать медицинская функциональная «Ставро-мёд» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Кабель питания IEC 60320 C13.













ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ









ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20.















Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).





ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)

Серийный номер:

0001

Номер ТУ

ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Дата изготовления

18.01.2023

Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Стар-лид» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Пульт управления напряжение 24В,
Модель JCH35V2**

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления.	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе: пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2.







Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.



Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50. Пример маркировки.



Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. педаль тормоза, модель 120.01.50.





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Пневмо-гидравлическая пружина.
Модель 180.03.600**

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	15.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Старо-Мед» трехсекционная, модель КФ-280 АН, в составе. пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ-280 АН, КФ-290 Э**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Пример транспортной маркировки.

СТАВРОМЕД

ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» двухсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: модель КФ-290 Э Серийный номер: 16226

Габаритный размер грузового места: 2340x1120x835

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 3

Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная,
модель КФ-290 Э в составе:


1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-290 Э – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский секционный, модель 180.04.15	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
9. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	10. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
11. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 – 1 шт.	12. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ – 280 АН, КФ-290 Э – 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.25 – 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 – 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.25 – 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 – 1 шт.
3. Торец кровати (спина), модель 280.07 - 1 шт.	7. Торец кровати (ноги), модель 280.07 - 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 – 1 шт.	

Сделано в России


Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.


Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.







Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-290 Э.






Кровать медицинская функциональная «Ставрос-мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Блок питания IEC 60320 C13.













ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55


Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ









ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставильед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20.















Кровать медицинская функциональная «Ставр-мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Инclinатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).





ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)

Серийный номер:

0001

Номер ТУ

ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Дата изготовления

18.01.2023

Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Стандарт» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый)





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Пульт управления напряжение 24В.
Модель JCH35V2**

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставр» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе: Г. управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2.







Кровать медицинская функциональная «Ставрополь» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Ручник тормоза, модель 120.01.00.001.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставр-мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Подушка тормоза, модель 120.01.50.





Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-290 Э, в составе. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-260 А, КФ-280 А, КФ-280 АН, КФ-290 Э

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н,
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» четырехсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: модель КФ-210 А Серийный номер: 16204

Габаритный размер грузового места: 2340x1120x835

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 4


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная,
модель КФ-210 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-210 А - 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59 - 1 шт.	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульт управления для мед. персонала, модель JCHN35E - 1 шт.
9. Пульт управления для пациента, модель JCH35A4 - 1 шт.	10. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт..
11. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 - 1 шт.	12. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
13. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-210 А, КФ - 210 АСВ - 1 шт.	
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.25 - 1 шт.	5. Стойка для вливаний, модель 120.33 - 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.25 - 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 - 1 шт.
3. Торцевая кровать, модель 180.07 - 2 шт.	7. Решетчатая корзина, модель 120.70.25 - 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 - 1 шт.	

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД
601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4
WWW.STAVROMED.RU
Ставро-Мед

Кровать медицинская
функциональная
«Ставро-Мед»
четырёхсекционная
Модель КФ-210 А
Серийный номер 16204
Дата изготовления 02.2023 г.
Сделано в России

 = 250 кг


Количество секций 4
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, t_{раб} 2 мин., t_{ост} 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в составе. кровать медицинская функциональная, модель КФ-210 А.






Кровать медицинская функциональная «Ставр» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в состав
абель питания IEC 60320 C13.









ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Матрац медицинский секционный,
Модель 180.04.15**

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ





ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ









ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставр-д» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в состав... дополнительное пятое колесо, модель 480.20.






ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом. 4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Колеса с системой центрального тормоза, Модель 127.03


Серийный номер:	0005
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ










Кровать медицинская функциональная «Стал-Мед» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в с...ве. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый)






ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)


Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	18.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ










ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Пульт управления для пациента,
Модель JCH35A4**


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ







Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в составе: рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.






Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в составе: педаль тормоза, модель 120.01.50.





Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-210 А, в составе: пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600.



**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-210 А, КФ-210 АСВ**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»
Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н,
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» четырехсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: модель **КФ-210 АСВ** Серийный номер: 16221

Габаритный размер грузового места: **2340x1120x835**

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 4


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная,
модель КФ-210 АСВ в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-210 АСВ – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59 - 1 шт.	4. Система взвешивания 1, рабочее напряжение 24 В, модель JCP-35WT – 1
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.03 - 4 шт.	6. Пульт управления для мед. персонала, модель JCHN35E – 1 шт.
7. Пульт управления для пациента, модель JCH35A4 - 1 шт.	8. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.
9. Пневмо-гидравлическая пружина, модель 180.03-600 – 1 шт.	10. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
11. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-210 А, КФ – 210 АСВ – 1 шт.	
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 120.23 – 1 шт.	5. Стойка для вливаний 120.33, модель 120.33 – 1 шт.
2. Ограждение боковое (правое), модель 120.23 – 1 шт.	6. Держатель судна, модель 120.40 – 1 шт.
3. Торцевая кровать, модель 180.07 – 2 шт.	7. Решетчатая корзина 120.70.25 модель 120.70.25 – 1 шт.
4. Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10 – 1 шт.	

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД

601220 Владимирская обл.
Содинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4

WWW.STAVROMED.RU

Ставро-Мед

Кровать медицинская
функциональная

«Ставро-Мед»

четырёхсекционная

Модель КФ-210 АСВ

Серийный номер 16221

Дата изготовления 02.2023 г

Сделано в России




= 250 кг


Количество секций 4
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, $t_{\text{раб}}$ 2 мин., $t_{\text{ост}}$ 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в комплекте. Кабель питания ИЕС 60320 С13. Пример маркировки




Кровать медицинская функциональная «Ставр ед» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в сос Кабель питания ИЕС 60320 С13.













ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ








Кровать медицинская функциональная «Стандарт» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в комплекте. Матрац медицинский одного варианта исполнения. Матрац медицинский стандартный с поперечными надрезами, модель 180.04.60.


240




















ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом. 4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Пульт управления для пациента, Модель JCH35A4

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Старлайт» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в составе. Пульт управления для пациента, модель JCH35A4.







Кровать медицинская функциональная «Старый Дед» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в составе. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.








Кровать медицинская функциональная «Старт-лид» четырехсекционная, модель КФ-210 АСВ, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50.











**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-210 А, КФ-210 АСВ**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. Пример транспортной маркировки.



СТАВРОМЕД

ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Кровать медицинская функциональная
«Ставро-Мед» четырехсекционная
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023**

Обозначение изделия: **модель КФ-250 А** Серийный номер: **16210**

Габаритный размер грузового места: **2062x966x580**

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 4


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная,
модель КФ-250 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-250 А – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский секционный, модель 180.04.15	4. Ложе, модель 250.03 – 1 шт.
5. Спинка в сборе, модель 250.05 – 2 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Брус бокового ограждения, модель 250.22.00.001 – 4 шт.
9. Колеса с индивидуальным тормозом, модель 127.01 – 4 шт.	10. Пульт управления, напряжение 24 В, модель JCH35V2 - 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-250 А – 1 шт.	
Принадлежности:	
1. Приспособление для подтягивания больного, модель 120.10 – 1 шт.	2. Стойка для вливаний, модель 120.33 – 1 шт.

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.


Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.







Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. кровать медицинская функциональная, модель КФ-250 А.





Кровать медицинская функциональная «Ставр...ед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе...абель питания IEC 60320 C13.













ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ








Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. Ложе, модель 250.03. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставр. мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе: ложе, модель 250.03.





271

Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. Спинка в сборе, модель 250.05. Пример маркировки.





Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. Спинка в сборе, модель 250.05.







Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. Брус бокового ограждения, модель 250.22.00.001.










Кровать медицинская функциональная «Старо-Мед» четырехсекционная, модель КФ-250 А, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).





ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Индикатор угла наклона,
Модель У1.00.00.100 (правый)**

Серийный номер:

0001

Номер ТУ


ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Дата изготовления

18.01.2023

Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ



282




ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Пульт управления напряжение 24В.
Модель JCH35V2**

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	12.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ



**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-250 А**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: **модель КФ-300 А** Серийный номер: **16213**

Габаритный размер грузового места: **2340x1120x835**

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 4


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная,
модель КФ-300 А в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-300 А – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59 - 1 шт.	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.04 - 4 шт.	6. Подсветка LED, напряжение 24 В, модель JCP35E1-LED - 1 шт.
7. Система взвешивания 1, рабочее напряжение 24 В, модель JCP-35WT – 1 шт.	8. Пульт управления для мед. персонала, модель JCHN35E – 1 шт.
9. Пульт управления для пациента, модель JCH35A4 - 1 шт.	10 Пульт управления сенсорный, модель JCHN35H2 – 1 шт.
11 Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	12. Ножной пульт управления, модель JCFS35 - 2 шт.
13. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)	14. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-300 А – 1 шт.
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 300.20 - 1 шт.	3. Ограждение боковое (правое), модель 300.20 - 1 шт.
2. Торцы кровати, модель 300.05 - 2 шт.	4. Аккумулятор, модель JCP35 PA-B-1 – 1 шт.

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД

601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4

WWW.STAVROMED.RU

Ставро-Мед

Кровать медицинская
функциональная

«Ставро-Мед»

четырёхсекционная

Модель КФ-300 А

Серийный номер 16213

Дата изготовления 02.2023 г


Сделано в России




= 250 кг

Количество секций 4
Класс потенциального риска МИ 1
Входная мощность 0,5 кВА
Номинальное напряжение 220 В
Частота тока ~ 50-60 Гц
Класс защиты IP 54
Тип аккумулятора VRLA
Номинальный режим
работы S3-10%, $t_{\text{раб}}$ 2 мин., $t_{\text{ост}}$ 18 мин.
Номер Р.У. №
ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-300 А.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. Кабель питания ИЕС 60320 С13. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставрос» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. Кабель питания ИЕС 60320 С13.













ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ






ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Матрац медицинский стандартный, с
поперечными надрезами,
Модель 180.04.60**

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. дополнительное пятое колесо, модель 480.20.










ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Колеса с системой центрального
тормоза,
Модель 127.04**

Серийный номер.	0004
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ







Кровать медицинская функциональная «Ставр» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе одного варианта исполнения, варианты исполнения. Колеса с индивидуальным тормозом, модель 127.01.

306









ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


**Пульт управления для пациента,
Модель JCH35A4**


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ

Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе: пульт управления для пациента, модель JCH35A4.










Кровать медицинская функциональная «Став

ед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в сост

Подсветка LED, напряжение 24 В, модель JCP35E1-

LED.

314



Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе ножной пульт управления, модель JCFS35.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Ножной пульт управления, Модель JCFS35

Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	12.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе: пюажной пульт управления, модель JCFS35.







Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.





Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в составе: педаль тормоза, модель 120.01.50.






Кровать медицинская функциональная «Став
модель JCP-35WT.

ед» четырехсекционная, модель КФ-300 А, в сост

Система взвешивания 1, рабочее напряжение 24 В,



Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» трехсекционная, модель КФ-300 А, в составе. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-300 А.

**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-300 А**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. Пример транспортной маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п.
Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная ТУ 32.50.30-003-22732761-2023

Обозначение изделия: **модель КФ-320 Э** Серийный номер: **16223**

Габаритный размер грузового места: **2340x1120x835**

Номер грузового места _____ Общее количество мест _____

Грузополучатель _____

Масса (нетто/брутто), кг _____

Дата изготовления _____

Количество секций: 4


Комплект поставки: Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э в составе:

1. Кровать медицинская функциональная, модель КФ-320 Э – 1 шт.	2. Кабель питания IEC 60320 C13 - 1 шт.
3. Матрац медицинский 2-х слойный (с эффектом запоминания формы тела), модель 180.04.59 - 1 шт.	4. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20 - 1 шт.
5. Колеса с системой центрального тормоза, модель 127.04 - 4 шт.	6. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый) - 1 шт.
7. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.100 (правый) - 1 шт.	8. Пульт управления для мед. персонала, модель JCHN35E - 1 шт.
9. Пульт управления для пациента, модель JCH35A4 - 1 шт.	10. Подсветка LED, напряжение 24 В, модель JCP35E1-LED - 1 шт.
11. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001 - 1 шт.	12. Педаль тормоза, модель 120.01.50 - 1 шт. (при необходимости)
13. Руководство по эксплуатации. Серия кроватей КФ-320 Э - 1 шт.	
Принадлежности:	
1. Ограждение боковое (левое), модель 300.21 - 1 шт.	3. Ограждение боковое (правое), модель 300.21 - 1 шт.
2. Торцев кровати, модель 320.05 - 2 шт.	4. Аккумулятор, модель JCP35 PA-B-1 - 1 шт.

Сделано в России

Условия транспортирования: Продукция должна транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 и по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

Условия хранения: Продукция должна храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.





СТАВРОМЕД

601220 Владимирская обл.
Собинский район, п. Ставрово
ул. Октябрьская, д.93А стр.1, пом.4

WWW.STAVROMED.RU

Ставро-Мед

Кровать медицинская
функциональная

«Ставро-Мед»

четырёхсекционная

Модель КФ-320 Э

Серийный номер 16223

Дата изготовления 02.2023 г

Сделано в России



= 250 кг

Количество секций 4

Класс потенциального риска МИ 1

Входная мощность 0,5 кВА

Номинальное напряжение 220 В

Частота тока ~ 50-60 Гц

Класс защиты IP 54

Тип аккумулятора VRLA

Номинальный режим
работы S3-10%, $t_{\text{раб}}$ 2 мин., $t_{\text{ост}}$ 18 мин.


Номер Р.У. №

ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Кровать медицинская функциональная «Ставро-мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. кровать медицинская функциональная, модель КФ-320 Э.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе: кабель питания ИЕС 60320 С13. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставр ед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в состав... абель питания IEC 60320 C13.













ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Матрац медицинский стандартный, Модель 180.04.55

Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	21.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ






Кровать медицинская функциональная «Стапель» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в комплекте
Матрац медицинский стандартный с поперечными надрезами, модель 180.04.60.

Матрац медицинский одного варианта исполнения.

336





ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Дополнительное пятое колесо, Модель 480.20


Серийный номер:	0002
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ


Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. Дополнительное пятое колесо, модель 480.20.
















Кровать медицинская функциональная «Ставр» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе индивидуальным тормозом, модель 127.01.


ед) четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе


Колеса одного варианта исполнения. Колеса с индивидуальным тормозом, модель 127.01.





Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. Индикатор угла наклона, модель У1.00.00.200 (левый).






ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Индикатор угла наклона, Модель У1.00.00.100 (правый)


Серийный номер:	0001
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	18.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ












Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. Пульт управления для пациента, модель JCH35A4.






Кровать медицинская функциональная «Ставр» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе... Подсветка LED, напряжение 24 В, модель JCP35E1-LED.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе... Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. Рычаг тормоза, модель 120.01.00.001.



Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в состав... едаль тормоза, модель 120.01.50. Пример маркировки.




Кровать медицинская функциональная «Ставро-Мед» четырехсекционная, модель КФ-320 Э, в составе. Педаль тормоза, модель 120.01.50.




**Руководство по эксплуатации
Серия кроватей КФ-320 Э**

Кровати медицинские функциональные
"Ставро-Мед" по ТУ 32.50.30-003-22732761-2023


Принадлежности. Приспособление для подтягивания больного, модель 120.10. Пример маркировки.




Принадлежности. Приспособление для подтягивания больного, модель 120.10.



Ограждение боковое (левое), модель 120.24. Пример маркировки.



Ограждение боковое (левое), модель 120.24.



Ограждение боковое (правое), модель 120.24. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Ограждение боковое (правое),
модель 120.24**


Серийный номер:	1501
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	16.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ


Ограждение боковое (правое), модель 120.24.




Ограждение боковое (левое), модель 120.25. Пример маркировки.




Ограждение боковое (левое), модель 120.25.




Ограждение боковое (правое), модель 120.25. Пример маркировки.




Ограждение боковое (правое), модель 120.25.



Ограждение боковое (левое), модель 120.23. Пример маркировки.



Ограждение боковое (левое), модель 120.23.



Ограждение боковое (правое), модель 120.23. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Ограждение боковое (правое),
модель 120.23**

Серийный номер:	1503
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	16.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Ограждение боковое (правое), модель 120.23.



Ограждение боковое (левое), модель 120.26. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Ограждение боковое (левое),
модель 120.26**

Серийный номер:	1504
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	16.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Ограждение боковое (левое), модель 120.26.



Ограждение боковое (правое), модель 120.26. Пример маркировки.



СТАВРОМЕД

ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Ограждение боковое (правое),
модель 120.26**


Серийный номер:	1504
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	16.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ


Ограждение боковое (правое), модель 120.26.




Ограждение боковое (левое), модель 320.26. Пример маркировки.




Ограждение боковое (левое), модель 320.26.



Ограждение боковое (правое), модель 320.26. Пример маркировки.



Ограждение боковое (левое), модель 120.23.



Ограждение боковое (левое), модель 300.20. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Ограждение боковое (левое), модель 300.20

Серийный номер:	1506
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	16.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Ограждение боковое (левое), модель 300.20.



Ограждение боковое (правое), модель 300.20. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Ограждение боковое (правое), модель 300.20


Серийный номер.	1506
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления.	16.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Ограждение боковое (правое), модель 300.20.




Ограждение боковое (левое), модель 300.21. Пример маркировки.



Ограждение боковое (левое), модель 300.21.




Ограждение боковое (правое), модель 300.21. Пример маркировки.




Ограждение боковое (правое), модель 300.21.




Ограждение боковое (левое), модель 300.22. Пример маркировки.




Ограждение боковое (левое), модель 300.22.




Стойка для вливаний, модель 120.32. Пример маркировки.




Стойка для вливаний, модель 120.32.




Стойка для вливаний, модель 120.33. Пример маркировки.




Стойка для вливаний, модель 120.33.




Держатель судна, модель 120.40. Пример маркировки.




Держатель судна, модель 120.40.




Рама Балканского, модель 120.50. Пример маркировки.




Рама Балканского, модель 120.50.




Корзина для истории болезни, модель 120.70.10. Пример маркировки.




Корзина для истории болезни, модель 120.70.10.




Держатель мочеприемного мешка, модель 120.70.50. Пример маркировки.



Держатель мочеприемного мешка, модель 120.70.50.




Держатель мочеприемника, модель 120.70.20. Пример маркировки.




Держатель мочеприемника, модель 120.70.20.



Решетчатая корзина, модель 120.70.30. Пример маркировки.



Решетчатая корзина, модель 120.70.30.



Решетчатая корзина, модель 120.70.25. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Решетчатая корзина, модель 120.70.25

Серийный номер.	1609
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	19.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ

408

Решетчатая корзина, модель 120.70.25.




Решетчатая корзина, модель 120.70.35. Пример маркировки.




490

Решетчатая корзина, модель 120.70.35.




Торец кровати, модель 180.05. Пример маркировки.




412

Торец кровати, модель 180.05.



Торец кровати, модель 180.06. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Торец кровати,
модель 180.06

Серийный номер:	1612
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	20.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ


Торец кровати, модель 180.06.




Торец кровати, модель 180.07. Пример маркировки.




Торец кровати, модель 180.07.



Торец кровати, модель 180.05-HPL. Пример маркировки.



Торец кровати, модель 180.05-HPL.



Торец кровати (спина), модель 280.06. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru


Торец кровати (спина), модель 280.06

Серийный номер:	1615
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	20.01.2023
Номер Р.У. №	


Сделано в РОССИИ

460

Торец кровати (спина), модель 280.06.




Торец кровати (ноги), модель 280.06. Пример маркировки.




Торец кровати (ноги), модель 280.06.




Торец кровати (спина), модель 280.07. Пример маркировки.



Торец кровати (спина), модель 280.07.




Торец кровати (ноги), модель 280.07. Пример маркировки.



Торец кровати (ноги), модель 280.07.




Торец кровати (спина), модель 280.06-HPL. Пример маркировки.





428

Торец кровати (спина), модель 280.06-HPL.



Торец кровати (ноги), модель 280.06-HPL. Пример маркировки.





Торец кровати, модель 300.05. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Торец кровати, модель 300.05


Серийный номер:	1618
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	20.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ


Торец кровати модель 300.05.




Торец кровати (спина), модель 300.06-01. Пример маркировки.




Торец кровати (спина), модель 300.06-01.



Торец кровати (ноги), модель 300.06-02. Пример маркировки.



Торец кровати (ноги), модель 300.06-02.



Торец кровати, модель 320.05. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Торец кровати,
модель 320.05


Серийный номер:	1620
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	20.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ


Торец кровати, модель 320.05.




Подставка под монитор, модель 120.70.40. Пример маркировки.



Подставка под монитор, модель 120.70.40.



Рукоятка-клюка, модель 120.70.75. Пример маркировки.



Рукоятка-клюка, модель 120.70.75.



Удлинительная плата (пластик), модель 120.03.70.001-800. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Удлинительная плата (пластик),
модель 120.03.70.001-800**


Серийный номер:	1623
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	23.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ


Удлинительная плата (пластик), модель 120.03.70.001-800.




Ступень для кроватей с фиксированной высотой, модель 120.70.45. Пример маркировки.




Ступень для кроватей с фиксированной высотой, модель 120.70.45.




Ступень с гидроприводом для кроватей с регулировкой высоты ложа, модель 920.00. Пример маркировки.




Ступень с гидроприводом для кроватей с регулировкой высоты ложа, модель 920.00.




Держатель таблички, модель 120.70.70.100-A4. Пример маркировки.




Держатель таблички, модель 120.70.70.100-A4.




Держатель этикетки с фамилией пациента, модель 120.70.70. Пример маркировки.




Держатель этикетки с фамилией пациента, модель 120.70.70.



Рукоятка CPR, модель 200.03.00.120. Пример маркировки.



Рукоятка CPR, модель 200.03.00.120.



Столик для приема пищи, модель СП 7. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Столик для приема пищи,
модель СП 7**

Серийный номер:	1629
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	24.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Столик для приема пищи, модель СП 7.



Столик медицинский подкатной, модель СП06. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Столик медицинский подкатной, модель СП06

Сертификат номер:	1630
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	23.01.2023
Номер Р.М. №	

Сделано в РОССИИ

Столик медицинский подкатной, модель СП06.



Рентгенопрозрачное матрасное основание, модель 210.03.01.000-Р. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Рентгенопрозрачное матрасное основание, модель 210.03.01.000-Р


Серийный номер:	1631
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	23.01.2023
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Рентгенопрозрачное матрасное основание, модель 210.03.01.000-Р.



Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10. Пример маркировки.



Держатель стойки для вливания, модель 120.32.10.




Держатель кислородного баллона, модель 480.12. Пример маркировки.

	ООО «Ставро-Мед» Россия, 601220, Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4 т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru
СТАВРОМЕД	
Держатель кислородного баллона, модель 480.12	
Серийный номер:	1634
Номер ТУ	ТУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления	18.01.2023
Номер Р.У. №	
Сделано в РОССИИ	


Держатель кислородного баллона, модель 480.12.




Удлинительная плата (металлический лист), модель 120.03.70.001. Пример маркировки.




Удлинительная плата (металлический лист), модель 120.03.70.001.




Кожух, модель 180.70.72. Пример маркировки.




Кожух, модель 180.70.72.




Обвес из АБС пластика, модель 210.18.00.001. пример маркировки.



Обвес из АБС пластика, модель 210.18.00.001.




Выдвижная полка для хранения пульта управления и сменных постельных принадлежностей, модель 300.53. Пример маркировки.



Выдвижная полка для хранения пульта управления и сменных постельных принадлежностей, модель 300.53.



Аккумулятор, модель JCP35 PA-B-1. Пример маркировки.



ООО «Ставро-Мед»


Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

**Аккумулятор,
модель JCP35 PA-B-1**


Серийный номер:	1639
Номер ГУ	ГУ 32.50.30-003-22732761-2023
Дата изготовления:	12.12.2022
Номер Р.У. №	

Сделано в РОССИИ

Аккумулятор, модель JCP35 PA-B-1.




Рельс для крепления принадлежностей, модель 300.54. Пример маркировки.




Рельс для крепления принадлежностей, модель 300.54.




Намотчик для электрического кабеля, модель 120.70.80. Пример маркировки.




Намотчик для электрического кабеля, модель 120./0.80.




Бампера с роликами, модель 120.03.01.200-100. пример маркировки.



Бампера с роликами, модель 120.03.01.200-100.




Бампер, модель 120.03.01.005. Пример маркировки.




482


Бампер, модель 120.03.01.005.




Адаптер стойки для вливания, модель 480.11.00.100. Пример маркировки.




Адаптер стойки для вливания, модель 480.11.00.100.




Регулируемый подголовник, модель 180-05.03.01.200. Пример маркировки.




Регулируемый подголовник, модель 180-05.03.01.200.



Фиксирующий ремень, модель 480.15. Пример маркировки.



Фиксирующий ремень, модель 480.15.



Перекладчик, модель 480.03.18. Пример маркировки.



СТАВРОМЕД

ООО «Ставро-Мед»

Россия, 601220, Владимирская обл.,
Собинский р-н, п. Ставрово,
ул. Октябрьская, д. 93А, стр. 1, пом.4
т/ф (49242) 5-24-04 www.stavromed.ru

Перекладчик,
модель 480.03.18

Серийный номер:

1647

Номер ГУ

ГУ 32.50.30-003-22732761-2023


Дата изготовления

26.01.2023

Номер Р.У. №

Сделано в РОССИИ

Перекладчик, модель 480.03.18.



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 191 листа (ов).

Генеральный директор

 / Бжезинский А.С.

