



BTL Russia

Фотографические изображения медицинского изделия:

***"Суточный монитор артериального давления BTL-08 АВРМ с
принадлежностями"***

производства BTL Industries Limited (161 Cleveland Way, Stevenage SG1 6BU Hertfordshire,
United Kingdom)

Содержание

Номер страницы	Номер рисунка	Название
3.	<i>Рисунок 1</i>	Общий вид медицинского изделия " Суточный монитор артериального давления BTL-08 ABPM с принадлежностями"
4.	<i>Рисунок 2</i>	Монитор BTL-08 ABPM (диагональ - 1.8")
5.	<i>Рисунок 3</i>	Переносной чехол с ремнем
6.	<i>Рисунок 4</i>	Оптоволоконный USB кабель для подключения к ПК
7.	<i>Рисунок 5</i>	Манжета стандартная (размеры: 16 × 52 см, охват плеча 24 - 32 см)
8.	<i>Рисунок 6</i>	Транспортировочный кейс
9.	<i>Рисунок 7</i>	Набор аккумуляторов (AA 1.2V) (не более 10 шт.)
10.	<i>Рисунок 8</i>	Зарядное устройство для аккумуляторов (1.2V)
11.	<i>Рисунок 9</i>	Руководство пользователя для BTL-08 ABPM, на русском языке
12.	<i>Рисунок 10</i>	Руководство пользователя для BTL CardioPoint-ABPM, на русском языке
13.	<i>Рисунок 11.1</i>	Программное обеспечение BTL CardioPoint-ABPM для BTL-08 ABPM, версия 2.0 и выше
14.	<i>Рисунок 11.2</i>	Программное обеспечение BTL CardioPoint-ABPM для BTL-08 ABPM, версия 2.0 и выше
15.	<i>Рисунок 12</i>	Манжета большая (размеры: 16 × 70 см, охват плеча 32 - 42 см)
16.	<i>Рисунок 13</i>	Манжета малая (размеры: 9 × 41 см, охват плеча менее 24 см)
17.	<i>Рисунок 14</i>	Модуль модернизации для BTL-08 ABPM (для модернизации слота под аккумуляторы AA 1.2V)
18.	<i>Рисунок 15</i>	Аккумулятор для BTL-08 ABPM (AA 1.2V)
19.	<i>Рисунок 16</i>	Сумка транспортировочная
20.	<i>Рисунок 17</i>	Модуль дисплея для BTL-08 ABPM (диагональ - 2.6")
21.	<i>Рисунок 18</i>	РАМКА для BTL-08 ABPM
22.	<i>Рисунок 19</i>	Информационная табличка



Рисунок 1. Общий вид медицинского изделия "Суточный монитор артериального давления BTL-08"



Рисунок 2. Монитор BTL-08 ABPM (диагональ - 1.8")











Рисунок 7. Набор аккумуляторов (AA 1.2V) (не более 10 шт.)



Рисунок 8. Зарядное устройство для аккумуляторов (1.2V)



СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ BTL-08 АВРМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рисунок 9. Руководство пользователя для BTL-08 АВРМ, на русском языке



BTL CARDIOPOINT- ABPM

версия 2.0 и выше

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рисунок 10. Руководство пользователя для BTL CardioPoint-ABPM, на русском языке


Пользователь Исследование Вид Настройка Дизайн Помощь

Все измерения

V	Время	T	САД мм рт.ст	ДАД мм рт.ст	пульс	ссь	прп	Ошибка
-	(1)11:00	A	-	-	-	-	A	90.C1
✓	(1)11:15	A	138	92	79			
✓	(1)11:30	A	126	96	83			
✓	(1)11:45	A	133	95	83			
✓	(1)12:00	A	131	95	84			
✓	(1)12:15	A	135	88	84			
✓	(1)12:30	A	179	118	100			
✓	(1)12:45	A	128	90	89			
✓	(1)13:00	A	135	93	89			
✓	(1)13:15	A	134	93	91			
✓	(1)13:30	A	137	93	96			
✓	(1)13:45	A	139	93	99			
✓	(1)14:00	A	135	94	97			
✓	(1)14:15	A	145	93	93			
✓	(1)14:30	A	141	91	94			
⌚	(1)14:32	B	-	-	-		M	
✓	(1)14:45	A	135	95	98			
✓	(1)15:00	A	136	95	92			
✓	(1)15:15	A	134	96	96			
✓	(1)15:30	A	141	97	96			
✓	(1)15:45	A	127	90	95			
✓	(1)16:00	M	141	94	91			
✓	(1)16:15	M	131	93	90			
✓	(1)16:30	M	139	91	93			

Тренд АД Гистограммы АД

АД[мм рт.ст]



28.10.2014 13:30 - 29.10.2014 13:30

Период времени	Общее	Дневные часы	Ночные часы
Диапазон времени		06:00 - 21:59	22:00 - 05:59
Ср САД[мм рт.ст]	134 (<=135) Высокое нормальное АД	137 (<=140) Высокое нормальное АД	127 (>125) Повышенное АД
Ср ДАД[мм рт.ст]	90 (>85) Повышенное АД	93 (>90) Повышенное АД	83 (>75) Повышенное АД
Все / Успешные измерения	81/79	65/63	16/16
Ср АД[мм рт.ст]	105	108	98
Ср Пульс АД[мм рт.ст]	44	44	43

Медицинское заключение

Автозаполнение Добавить выбранную фразу Удалить выбранную фразу

Печать Ctrl + P

Просмотр Ctrl + Alt + P

Настройки

Готово

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пользователь Исследование Вид Настройка Дизайн Помощь

Все измерения

V	Время	T	САД мм рт.ст.	ДАД мм рт.ст.	пульс	ссы	при	Ошибка
❌	(1)11:00	A	-	-	-	A	90 C1	
✅	(1)11:15	A	138	92	79			
✅	(1)11:30	A	126	96	83			
✅	(1)11:45	A	133	95	83			
✅	(1)12:00	A	131	95	84			
✅	(1)12:15	A	135	88	84			
✅	(1)12:30	A	179	118	100			
✅	(1)12:45	A	128	90	89			
✅	(1)13:00	A	135	93	89			
✅	(1)13:15	A	134	93	91			
✅	(1)13:30	A	137	93	96			
✅	(1)13:45	A	139	93	99			
✅	(1)14:00	A	135	94	97			
✅	(1)14:15	A	145	93	93			
✅	(1)14:30	A	141	91	94			
ⓘ	(1)14:32	B	-	-	-	M		
✅	(1)14:45	A	135	95	98			
✅	(1)15:00	A	136	95	92			
✅	(1)15:15	A	134	96	96			
✅	(1)15:30	A	141	97	96			
✅	(1)15:45	A	127	90	95			
✅	(1)16:00	M	141	94	91			
✅	(1)16:15	M	131	93	90			
✅	(1)16:30	M	139	91	93			

O CardioPoint 2.23.18524.0

Информация о продукте

BTL Cardio Point

Версия 2.23.18524.0

Установлена версия 2.23.18524.0.b

Copyright © BTL Industries Ltd. 2013

BTL Industries Ltd.

Описание продукта

Лицензия

Ограничение: Licence300

Имя: BTL

Дистрибьютор: BTL

Продукт: ABPM

Ограничение: Licence600

Имя: BTL

Дистрибьютор: BTL

Установленные компоненты

Компонент	Версия	Путь
База данных	24	SQLite; DbVersion=24; DbRequiredVer
MEW ABPM	2.23.18...	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\M...
MEW ABPM.resources	1.0.0.0	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\ru...
MEW Agent	2.23.18...	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\M...
MEW Archiver	2.23.18...	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\M...
MEW.Common	2.23.18...	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\M...
MEW.Common.resources	1.0.0.0	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\ru...
MEW.DataModel	2.23.18...	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\M...
MEW Downloader	1.0.0.0	C:\Program Files (x86)\BTL\MEW\M...

Скопировать

OK


Информация о системе...

Печать Ctrl + P

Просмотр Ctrl + Alt + P

Настройки

Готово



Ночные часы

22:00 - 05:59

127 (>125)

Повышенное АД

83 (>75)

Повышенное АД

16/16

98

43






BTL-08 ABPM

ambulatory blood
pressure monitor

SN **503004**



BTL Industries Ltd.
161 Cleveland Way
Stevenage
Hertfordshire
SG1 6BU, UK

Warranty void
if sticker removed!

DC 2.4~3V
2 x AA batteries



0434

MDD
IIa

◀ PC

www.btl.net.com

cuff ▶




Рисунок 15. Аккумулятор для BTL-08 АВРМ (AA 1.2V)



17





18

Рисунок 18. Рамка для BTL-08 ABPM



Рисунок 19. Информационная табличка

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 22 листов

Генеральный директор
Ильдар Мираев

