



Director, BTL Industries Limited:

BTL Industries Limited

161 Cleveland Way
Stevenage

SG1 6BU Hertfordshire
United Kingdom

/Ondřej Sojka

**ДОПОЛНЕНИЕ К ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

на медицинское изделие

**«Электрокардиограф непрерывной записи по Холтеру BTL-08 ECG HOLTER с
принадлежностями»**

1. Требования к персональному компьютеру, с которым должен работать Электрокардиограф непрерывной записи по Холтеру BTL-08 ECG HOLTER с принадлежностями

IBM совместимый компьютер:

Операционная система: Windows XP 32 бит, Windows Vista 32 бит, Windows 7, 8, 8.1 и 10 32 бит и 64 бит.

Процессор: Минимально- одноядерный 2 ГГц, рекомендовано- двухъядерный 2,5 ГГц

Оперативная память: Минимально- 1 Гбайт, рекомендовано 3 Гбайт.

Монитор*:

Разрешение: Минимально - 1024x768, рекомендовано- 20" LCD с разрешением 1600x900 и выше

Яркость: не менее 300 кд/м²

Контрастность: 1000:1 соотношение

Диагональ экрана: 22 дюйм

Свободное место на HDD: Минимально - 5 Гбайт, рекомендовано - 20 Гбайт и выше

Количество USB портов: USB 2.0

Сетевой адаптер:

Разрядность: 64, 128 бит

Интерфейс: PCI

Пропускная способность шины PCI: 32 бит

Скоростью работы: 10/100/1000 Мбит/с

Устройство чтения компакт дисков:

Тип: DVD RW

Размещение: внутренний

Интерфейс подключения: Serial ATA

Скорость чтения: DVD 16x, CD 48x

Видеокарта:

Частота ЦПУ: не менее 589 МГц

Объем памяти: не менее 512 Мбайт

Тип видеопамати: GDDR3

Шина памяти: 64, 128, 256, 384 бит

Разрядность шины видеопамати: 32, 64 бит

***Для оптимальной работы, BTL рекомендует использовать более высокие характеристики, чем минимальное.**