

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Иновационная медицина»

Д. В. Домарев

М.П.

20.05.2024г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса
цифровой с передачей данных по Bluetooth с принадлежностями
по ТУ 26.60.12–001–39468618–2023**

2024



Фото 1 - Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по Bluetooth с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-39468618-2023 (Общий вид)



Фото 2 – Основной блок в корпусе (вид спереди)



Фото 3 – Основной блок в корпусе (вид справа)



Фото 4 – Основной блок в корпусе (вид сзади)



Фото 5 – Основной блок в корпусе (вид слева)



Фото 6 – Манжета универсальная размер 22-42 см с трубкой (общий вид)



Фото 7 – Элементы питания (общий вид)



Фото 8 – Чехол для хранения (общий вид)

Прибор для измерения
артериального давления
и частоты пульса цифровой
с передачей данных по bluetooth



Фото 9 – Потребительская упаковка (вид спереди)

Дневник наблюдений

Бесплатно, всегда под рукой

- 1 Откройте раздел «Умный мониторинг» в мобильном приложении
- 2 Измерьте артериальное давление с помощью тонометра
- 3 Посмотрите результаты и динамику показателей в электронном дневнике наблюдений




Установите мобильное приложение

Фото 10 – Потребительская упаковка (вид справа)

Сервис «Умный мониторинг»

Вы под наблюдением кардиолога 24/7

Дежурный кардиолог СберЗдоровья
получит ваши измерения и свяжется
с вами при показателях выше нормы



Откройте приложение и активируйте
сервис «Умный мониторинг»



Тонометр оснащён
индикатором аритмии

Фото 11 – Потребительская упаковка (вид сзади)

**Прибор для измерения артериального
давления и частоты пульса цифровой
с передачей данных по Bluetooth
с принадлежностями по ТУ
26.60.12-001-39468618-2023**

В комплекте:

- Основной блок – 1 шт.;
- Манжета универсальная
размер 22-42 см с трубкой
– 1 шт.;
- Элемент питания – 3 шт.;
- Руководство по
эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

- Чехол для хранения – 1 шт.

Источник питания:

- Внутренний (батарейки)
- Технология щелочная
(алкалиновая)
- Тип элемента питания AA
(LR6)
- Напряжение элементов
питания, В 4,5
- Продолжительность работы
от элементов питания,
измерений, не менее 300

Стандарт беспроводной связи Bluetooth
4.0 и старше (IEEE 802.15.1)

Наименование программного
обеспечения: Tonometer

Версия программного обеспечения V 1.1.1

Допустимые условия транспортирования:
температура от -50°C до +40°C, влажность
не более 98% при +25°C, атмосферное
давление от 70кПа до 106 кПа.

Допустимые условия хранения:
температура от +5°C до +40°C, влажность
не более 80% при +25°C, атмосферное
давление от 70кПа до 106 кПа.

Утилизация изделия и его
принадлежностей по классу отходов А

Сан-Пин 2.1.3684-21

SN 033WJ2023092601837 2023-09



ООО «Инновационная Медицина» 105201, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская,
д.44, этаж цокольный, пом.ком. 41/В.5
Shenzhen Jami Technology Co., Ltd, A101-301, D101-201, Jami Science & Technology
Park, No. 2 Guixuan Road, Guixiang Community, Guanlan Street, Longhua District,
Shenzhen 518100, PRC



Фото 12 – Потребительская упаковка (вид слева)




Фото 13 – Потребительская упаковка (вид снизу)



Прошито, пронумеровано

пятинадесят

14

страниц

Домарев Д.В.

