

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Анализатор автоматический иммуногематологический ИИ-500
с принадлежностями**

2021 г.



Анализатор автоматический иммуногематологический ИИ-500



Кабель питания 220 В (Power cable 220V).

IH-500

User Manual

Catalog # 001500



BIO-RAD



Предохранитель Т20А (Fuse Т20А)



Клавиатура с USB-кабелем (Keyboard with the USB-cable).



Адаптер PS/2 для клавиатуры (PS/2 Adapter for keyboard).




Набор креплений для клавиатуры (Keyboard fixing kit) (1 набор/4 шт.).



Защитное покрытие для клавиатуры (Protection for keyboard).



Внешнее устройство для считывания штрихкодов с USB-кабелем (External barcode reader with USB cable).




Подставка для сканера (Scanner support).



Держатель сканера на подставке (Scanner holder).




Элемент крепежа сканера (Support element).




Держатель сканера штрихкодов (Barcode scanner holder).




Штатив для образцов (Sample rack)




Держатель образцов с пружинными гнездами (Sample block with spring)



Ферритовый фильтр для кабеля питания (Ferrite for power cable).



Набор этикеток со штрихкодами (2 л./уп.) (Barcode label set (2 sheets/set))



Штатив для реагентов (Reagent tray).



Наконечник для перфорации (Diluent percieng tip)




Блок для гелевых карт (Gel cards block)




Контейнер жидкости для очистки прибора (Cleaning liquid container)



Контейнер жидкости для промывки (Decontamination liquid container).




Контейнер для системной жидкости (System liquid container)



Контейнер для жидких отходов (Liquid waste container)




Крышка бункера (Bin cover).




Корпус бункера для твердых отходов (Solid waste box).




Установочный стол ИН-500 с рабочей станцией и бункером для твердых отходов (ИН-500 optional table with workstation and solid waste bin) (дверца закрыта)



Установочный стол IH-500 с рабочей станцией и бункером для твердых отходов (IH-500 optional table with workstation and solid waste bin) (дверца открыта)



ИБП (источник бесперебойного питания) (UPS (Uninterrupted Power Supply))



CD-диск с руководством пользователя ИБП и ПО Liebert MultiLink (CD with User Manual and Liebert MultiLink Software)



Com-кабель (Contact Closure Cable) и USB-кабель (USB Cable)




Подставки (Tower stands)



Пакет с аксессуарами (болты – 12 шт., колодки для соединения - 2 шт., крепежные клеммы -12 шт.)




Ручки для извлечения ИБП из стойки (шкафа) по рельсам (Rack-Mount Handles)




Крепления для ручек



Болты для ручек (screws)




Элемент для соединения ИБП и блока батарей (Battery-UPS Tab)




Рельсы для крепежа в стойку (шкаф) (Fixed mounting rails)




Силовой кабель IEC-320- C19 (IEC-320- C19 input power cord)




Силовой кабель без вилки, для подключения к UPS IEC-320-C13 (IEC-320-C13 output cable)



Блок аккумуляторов для ИБП (Battery Pack for UPS).



Стальной крепеж коннектора батареи для удержания в разъеме ИБП



Кабель соединения ИБП и ИН-500 (UPS to IN-500 cable)

BIO-RAD

IH-500

REF 001500

100-120/230 VAC

50/60 Hz

SN 0500672


Max. 1550 VA



DiaMed GmbH
Pra Rond 23, 1785 Cressier FR
Switzerland



2017-06-23
Made in France



(01)07811989187623
(11)170823
(21)0500672

patent <http://www.bio-rad.com/en-fr/trademarks>

RO00007 A

Идентификационная этикетка на задней панели IH-500

001500



Анализатор автоматический иммуногематологический ИИ-500 с принадлежностями.

Состав указан в Регистрационном удостоверении

Только для диагностики in vitro

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Серийный номер, дата производства и графические символы указаны в маркировочной табличке на изделии и на оригинальной упаковке

Производитель: “ДиаМед ГмбХб” Швейцария

DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier FR, Switzerland

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04 diag_support_rcis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Страна происхождения: Франция

Макет маркировки для обращения в России

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
46 листов)

