

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ВаВи Фарм»

О.В. Федяшев



«10» февраля 2025 г.

**АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«ГЕМОВИС» ГЕЛЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО ТУ 21.20.24-001-03852034-2023**

«ГЕМОВИС» Гель гемостатический стерильный однократного местного применения в Дой пак пакетах объемом 60 мл, 80 мл и 110 мл



Подготовка средства к применению:

- Интенсивно размять пакет по всей его поверхности;
- Аккуратно снять защитный колпачок, удерживая упаковку пальцами в области горловины;
- Изделие готово к применению.

Условия хранения: Гель в транспортной упаковке должен быть устойчиво к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Дата изготовления: 15.08.23. **Серия:** 002.

Стерильно: Радиационная стерилизация.


Производитель: ООО «ВАВИ ФАРМ»,
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 50, литера А, помещ. 106, помещ. 15-Н, офис 403А



- «ГЕМОВИС» Гель гемостатический стерильный однократного местного применения в гофрированных флаконах с аппликатором объемом 10 мл, 35 мл, 65 мл, 85 мл и 110 мл



Общий вид (лицевая сторона) регистрируемого медицинского изделия в гофрированных флаконах с аппликатором



Подготовка средства к применению:

- Аккуратно вскрыть упаковку по линии надсечки;
- Извлечь из упаковки гофрированный флакон и наконечник — аппликатор;
- Интенсивно размять и встряхнуть флакон;
- Снять защитный колпачок с флакона;
- Надеть на флакон наконечник — аппликатор;
- Изделие готово к применению.


Условия хранения: Гель в транспортной упаковке должно быть устойчиво к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении по условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Дата изготовления 15.06.23. **Серия** 001.

Стерильно: Радиационная стерилизация.

Производитель: ООО «ВАВИ ФАРМ»,
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 50, литера А, помещ. 106, помещ. 15-Н, офис 403А



Общий вид (тыльная сторона) регистрируемого медицинского изделия в гофрированных флаконах с аппликатором



Вид (сборка) медицинского изделия в гофрированных флаконах с аппликатором

Гемо Вис

гель гемостатический

стерильный однократного местного применения
в гофрированном флаконе с аппликатором

STERILE

Назначение: для остановки наружного кровотечения различной интенсивности, преимущественно на догоспитальном этапе, в полевых условиях, а также в районах боевых действий

Подготовка к применению:

- Аккуратно вскрыть упаковку по линии надсечки;
- Извлечь из упаковки гофрированный флакон и наконечник – аппликатор;
- Интенсивно размять и встряхнуть флакон;
- Снять защитный колпачок с флакона;
- Надеть на флакон наконечник – аппликатор;
- Изделие готово к применению.

Способ применения:

Гель наносится на кровоточащую область раны до образования кровяного сгустка и остановки кровотечения. При необходимости наращивания кровяного сгустка, при длительном кровотечении, на область раны наносят новый объем средства, не удаляя первоначально образовавшегося сгустка. В зависимости от площади и локализации кровоточащей области раны возможно нанесение марлевой салфетки со средством для её тампонирования. После остановки кровотечения тампон удаляют.

Состав: хлорид (III), аминокaproновая кислота, диоксид кремния, вода дистиллированная.
Производитель: ООО «БАВИ ФАРМ», 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 50, литера А,
помещ. 123, помещ. 15-Н, офис 403А. ТУ 21.20.24-001-03852034-2023 РУ № XXX от XXXX
Важно помнить: Гель в транспортной упаковке должен быть устойчив к климатическим
изменениям при транспортировании и хранении по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации. Дата изготовления 24.05.2023 г. Серия 005.

Объём 85 мл



Вариант дизайна маркировки для применения в зоне боевых действий медицинского изделия
в гофрированных флаконах с аппликатором




Вид (сборка) медицинского изделия в гофрированных флаконах с аппликатором

- «ГЕМОВИС» Гель гемостатический стерильный однократного местного применения в толстых шприцах объемом 20 мл. Объем геля в шприце – 10 мл, 15 мл и 20 мл;



Общий вид (лицевая сторона) регистрируемого медицинского изделия в толстых шприцах



Подготовка средства к применению:

- Аккуратно вскрыть упаковку по линии надсечки;
- Извлечь из упаковки шприц;
- Снять защитный колпачок со шприца;
- Изделие готово к применению.

Условия хранения: Гель в транспортной упаковке должно быть устойчиво к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Дата изготовления: 15.06.23. **Серия:** 001.

Стерильно: Радиационная стерилизация.

Производитель: ООО «БАВИ ФАРМ»,
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабирова,
д. 50, антра А, помещ. 106, помещ. 15-Н, офис 403А



Общий вид (тыльная сторона) регистрируемого медицинского изделия в толстых шприцах



Вид (сборка) медицинского изделия в толстых шприцах

- «ГЕМОВИС» Гель гемостатический стерильный однократного местного применения в тонких шприцах объемом 10 мл. Объем геля в шприце – 5 мл, 10 мл.



Общий вид (лицевая сторона) Общий вид регистрируемого медицинского изделия в тонких шприцах

Подготовка средства к применению:

- Аккуратно вскрыть упаковку по линии надсечки;
- Извлечь из упаковки шприц;
- Снять защитный колпачок со шприца;
- Изделие готово к применению.


Условия хранения: Гель в транспортной упаковке должно быть устойчиво к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Дата изготовления: 15.06.23. **Серия:** 001.

Стерильно: Радиационная стерилизация.

Производитель: ООО «ВАВИ ФАРМ»,
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 50, литера А, помещ. 106, помещ. 15-Н, офис 403А



Общий вид (тыльная сторона) Общий вид регистрируемого медицинского изделия в тонких шприцах



Вид (сборка) медицинского изделия в тонких шприцах

Фотоизображение транспортной упаковки



Общий вид транспортной упаковки медицинского изделия «ГЕМОВИС» Гель гемостатический стерильный однократного местного применения

ГемоВис



**ГЕЛЬ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ** по ТУ 21.20.24-001- 03852034-2023

РУ № xxx от xxxx

Условия хранения: Гель в транспортной упаковке должно быть устойчиво к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Дата изготовления 15.06.23. **Серия** 001.

Количество: 12 шт.

Стерильно: Радиационная стерилизация.

Производитель: ООО «ВАВИ ФАРМ», 197183,

г. Санкт-Петербург, ул. Сабиновская,

д. 50, литера А, помещ. 106, помещ. 15-Н, офис 403А.



Внешний вид маркировки транспортной тары

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16 листов

Генеральный директор
ООО «ВАВИ ФАРМ»

/ О.В. Федяшев /

