

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
А.И. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО Фирма Диакомс

В.А. Аникин
« 06 » 2003 г.



**КУШЕТКА МАССАЖНАЯ СКЛАДНАЯ
СО СЪЕМНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ ПО ВЫСОТЕ
ПОДГОЛОВНИКОМ
КМС – «ДИАКОМС»**

ПАСПОРТ

АУКС.942819.045 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	взл. инв. №	Подп. и дата

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Лист
1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	5
5. Условия эксплуатации.....	5
6. Техническое обслуживание.....	5
7. Транспортирование и хранение.....	5
8. Свидетельство о приемке.....	6
9. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7
11. Сведения о рекламациях	8

					АУКС.942819.045 ПС								
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	КУШЕТКА МАССАЖНАЯ СКЛАДНАЯ КМС – «ДИАКОМС» Паспорт				Лит.	Лист	Листов		
Разработал		НИКИТИНА		05.03.05								2	8
Проверил		ЗУЕНКОВ		08.08.05									
Нач. отдела													
Н. контроль													
Утвердил		АНИКИН		06.05.05									

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние кушетки массажной складной КМС – «ДИАКОМС» зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Кушетка КМС – «ДИАКОМС» (Рис.1) может быть использована для проведения различных видов массажа и косметических процедур.
- 2.2 При складывании кушетка, ножки и подголовник убираются внутрь кушетки.
- 2.3 Кушетка имеет бесступенчатую регулировку подголовника.
- 2.4 Кушетка комплектуется чехлом.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перечень изделий, входящих в кушетку приведен в таблице 1.
Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1. Кушетка	АУКС.942819.045	1
2. Подголовник	АУКС.	1
3. Чехол	АУКС.	1
4. Паспорт	АУКС.942819.045 ПС	1

Представитель ОТК _____
подпись, дата

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		




Рис.1




Рис.2

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры в мм: длина – 2000, ширина – 500, высота – 700.
- 4.2 Габаритные размеры в сложенном состоянии, мм: длина – 800, ширина – 500, толщина – 170.
- 4.3 Масса кушетки, кг, не более – 22.
- 4.4 Допустимая нагрузка на кушетку не более 150 кг.
- 4.5 Изменение угла наклона подголовника относительно горизонтального положения $\pm 30^\circ$.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация кушетки должна производиться в закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений изделий, входящих в комплект.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в регулярном внешнем осмотре изделий входящих в кушетку и удалении возникающих в процессе эксплуатации загрязнений мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Кушетку допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Хранение кушетки должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отопливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка массажная складная КМС – «ДИАКОМС» зав. № _____

признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кушетка массажная складная КМС – «ДИАКОМС» зав. № _____

упакована на предприятии _____

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку произвел _____

Подпись

Кушетку массажную складную КМС – «ДИАКОМС» после упаковки
принял _____

Подпись

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки массажной складной требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода кушетки массажной складной в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в кушетку массажную складную вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав кушетки массажной складной, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание кушетки массажной складной.

- 11.2 Гарантийное обслуживание кушетки массажной складной производит предприятие «Диаконс», расположенное по адресу:
111250, г. Москва, Красноказарменный пр-д, д. 14а.
Тел./факс : (095) 361-55-37, (095) 361-55-68.

- 11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.942819.045 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4