

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
А.А. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

 В.А. Аникин



2003 г.

Столики металлические передвижные с боковыми ограждениями
на столешнице для размещения инструментов, медикаментов и
перевязочных материалов:

- с двумя выдвижными ящиками и одной съемной полкой
СИП 1 – «ДИАКОМС»;
- двухтумбовый, с одним выдвижным ящиком и одной полкой в каждом отсеке
СИП 2 – «ДИАКОМС»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.050 ПС

2003 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	взвешив. инв. №	Подп. и дата

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	5
5. Транспортирование и хранение.....	5
6. Свидетельство о приемке.....	6
7. Свидетельство об упаковке.....	6
8. Гарантии поставщика.....	7
9. Сведения о рекламациях	8

					АУКС.942819.050 ПС				
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Столики СИП 1-«ДИАКОМС» СИП 2 «ДИАКОМС» Паспорт		Лит.	Лист	Листов
Разработал	Никитина В.Б.		01.10.03					2	8
Проверил	Зуенков Ю.М.		01.10.03						
Нач. отдела									
Н. контроль									
Утвердил	Аникин В.А.		01.10.03						

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние столиков СИП 1-«ДИАКОМС», СИП 2-«ДИАКОМС» зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Столик металлический передвижной с боковыми ограждениями на столешнице с двумя выдвижными ящиками и одной съемной полкой, для размещения инструментов, медикаментов и перевязочных материалов СИП 1-«ДИАКОМС» (Рис. 1).
- 2.2 Столик металлический передвижной двухтумбовый, с боковыми ограждениями на столешнице, с одним ящиком и одной полкой в каждом отсеке, для размещения инструментов, медикаментов и перевязочных материалов СИП 2-«ДИАКОМС» (Рис.2).
- 2.3 Столики имеют цельносварную раму установленную на четыре колесные опоры Ø 125 мм, две из которых имеют тормозное устройство. Столешницы столов изготовлены из нержавеющей стали с боковыми ограждениями. Столики имеют рукоятку для передвижения в одной из боковин. Поверхность столов имеет полимерное покрытие белого цвета.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Комплект поставки столиков должен соответствовать указанному в таблицах 1,2

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Столик СИП 1-«ДИАКОМС»	АУКС.942819.050	1
2. Паспорт	АУКС.942819.050 ПС	1

					АУКС.942819.050 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Столик СИП 2-«ДИАКОМС»	АУКС.942819.050-01	1
2. Паспорт	АУКС.942819.050 ПС	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

					АУКС.942819.050 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4



Рис.1



Рис.2.

					АУКС.942819.050 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столики СИП 1-«ДИАКОМС», СИП 2-«ДИАКОМС» зав. № _____
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Столики СИП 1-«ДИАКОМС», СИП 2-«ДИАКОМС» зав. № _____
упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Подпись

М.П.

Столики СИП 1-«ДИАКОМС», СИП 2-«ДИАКОМС» после упаковки
принял _____
Подпись

					АУКС.942819.050 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода столов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 8.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в изделие.

					АУКС.942819.050 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае возникновения поломок изделия в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание столиков.

9.2 Гарантийное обслуживание столиков производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:

111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14а, стр.45

Тел./факс: (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

9.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 3.

Таблица 3

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание Рекламационного Акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.942819.050 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

8 ЛИСТОВ

И.Л. Сигалов



ОКП 94 5210

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Диакомс»


И. Л. Сигалов
«27» 05 2012 г.


НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Столики металлические передвижные с боковыми ограждениями
на столешнице для размещения инструментов, медикаментов и
перевязочных материалов:

- с двумя выдвижными ящиками и одной съемной полкой

СИП 1 – «ДИАКОМС»;

- двухтумбовый, с одним выдвижным ящиком и одной полкой в каждом отсеке

СИП 2 – «ДИАКОМС»

Соответствует техническим условиям

ТУ 9452 - 050 - 17099103 - 2003

2012

Инд. № подл.	Подп. и дата	взам. инв. №	Подп. и дата

Настоящие технические условия распространяются на столики СИП – 1, СИП - 2 (в дальнейшем – столики).

Столик металлический передвижной с боковыми ограждениями на столешнице с двумя выдвижными ящиками и одной съёмной полкой для размещения инструментов медикаментов и перевязочных материалов СИП 1-«ДИАКОМС».

Столик металлический передвижной вдухтумбовый с боковыми ограждениями на столешнице с одним ящиком и одной полкой в каждом отсеке для размещения инструментов медикаментов и перевязочных материалов СИП 2-«ДИАКОМС».

Столики представляют собой цельносварные рамы, установленные на четыре колесные опоры Ø 125 мм, два из которых имеют тормозное устройство. Столешницы столов изготовлены из нержавеющей стали с боковыми ограждениями. Столы имеют рукоятку для передвижения в одной из боковин.

Поверхности столов имеют полимерное покрытие белого цвета.

Столы изготавливаются в климатическом исполнении УХД категории 4.2 по ГОСТ 15150.

По устойчивости к механическим воздействиям столы относятся к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведены в приложении А.

Перечень приборов и оборудования, необходимых для контроля и проведения испытаний столов приведен в приложении Б.

Обозначение столов при заказе и в документации другого изделия:

Обозначение	Наименование
АУКС.942819.050	Столик СИП 1-«ДИАКОМС» ТУ 9452-050-17099103-2003
АУКС.942819.050 - 01	Столик СИП 2-«ДИАКОМС» ТУ 9452-050-17099103-2003

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609

					ТУ 9452-050-17099103-2003					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Столики СИП 1 – «ДИАКОМС» СИП 2 – «ДИАКОМС» Технические условия.		Лит.	Лист	Листов	
Разработал		НИКИТИНА		27.05.2002					2	7
Проверил		ЗУЕНКОВ		27.05.2002						
Нач. отдела										
Н. контроль										
Утвердил		ЗУЕНКОВ		27.05.2002						



Рис.1




Рис.2

					ТУ9452-050-17099103-2003	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1 Основные параметры и характеристики.
Общие виды столиков приведены на рис.1 и 2.
- 1.1.1 Столики должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51084, находящихся технических условий и комплекту документации утвержденных в установленном порядке.
- 1.1.2 Покупные изделия, должны иметь сопроводительную документацию, подтверждающую их соответствие стандартам и технической документации, заверенной техническим контролем изготовителя.
- 1.1.3 Масса должна быть не более, кг:
СИП 1-«ДИАКОМС» - 30;
СИП 2-«ДИАКОМС» - 52.
- 1.1.4 Габаритные размеры должны быть не более, мм:
(длина x ширина x высота)
СИП 1-«ДИАКОМС» - 760 x 420 x 950.
СИП 2-«ДИАКОМС» - 1050 x 580 x 830;
- 1.1.5 Диаметр колес должен быть не более, мм:
СИП 1-«ДИАКОМС» - 125;
СИП 2-«ДИАКОМС» - 125.
- 1.1.6 Столики должны быть устойчивы на горизонтальной плоскости, при этом зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.
- 1.1.7 Столики должны выдерживать равномерно-распределенную нагрузку массой не более, кг: СИП 1-«ДИАКОМС» – 25;
СИП 2-«ДИАКОМС» – 75 .
- 1.1.8 Усилие, необходимое для перемещения столика с равномерно-распределенной нагрузкой по ровному полу в момент трогания с места должно быть не более, Н: - СИП 1-«ДИАКОМС» - 50;
СИП 2-«ДИАКОМС» - 70.
- 1.1.9 Усилие опрокидывания столика с номинальной нагрузкой равномерно-распределенной на полках должно быть не менее, Н:
- СИП 1-«ДИАКОМС» - 150;
- СИП 2-«ДИАКОМС» - 250.
- 1.1.10 Столики, при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
- 1.1.11 Столики при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.
- 1.1.12 Столики при эксплуатации должны обладать вибропрочностью и ударопрочностью в соответствии с ГОСТ Р 50444 для группы 2.

					ТУ 9452-050-17099103-2003	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

- 1.1.13 Столики при транспортировании должны обладать вибропрочностью и ударопрочностью в соответствии с ГОСТ Р 50444 для группы 2.
- 1.1.14 Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.303 для группы эксплуатации 1.
- 1.1.15 Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104. Наружные поверхности столика должны иметь покрытия не ниже 3 класса.
- 1.1.16 Наружные поверхности, должны быть устойчивы к дезинфекции, согласно ОСТ 42-21-2 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.
- 1.1.17 Средний срок службы столиков – не менее 7 лет. За предельное состояние принимают такое состояние, при котором восстановление работоспособности столика невозможно или экономически нецелесообразно.

1.2 Комплектность.

- 1.2.1 Комплект поставки столиков должен соответствовать указанному в таблицах 1, 2.

Таблица 1.

Наименование	Обозначение документа	Кол-во шт.
1. Столик СИП 1-«ДИАКОМС»	АУКС.942819.050	1
2. Паспорт	АУКС.942819.050 ПС	1

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Кол-во шт.
1. Столик СИП 2-«ДИАКОМС»	АУКС.942819.050 – 01	1
2. Паспорт	АУКС.942819.050 ПС	1

					ТУ 9452-050-17099103-2003	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

1.3 Маркировка.

1.3.1 Маркировка столика должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444.

1.3.2 На каждом столике должна быть приклеена табличка, на которой должно быть указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение изделия;
- номер изделия;
- год изготовления.

1.4 Упаковка.

1.4.1 Столики должны быть упакованы в тару, изготовленную в соответствии с АУКС.461816.010.

Документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки.

					ТУ 9452-050-17099103-2003	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 2.1 Столики допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 2.2 Транспортирование столиков морским видом транспорта должно производиться в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов.
- 2.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 2.4 Хранение столиков должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации столиков – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.

3.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия.

					ТУ 9452-050-17099103-2003	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4