



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДИАКОМС»


М.И. Сигалова

«10» января 2024 г.

Кровать акушерская КА-01- «Диаконс» ТУ 32.50.30-001-04941231-2022

Фотографические изображения
медицинского изделия

2024



Кровать акушерская КА-01- «Диаконс» ТУ 32.50.30-001-04941231-2022

Кровать акушерская КА-01-«Диакомс»



ООО «ДИАКОМС», 109382, г. Москва,
ул. Нижние поля, д. 29, стр. 1, оф. 1



= 250 кг

Вес кровати: (192 ± 10) кг



IP 66

Потребляемая мощность: 500 ВА

Напряжение питания: 220 ± 22 В ~

Частота питания: 50 ± 0,5 Гц

Класс изделия: II 




Режим работы изделия: 2 мин. работы /
18 мин. пауза
(кратковременный)


РУ № _____ от _____ 20__ г.



Матрас для спины и тазовой части туловища



Ножной матрас



Бедренный матрас




Ногодержатель с кронштейном



Контейнер из нержавеющей стали



Ручной пульт управления



Центральная блокирующая педаль




Резиновые противоударные бамперы



Стойка инфузионная



Головное ограждение торцевое пластиковое



Нижнее крепление торцевых электрических



Боковые ограждения пластиковые



Изголовные ручки





81

Перекладина для толкания




Держатель перекладины для толкания



Выдвижная ступенька



Колесная опора с фиксатором



Складные толкательные ручки




«Кровать акушерская КА-01 по ТУ 32.50.30-001-04941231-2022»

Кровать акушерская КА-01-«Диакомс»



ООО «ДИАКОМС», 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 29,
стр. 1, оф. 1



РУ № _____ от _____ 20__ г.

Дата упаковки:



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 23

листы трех листах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

 СИГАЛОВА М.И.