

20 литров / **ДИЛЮЭНТ ИР 5**

Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов

Кат.№: ИР 5-2000

Назначение

Предназначен для предварительного разведения образцов крови в гематологических анализаторах перед непосредственным подсчетом форменных элементов.

Срок годности и условия хранения

Хранить при температуре от 2° до 40°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°С.

Ограничения, меры предосторожности

Только для профессионального использования.

Реагенты не предназначены для потребления.

При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте данный участок водой и обратитесь к врачу.


Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам.



Объем: 20 литров IVD

ТУ 21.20.23-005-20073490-2018

РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



универсальные
реагенты

ООО «Универсальные реагенты»

Юридический адрес: Россия, 197046, Санкт-Петербург г, Петровская наб, дом № 4, литера А, помещение 16-Н

Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, в районе д. Новосаратовка, литер А.

8 (812) 635-03-34 info@ureagent.ru

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд



«Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов (Дилуэнт ИР 5)
для диагностики ин витро по ТУ 21.20.23-005-20073490-2018»

20 литров / ДИЛЮЭНТ ИР 5

Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов
Кат.№: ИР 5-2000

Назначение

Предназначен для предварительного разведения образцов крови в гематологических анализаторах перед непосредственным подсчетом форменных элементов.

Срок годности и условия хранения

Хранить при температуре от 2° до 40°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°С.

Ограничения, меры предосторожности

Только для профессионального использования.
Реагенты не предназначены для потребления.
При попадании на кожу или в глаза немедленно промойте данный участок водой и обратитесь к врачу.
Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам.



универсальные
реагенты

Объем: 20 литров IVD LOT: 15082019
ТУ 21.20.23-005-20073490-2018 15082019
RU NR XXXXXXXXXX 14082021

ООО «Универсальные реагенты»
Юридический адрес: Россия, 197046, Санкт-Петербург, Петровский наб., дом №4, литер А, помещение 19-Н
Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сиверское городское поселение, в районе д. Новосаргасья, литер А.
Р (812) 635-03-34 info@ureagent.ru

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

