




Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

1 литр / **ГЕМОЛИТИК ЛР 5**

Кат.№: ЛР 5-0100
**Лизирующий реагент
для гематологических
анализаторов**

Назначение

Предназначен для лизиса эритроцитов при сохранении целостности лейкоцитов, что необходимо для разделения клеток на субпопуляции, и для превращения всех форм гемоглобина в единый модифицированный гемоглобиновый комплекс для его количественного определения при выполнении исследований с помощью гематологических анализаторов.

Срок годности и условия хранения

Хранить при температуре от 2° до 40°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°С.

Ограничения, меры предосторожности

Только для профессионального использования.
Реагенты не предназначены для потребления.
При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте данный участок водой и обратитесь к врачу.
Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам.
Полная инструкция доступна по запросу пользователей на info@ureagent.ru



Объем: 1 литр

IVD

2°С 40°С

TU 21.20.23-006-20073490-2018

РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOT



ООО «Универсальные реагенты»

Юридический адрес: Россия, 197046, Санкт-Петербург г, Петровский наб., дом № 6, литер А, помещение 16-Н

Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сосновское городское поселение, в районе д. Новосаратовка, литер А.

8 (812) 635-03-34 info@ureagent.ru

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

