

20 литров / ДЕТЕРГЕНТ ПР 5

Промывающий реагент для гематологических анализаторов
Кат.№: ПР 5-2000

Назначение

Предназначен для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов (трубки прибора, апертура счётных камер).

Срок годности и условия хранения

Хранить при температуре от 2° до 40°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°С.

Ограничения, меры предосторожности

Только для профессионального использования.
Реагенты не предназначены для потребления.
При попадении на кожу или в глаза, немедленно промойте данный участок водой и обратитесь к врачу.
Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам.



Объем: 20 литров IVD 2°C 30°C LOT
ТУ 21.20.23-008-20073490-2018
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



универсальные
реагенты

ООО «Универсальные реагенты»

Юридический адрес: Россия, 197046, Санкт-Петербург г, Петровская наб, дом № 4, литера А, помещение 16-Н

Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, в районе д. Новосаратовка, литер А.

8 (812) 635-03-34 info@ureagent.ru

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд



Промывающий реагент для гематологических анализаторов (Детергент ПР 5) для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-008-20073490-2018

20 литров / **ДЕТЕРГЕНТ ПР 5**

Промывающий реагент для гематологических анализаторов

Кат.№: ПР 5-2000

Назначение


Предназначен для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов (трубки прибора, апертура счётных камер)

Срок годности и условия хранения

Хранить при температуре от 2° до 40°C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°C

Ограничения, меры предосторожности

Только для профессионального использования
Реагенты не предназначены для потребления
При попадении на кожу или в глаза, немедленно промойте
данный участок водой и обратитесь к врачу
Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам



универсальные
реагенты

Объем 20 литров IVD 1 LOT 02082019

Ty 21.20.23-008-20073-90-2018

Py 18 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT 02082019

02082019

01082021

ООО «Универсальные реагенты»

Юридический адрес: Россия, 197046, Санкт-Петербург К. Петровская наб. дом № 4, литер А, помещение 10-Н

Адрес производства: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, в районе Д. Новокретьева, литер А.

8 (812) 635-03-34 info@ureagent.ru

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

