

Очищающий раствор для гематологических анализаторов Кат. № О
Очиститель ОР 1 Объем: 1 л

предназначен для глубокой очистки иглы отбора проб и периферии гематологического анализатора (трубки прибора, апертура).

Меры предосторожности

Профессионального использования.
Предназначен для потребления.

При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обратиться к врачу.

Хранение и использование проводить согласно инструкции.

Срок годности

Хранить в темном месте. После вскрытия раствора использовать при температуре хранения.



2°C - 40°C

LOT



180620

180620

170620

ООО «Универсальные реагенты»
г. Санкт-Петербург, Петровская наб.,
дом 4, лит. А, пом. 16-Н

ТУ 21.20.23-00

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

