

Промывающий реагент для гематологических анализаторов (Детергент ПР 3)

Для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-003-20073490-2018

Промывающий реагент для гематологических анализаторов Детергент ПР 3

Кат.№: ПР 3-2000

Объем: ☐ 5л ☐ 10л ☒ 20л

Назначение

предназначен для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов (трубки прибора, апертура счетных камер).

Срок годности и условия хранения

Хранить в темном месте, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°C.

Ограничения, меры предосторожности

Только для профессионального использования.
Реагент не предназначен для потребления.
При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте данный участок водой и обратитесь к врачу.
Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам.

NO

1

2

3

20°C

10072019

10072019

09072020

ООО «Универсальные реагенты»
Россия, г. Санкт-Петербург, Петровская наб.,
дом 4, лит А, пом. 16-Н
Рег.Уд.

ТУ 21.20.23-003-20073490-2018

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

