

Лизирующий реагент для гематологических анализаторов (Гемолитик ЛР 3)

для диагностики ин витро по ТУ 21.20.23-002-20073490-2018

Лизирующий реагент для гематологических анализаторов
ГЕМОЛИТИК ЛР 3

Назначение

Предназначен для лизиса эритроцитов при сохранении целостности лейкоцитов, что необходимо для разделения в субопуляции, и для превращения всех форм гемоглобина в единый модифицированный гемоглобиновый комплекс для его количественного определения при выполнении исследований с помощью гематологических анализаторов.

Срок годности и условия хранения

Хранить в темном месте, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
После вскрытия реагенты должны быть использованы в течение 60 дней и храниться при температуре от 15° до 30°С.

Ограничения, меры предосторожности

Использовать для профессионального использования.
Реагенты не предназначены для потребления.
При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте пораженный участок водой и обратитесь к врачу.
Утилизация должна проводиться согласно местным стандартам.

ООО «Универсальные реагенты»
Россия, г. Санкт-Петербург, Петровская наб.,
дом 4, лит. А, пом. 16-Н
Рег.Уд.

Генеральный директор ООО «Универсальные реагенты»

В.В. Линд

