



Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос под увеличением Aramo SG с принадлежностями



Линза X1



Линза X10



Линза X60



Линза X200



Линза X1000

Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением Aramo SG с принадлежностями



Подставка под аппарат Aramo SG с UV ультрафиолетовой лампой

Внешний блок питания на 12 В



В Кабель



RCA кабель



Подставка под измеритель влажности и держатель для губки




Подставка под линзы



Программное обеспечение SkinXPPRO



Программное обеспечение HairXPPRO



Руководство по эксплуатации



Салфетка из микрофибры



Воздушная помпа для очистки аппарата Aramo SG

Измеритель влажности



Держатель для губки




Спонжи для определения жирности 1 уп. (10 шт. в упаковке)




Размеры

сверху




Power Switch
Capture Switch
TPL Switch
POWER LAMP
MODE
EDIT
CAPTURE

сзади




сбоку




DC 5V INPUT
USB2.0 PORT
COMPOSITE OUT
POWER SWITCH

спереди



снизу




Измеритель влажности



Держатель для
спонжа-индикатора









Генеральный директор
ООО "Чэмпия"

Всего прошито, и скреплено
печатью _____

Гришинов Н.А.

