



# Закрытое акционерное общество «Медтехника»

198516 г. С-Петербург  
Петродворец, ул. Фабричная д. 1.  
Тел/факс 8-812-326-54-71

*Подпись*

## Укладка первой помощи с набором изделий медицинского назначения ТУ 9437-025-27418804-2009

### ЭТИКЕТКА

#### 1. Назначение и технические данные.

Укладка первой помощи с набором изделий медицинского назначения предназначена для оказания доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях (ДТП, техногенные катастрофы, стихийные бедствия и др.). Комплектация наборов позволяет использовать укладки немедицинским персоналом. Укладка выполнена в 5 исполнениях:

Исполнение. 1 Заплечный ранец с наружным карманом и клапаном.

Основные размеры:

Длина не более 450мм,  
ширина не более 380мм,  
высота не более 200мм;

Масса изделий: - с набором средств для оказания первой помощи - не более 10 кг

- без набора средств для оказания первой помощи не более - 3,5 кг

Набор вложений по Приложению В1

Исполнение 2 Чемодан из ткани на жестком каркасе с внутренним функциональным вкладышем

Основные размеры:

Длина не более 450мм,  
ширина не более 380мм,  
высота не более 200мм.

Масса изделий: с набором средств для оказания первой помощи - не более 9 кг

без набора средств для оказания первой помощи не более - 3,0 кг.

Набор вложений по Приложению В2

Исполнение 3 Чемодан из ткани, армированной пенополиэтиленом

Основные размеры:

Длина не более 450мм,  
ширина не более 380мм,  
высота не более 180мм.

Масса изделий: с набором средств для оказания первой помощи - не более 11 кг

без набора средств для оказания первой помощи не более - 3,0 кг.

Набор вложений по Приложению В3

Исполнение 4 Чемодан из ткани на жестком каркасе с внутренним столиком.

Основные размеры:

Длина не более 450мм,  
ширина не более 380мм,  
высота не более 130мм.

Масса изделий: с набором средств для оказания первой помощи - не более 8 кг

без набора средств для оказания первой помощи не более - 2,5 кг.

Набор вложений по Приложению В4

Исполнение 5 Текстильная сумка с наружными карманами.

Основные размеры:

Длина не более 450мм,  
ширина не более 230мм,  
высота не более 280мм.

Масса изделий: с набором средств для оказания первой помощи - не более 7 кг

без набора средств для оказания первой помощи не более - 2 кг.

Набор вложений по Приложению В5

Укладка может эксплуатироваться на открытом воздухе в диапазоне температур от минус 35°C до плюс 40°C

Укладка с набором по приложению В-4 может эксплуатироваться в диапазоне температур от плюс 5°C до плюс 30°C (ввиду наличия глюкометра с набором тест-полосок и скарификаторов).

#### 2. Комплектность

В комплект поставки укладки входит:

- сумка (в виде ранца, чемодана или текстильной сумки)-1 шт;
- набор изделий медицинского назначения (комплектность по согласованию с покупателем);
- перечень вложений, входящих в набор - 1 шт
- этикетка-1 шт.

#### 3. Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция.

3.1. Доставить укладку на место происшествия, открыть и приступить к использованию входящих в укладку изделий

3.2 Сумки для упаковок изготовлены из материалов безопасных при контакте с открытыми участками кожи.

3.3 Обеззараживание поверхности производится 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства, типа «Лотос»

3.4 При видимых обильных загрязнениях упаковок кровью - обеззараживание производится двукратным протиранием двумя салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором.

#### 4. Срок эксплуатации

4.1 Средний срок службы укладки - 2 года.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации укладки-12 месяцев со дня продажи

Принято ОТК: \_\_\_\_\_

4.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.

4.4 Гарантийный ремонт осуществляется ЗАО «Медтехника».

| КОД ПОСТАВКИ |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 1В1          | 2В2 | 3В3 | 4В4 | 5В5 |
|              |     |     |     |     |

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_