



125167, г. Москва, Авиационный пер., д.5, корп.4
Тел.: (495) 223-27-08/09 (доб. 46-56, 46-77); Факс: (499) 152-52-41
www.elin-gk.ru, e-mail: info@elin-gk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОНИНВЕСТ»

Е.М. Полянский

«03» Февраля 2015 г.

М.П.



Фотографические изображения медицинского изделия: **Аппарат для вибротерапии с принадлежностями**
по ТУ 9444-001-20749622-2014, в следующих исполнениях: ЭлИн-Мед, ЭлИн-Мед Спорт.

06,0 Hz

00:00

Дисплей



Вариант исполнения ЭлИн-Мед Спорт.



**ГРУППА КОМПАНИЙ
ЭЛЕКТРОИНВЕСТ**

Изготовитель: ЗАО ГК "Электронинвест"

Модель: ЭлИн-Мед Спорт

Технические условия: ТУ 9444-001-20749622-2014

Серийный номер: 001

Электропитание: ~ 220–250В, 50–60 Гц

Потребляемая мощность, не более: 400 В·А

Максимальная нагрузка: 150 кг

Время работы - 20 мин.

Время паузы - 3 мин.



Шильдик. Вариант исполнения ЭлИн-Мед Спорт.





Изготовитель: ЗАО ГК "Электронинвест"

Модель: Элин-Мед

Технические условия: ТУ 9444-001-20749622-2014

Серийный номер: 001


Электропитание: ~ 220–250В, 50–60 Гц

Потребляемая мощность, не более: 400 В·А


Максимальная нагрузка: 150 кг

Время работы - 20 мин.


Время паузы - 3 мин.




Шильдик. Вариант исполнения Элин-Мед



Комплект монтажный



Ремни для ног



Ремни для рук



Шнур сетевой

Крошото и
прокумерово
Нисаев

