

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Анализатор глюкозы 2 фирмы BECKMAN Figure. 1-1. в совокупности с пипеткой ACCUSTROKE, набором реактивов и стандартом на глюкозу является системой, предназначенной для количественного определения глюкозы в плазме, сыворотке, цереброспинальной жидкости или моче. Особенности сбора и подготовки образца описаны в разделе шесть данной инструкции.

Центрифугирование крови удобно осуществлять на центрифугах BECKMAN MICROFUGES. Figure 1-2.




Figure 1-1. Beckman Glucose Analyzer 2




Figure 1-2. Beckman Glucose Analyzer 2 System Features