

24.05.2010
Генеральный директор
ЗАО «ДИАКОН-ДС»
Шарышев А.А.

Н.Н. Кле



**ГЛЮКОЗА И ЛАКТАТ-
SUPER GL "ДДС"**

**КАЛИБРОВОЧНЫЙ
РАСТВОР "ДДС"**
100 мл

Глюкоза - 12 ммоль/л
Лактат - 10 ммоль/л
(Разведен 1:50)

**ГОТОВ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Серия:
Годен до:
Хранить при 5 - 30 °C
Для in vitro диагностики
ЗАО "ДИАКОН-ДС"



КАЛИБРОВОЧНЫЙ РАСТВОР "ДДС"

Набор реагентов для
калибровки анализаторов
серии SUPER GL

Кат. №	10 001-2
Серия	
Состав набора	Калибровочный раствор "ДДС" 1 фл. x 100 мл.

[Глюкоза 12 ммоль/л (216 мг/дл)]

Лактат 10 ммоль/л (90 мг/дл)]

(РАЗВЕДЕН 1:50)

РУ №

5 °C  30 °C

Для in vitro
диагностики

ЗАО "ДИАКОН-ДС"

