

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»

В.С. Андреев

В.С. Андреев 2018 г


**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Термоиндикатор одноразовый для контроля “холодовой цепи”
«ТестТЕРМ»**

ТУ 9398-088-11764404-2010

Термоиндикатор одноразовый для контроля "холодовой цепи" «ТестТЕРМ»
по ТУ 9398-088-11764404-2010





Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/10482 от 15.05.2013г.
Сертификат соответствия ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 12.2.091-2
№ РОСС RU.ИИ02.Н17832 от 16.09.2016 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОРАЗОВОГО ДЛЯ КОНТРОЛЯ № 154.29

В настоящем руководстве даны сведения для надзора и утилизации термоиндикатора "ТестТЕРМ", выпуск. Данное руководство по эксплуатации термоиндикатора до "доходной цепи", где применяются индикаторы "ТестТЕРМ".

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТЕРМОИНДИКАТОРА

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА ТЕРМОИНДИКАТОРА «ТестТЕРМ»

серийный номер

A0048537

РЕЖИМ	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	ХРАНЕНИЕ	(ненужное зачеркнуть)
Поставщик (наименование организации)			
Ответственное лицо (Ф.И.О., подпись)			
Дата и время начала контроля			
Получатель (наименование организации)			
Ответственное лицо (Ф.И.О., подпись)			
Дата и время окончания контроля			
Нарушение режима	ДА	НЕТ	(ненужное зачеркнуть)
Дата и время обнаружения нарушения			

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДО АКТИВАЦИИ ИНДИКАТОРА



Журнал

учета движения
иммунобиологических
лекарственных препаратов

Наименование учреждения:

основание:
СП 3.3.2.3332-16
МУ 3.3.2.2437-09
МУ 3.3.2.1121-02

Начат: _____ 20__ г.
Окончен: _____ 20__ г.



Содержит литиевый источник питания.

Хранение индикатора следует осуществлять в отапливаемом помещении при условиях:

- максимальная температура +40 °С
- минимальная температура +5 °С
- максимальная относительная влажность 80% при 25 °С

КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ: 1

ПАРТИЯ ОТК ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

8 1 0 2



ФЕВ 2018

Гарантийный срок годности 24 месяца.

Транспортирование индикатора допускается осуществлять в условиях:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура -40 °С;
- максимальная относительная влажность 100 % при 25 °С


Утилизация согласно прилагаемой инструкции.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7 (495) 9887667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Термоиндикатор одноразовый для контроля "холодовой цепи" «ТестТЕРМ»
по ТУ 9398-088-11764404-2010

Термоиндикатор одноразовый для контроля "холодовой цепи" «ТестТЕРМ»
по ТУ 9398-088-11764404-2010



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

5 лист 06

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»

В.С. Андреев

