



Установка для термической обработки аллогенных костных трансплантатов модель Lobator sd-3 с принадлежностями:

1. Комплект для транспортировки и хранения
2. Комплект для дезинфекции

Установка для термической обработки аллогенных костных трансплантатов модель Lobator sd-2 с принадлежностями:

1. Комплект для транспортировки и хранения
2. Комплект для дезинфекции



Lobator sd-2



TIME



DATE



RS 232



select

+

-

Bezeichnung : Lobator sd-2
Bestell-Nr. : 8700000
Laufende Nr. : SN 2340
Hersteller : TELOS
Eingang : 230VAC 50/60 Hz 230 VA
Sicherung mT : 1 A
Made in Germany

Nicht im Feucht
Vor öffnen de

On —

POWER

Off —

FUSE

POWER
INPUT


Маркировка Установки для термической обработки аллогенных костных трансплантатов модель Lobator sd-2

Lobator sd-3

telos

Input: 230 V 50-60Hz 1A 230VA

Fuse: HT 1,0 A 250V



Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen !



telos H+V GmbH Bismarckstraße 18 32035 Marburg

Tel.: (+49) 06421 1717-17 www.telos-marburg.de

Serial: *30002*

Order No: *5000000*




MADE IN GERMANY

Маркировка Установки для термической обработки аллогенных костных трансплантатов модель Lobator sd-3

Принадлежности:

1. Комплект для транспортировки и хранения
2. Комплект для дезинфекции



проектно
и проучено
защо
5 (първа)
лист

