




BEWEGUNGSBAD-SCHMETTERLINGSWANNE

Bezeichnend für die Schmetterlingswanne ist die ergonomische Form und die großzügige Konstruktion. Sie ist daher sowohl für Patienten als auch für Therapeuten die ideale Anlage für Bewegungsübungen im Wasser. Die Form der Schmetterlingswanne läßt Arm- und Beinübungen des Patienten zu. Durch spezielle Ausbuchtungen in den Seitenteilen der Anlage ist es dem Therapeuten möglich, den Patienten optimal zu überwachen sowie ideale Hilfestellungen zu geben. Durch den zusätzlichen Einbau einer Unterwassermassagepumpe kann in der Schmetterlingswanne auch Unterwasserdruckstrahlmassage durchgeführt werden.

Der Wannenkörper besteht aus stark wärmeisolierendem, hitze- und säureresistentem, doppelwandigem GfK-Material. Ein stirnseitig nahtlos angeformtes Armaturenpußt ist mit 1"-Wannenfüllarmatur und Handbrause bestückt. Im Innenraum der Wanne sind unterhalb des Wannenrandes kleine Haltestangen für den Patienten fest installiert. Fünf verstellbare Alu-Füße gewährleisten den optimalen und sicheren Stand der Anlage. Der Abstand der Schmetterlingswanne zum Boden ist so konzipiert, daß die Anlage problemlos mit jedem Lifter unterfahren werden kann und auch stationäre Lifter eingesetzt werden können.

BK[®]
BEKA
 MEDIZINISCHER APPARATEBAU