

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Эндоскопическая стойка «Стандарт»



Эндоскопическая стойка «Эко»




Эндоскопическая стойка «Эксклюзив»




Эндоскопическая стойка «Эксклюзив 500»



Эндоскопическая Видеокамера 3CCD HD




Монитор 24" HD BARCO или Монитор 26" HD дисплей BARCO




II. Принадлежности:

1. Колесо – 2 шт.



2. Колесо с блокираторами – 2 шт.




3. Ящик



4. Полка – 2 шт.



5. Кронштейн для крепления кабеля сетевого




6. Кабели сетевые - от 1 до 5 шт.



7. Кабели сигнальные, видео, управляющие - от 1 до 5 шт.



8. Кабели заземляющие - от 1 до 5 шт.



9. Держатель головки камеры 1- 3 шт.




10. Головки эндовидеокамеры одночиповые, трехчиповые, HD, с кнопками управления и без кнопок управления - от 1 до 3 шт.




11. C-Mount коннектор головки эндовидеокамеры - от 1 до 3 шт.



12. Световодный кабель - от 1 до 3 шт.




13. Видеокабель (HDMI-DVI; HDMI-HDMI; YPbPr/RGB; Y/C; BNC) - от 1 до 3 шт.



14. Кабель BNC - от 1 до 3 шт.




15. Кабель S-видео - от 1 до 3 шт.



16. Кабель RGB-S - от 1 до 3 шт.




17. Кабель DVI-D - от 1 до 3 шт.




18. Кабель интерфейса ICB - от 1 до 3 шт.



19. Кабель DVI - от 1 до 3 шт.



20. Шнур питания для подключения к источнику переменного тока - от 1 до 3 шт.



Генеральный директор
ЗАО «Аркадис Медикал Групп»



Е.В.Хавская

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью общества _____ листов
Е.В. Хевсков "Аркадис
Медикал
Груп"
Директор

