

Медицинская справка.

Программатор Медтроник предназначен для управления всеми моделями кардиостимуляторов Медтроник, настройке специальных параметров, печати данных.

Программатор способен программировать все модели кардиостимуляторов «Medtronic». Большой яркий подвижный экран обеспечивает широкий угол обзора и облегчает чтение с дальнего расстояния. Экран в три раза ярче, чем у предыдущих моделей. Удобное соединение с блоком анализатора, предназначенного для интраоперационного измерения порогов чувствительности. Экстренное программирование осуществляется с помощью головки устройства программирования.

Анализатор системы кардиостимуляции используется для интраоперационного измерения порогов стимуляции имплантируемого кардиостимулятора.

Головка устройства программирования является частью программатора и используется для чтения данных, поступающих с кардиостимулятора с помощью телеметрии.

Програмное обеспечение необходимо для корректной работы программатора.

Аналоговые/входные кабели для программатора необходимы для соединения программатора с внешними устройствами.

Легко открывающийся лоток для бумаги позволяет заправлять ее одной рукой.

Трехскоростная система записи (12,5мм, 25мм и 50 мм). Встроенная клавиатура позволяет осуществлять быстрый ввод данных.

Генеральный директор



П.А.Шафрановский